

Kaip teisingai naudoti deguonies koncentratorių?



1. Iš patalpos, kurioje bus naudojamas deguonies koncentratorius, išneškite visus lengvai užsidegančius daiktus. Bet kokia degi medžiaga lengvai ir greitai užsidega esant didelei deguonies koncentracijai. Prietaiso naudojimo metu draudžiama rūkyti!
2. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite naudojimosi instrukciją. Jei skaitydami naudojimosi instrukciją ko nors nesuprasite, konsultuokitės su specialistu (gydytoju).
3. Alyvą, tepalus bei kitas riebalinės kilmės medžiagas laikykite nuošaliau deguonies koncentratoriaus, jo sujungimo prietaisų ar kitų priedų. Esant aukštam slėgiui, riebalinės kilmės medžiagoms susijungus su deguonimi, gali greitai įsiliepsnoti ugnis.
4. Rekomenduojama, kad deguonies koncentratorius būtų įjungtas mažiausiai 30 minučių. Mažesnė, nei 30 minučių, eksploatavimo trukmė trumpina prietaiso tarnavimo laiką.
5. Jei pastebite, kad laidas ar kištukas pažeistas, tinkamai neveikia, jei jie įkrito į vandenį ir pan., skambinkite kvalifikuotai remonto tarnybai, kad ši apžiūrėtų ir sutaisytų prietaisą. Prieš tai praneškite gamintojo įgaliotam atstovui.
6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių ar kaitinamų paviršių.
7. Į prietaiso angas neikiškite jokių su prietaisu nesusijusių daiktų.
8. Neuždenkite prietaiso angų ir nestatykite prietaiso ant minkštų paviršių, pavyzdžiui, lovos ar sofos, kad nebūtų blokuojamas iš prietaiso išeinantis oras. Saugokite, kad į prietaiso angas nepatektų pūkų, plaukų ir kitų nešvarumų.
9. Prietaiso drėkintuvą užpildykite **distiliuotu vandeniu** iki gamintojo nurodytos atžymos. Neperpildykite!
10. Rekomenduojama naudoti slėgiui atsparų vamzdelį, kurį tiekia gamintojas Invacare, ir kurio ilgis neviršytų 15,2m.
11. Daugelį elektroninių prietaisų veikia radio bangų trikdžiai, todėl reikia nustatyti kitų nešiojamų komunikacijos prietaisų poveikį naudojamam deguonies koncentratoriui.
12. Kad išvengtumėte elektros srovės iškvos, pasinaudoję deguonies koncentratoriumi, iš karto jį išjunkite iš elektros srovės maitinimo lizdo. Nenaudokite deguonies koncentratoriaus maudydamiesi. Laikykite prietaisą taip, kad jis neįkristų į vandenį ar į kitą skystį. Nelieskite deguonies koncentratoriaus, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo.
13. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
14. Saugokite prietaisą nuo vaikų.
15. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį kaip parašyta naudojimosi instrukcijoje ir kaip rekomendavo gydytojas. Drėkintuvų ir kitų priedų, neatitinkančių prietaiso specifikacijos, naudojimas gali pakenkti prietaiso veikimui ar net jį sugadinti.
16. Prietaisui naudokite tik Invacare įgalioto atstovo tiekiamas dalis ir priedus. Prietaiso dalių ir priedų, neatitinkančių prietaiso specifikacijos, naudojimas gali pakenkti prietaiso veikimui ar net jį sugadinti.
17. Nedidinkite deguonies srauto aukščiau raudonos atžymos, nes esant didesniai nei 5 l/min deguonies srauto greičiui, deguonies koncentracija ima mažėti.
18. Kas savaitę išimkite ir po tekančia drungno vandens srove išplaukite filtrus. Juos išdžiovinkite ir vėl įdėkite į deguonies koncentratorių.



www.DeguoniesAparatai.lt | Skambinkite, mielai patarsime ir atsakysime į Jūsų klausimus, pristatysime deguonies aparatą į namus ir atliksime jo techninę priežiūrą visą nuomos laikotarpį. Nemokamas telefonas visoje Lietuvoje: 8 800 00899.