

Apiprausimo vonios ir kita įranga ▶

- 99-100 p. Mobilios vonios
- 101 p. Reguliuojamo aukščio vonios
- 102 p. Keltuvai į vonią
- 103 p. Atlenkiami dušo stalai
- 104 p. Vonios slaugai ligoniams su demencija
- 105-106 p. Vonios lentos ir suoliukai

Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai

- ▶ 107-112 p. Higienos priemonės
- 113-115 p. Pagalbinės priemonės valgymui
- 116-117 p. Vaistų vartojimui
- 118 p. Apsirengimui
- 119-120 p. Kitos pagalbinės priemonės

Širmos

- ▶ 121-123 p. Suglaudžiamos stacionarios širmos
- 124 p. Suglaudžiamos mobilios širmos
- 125 p. Nesuglaudžiamos stacionarios širmos
- 126 p. Dušo širmos

Logistikos vežimėliai

- ▶ 127-128 p. Nešvarių skalbinių vežimėlis
- 129 p. Atliekų surinkimo vežimėlis
- 130 p. Manipuliaciniai vežimėliai

Terapijai

- ▶ 131-133 p. Rankų-kojų treniruokliai
- 133-134 p. Elektrostimuliacijos aparatai
- 134-136 p. Masažuokliai
- 137-138 p. Rankos treniruokliai
- 138 p. Kompiuterinės programos
- 139-140 p. Masažo ir poilsio foteliai

Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai

- ▶ 141-143 p. Deguonies koncentratoriai
- 143 p. Pulsoksimetras
- 144 p. Inhaliatorius
- 145-148 p. Kvėpavimo takų išvalymo sistemos
- 148 p. Gleivių atsiurbiklis
- 149 p. Neinvazinis šlapimo kiekio pūsleje matuoklis
- 150 p. Svarstyklės
- 150 p. Termometrai
- 150 p. Kraujo spaudimo matuokliai
- 151 p. Stetofonendoskopai
- 152 p. Priemonės pirmajai pagalbai
- 152 p. Procedūriniai stalai

Pagalvėlės pragulų profilaktikai operacijų metu

- ▶ 153-155 p. Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant nugaros
- 156 p. Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant pilvo
- 157 p. Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant šono
- 158 p. Pozicionavimo rekomendacijos – litotominė padėtis

Įmonė TEIDA Lietuvos sveikatos priežiūros rinkoje dirba nuo 1994 metų.

Pagrindinės veiklos sritys: slaugos, reabilitacijos, sporto įrangos ir neįgaliųjų technikos prekyba bei medicinos ir slaugos įrangos nuoma, konsultavimas, specialistų mokymas.

Bendradarbiaujame su gydymo, slaugos, reabilitacijos įstaigomis, globos namais, pensionatais, socialinių paslaugų centrais, specialiojo ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis ir neįgaliųjų organizacijomis, sveikatingumo centrais ir privačiais žmonėmis.

Kataloge „Slaugai“ rasite naujausias slaugos priemones nuo slaugos baldų ir medicinos įrangos iki smulkių priemonių kasdieniui slaugai palengvinti. TEIDA tiekiamų priemonių slaugos asortimentas įvairus ir nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į ligonių, slaugytojų ir gydytojų poreikius.

Mes pasiruošę suplanuoti, pritaikyti ir įrengti patalpas ligoniams ir neįgaliesiems, taip, kad jos atitiktų aukščiausius saugos ir funkcionalumo reikalavimus.

Pagrindinis mūsų tikslas – tiekti kokybiškus ir inovatyvius gaminius bei įrangą slaugai, kuri palengvintų slaugytojo darbą, apsaugotų nuo traumų ir mažintų kasdienės slaugos procedūroms skiriamą laiką, o ligonis jaustųsi patogiai ir oriai, būtų užtikrinamas maksimalus saugumas.

Ilgametė mūsų darbo patirtis, platus specializuotos įrangos asortimentas ir šiuolaikinės darbuotojų žinios skirtos Jums.



tiekia išskirtines aukštos kokybės sveikatos prekes jau daugiau nei 20 metų.



Lovos ir kiti baldai



Lovos ir kiti baldai

Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata



Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklu
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Naudojimui slaugos įstaigoje ar namuose. Pritaikoma pagal individualius naudotojo poreikius. INVACARE Sonata lovos gali būti komplektuojamos iš atskirų modulių: 2-jų arba 4-rių sekcijų lovadugnio, su ratukais arba be jų, fiksuoto arba reguliuojamo aukščio, skirtingo dizaino šoninių apsaugų ir lovūgalių. Su pasikėlimo rankena arba be jos. Lovadugnio sekcijų valdymas gali būti mechaninis arba elektrinis (pulteliu).

Techninės charakteristikos
Išoriniai lovos matmenys (su Valeria lovūgaliais): 213 x 90 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) išmatavimai: 200 x 89 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0° – 72°.
Kelių sulenkimo kampas: 0° – 30°.
Lovos aukštis (be ratukų, fiksuoto aukščio kojos): 50 cm.
Saugi darbinė apkrova: 170 kg.

Lovadugnis



2-jų sekcijų



4-rių sekcijų



Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata yra lengvai surenkama, visos lovos dalys yra lengvos ir portatyvios. Lengvai uždedamos lovos kojos ir lovūgaliai.



Valeria lovūgaliai



Sabrine lovūgaliai

Lovadugnio sekcijų padėtis reguliuojama sukant rankeną (-as) kojūgalyje. 1 rankena, jei lovadugnis 2-jų sekcijų, 2 rankenos – 4-rių sekcijų lovadugniui.



Art. nr. 1571040-0152



Art. nr. 1571043-0152


Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1571039-0152	Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata 2-jų sekcijų mechaniniu būdu reguliuojamas metalinis lovadugnis, Valeria lovūgaliai, be šoninių apsaugų.	Nuo 198,34
1571040-0152	Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata 4-rių sekcijų mechaniniu būdu reguliuojamas metalinis lovadugnis, Valeria lovūgaliai, be šoninių apsaugų.	Nuo 256,20
1571043-0152	Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata 4-rių sekcijų mechaniniu būdu reguliuojamas metalinis lovadugnis, Valeria lovūgaliai, be šoninių apsaugų, su 10 cm Ø ratukais su stabdžiais.	Nuo 321,49
1571044-0152	Mechaninė slaugos lova INVACARE Sonata 4-rių sekcijų mechaniniu būdu reguliuojamas metalinis lovadugnis, Sabrine lovūgaliai, be šoninių apsaugų, su 10 cm Ø ratukais su stabdžiais.	Nuo 379,34



Art. nr. 1571044-0152

Elektrinė slaugos lova INVACARE Medley Ergo ir INVACARE Medley Ergo Low





Yes, you can.

Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklų
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Medley Ergo



Medley Ergo Low

Savybės

Mažesnė trintis ir šlytis

Optimalaus lovadugnio sekcijų ilgis parinktas atsižvelgiant į antropometrinius matavimus ir įvertinus odos spaudimą į liečiamąjį paviršių, todėl ligoniui:

- patogiau atsisėsti ir sėdėti lovoje,
- sumažinama trintis ir šlytis,
- sumažinamas slydimas žemyn, keičiant lovadugnio sekcijų padėtį,
- sudaroma optimalesnė padėtis mažesnio ūgio ir/arba nesąmoningiems ligoniams.



Dvi lovos aukščio padėtys

Medley Ergo: 33–73 cm ir 40–80 cm.
Medley Ergo Low: 21–61 cm, 28–68 cm.
Ergonomiškas ir universaliai pritaikomas lovos dizainas leidžia nusistatyti patogų lovos aukštį tiek ligoniui, tiek slaugytojui. Unikalus lovos dizaino elementas – lovūgalis, turintis dvi aukščio padėtis, į kurias lengvai fiksuojamas lovadugnio rėmas.



Patogus transportavimas

Lova lengvai sulankstoma ir, naudojant specialias transportavimui skirtas įvoves (užsakomas papildomai), saugiai ir patogiai transportuojama. Nereikia jokių montavimo įrankių.



Art. nr. 1568667-0152



Medley Ergo su metalinėmis šoninėmis apsaugomis.

Kad INVACARE Medley Ergo lovos dizainas būtų ypač jaukus ir gražiai atrodytų namų aplinkoje, galima papildomai užsisakyti **Select** lovūgalių uždengimus, kurie paslepia metalines lovūgalio rėmo detales.
Art. nr. SP1177230

Techninės charakteristikos

Išoriniai lovos matmenys: 224 x 102 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) išmatavimai: 208 x 90 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0°–70°.
Kelių sulenkimo kampas: 0°–24°.
Ištiesių kojų pakėlimo kampas: 0°–11°.
Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėtys: 11°.
Saugi darbinė apkrova: 180 kg.



Medley Ergo su metalinėmis šoninėmis apsaugomis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1568667-0152	Elektrinė slaugos lova INVACARE Medley Ergo 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, 10 cm Ø ratukai su stabdžiais, valdymo pultas su Trend./antiTrend. funkcija, medinės šoninės apsaugos , pasikėlimo rankena.	Nuo 544,63
1568666-0152	Elektrinė slaugos lova INVACARE Medley Ergo, 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, 10 cm Ø ratukai su stabdžiais, valdymo pultas su Trend./antiTrend. funkcija, metalinės šoninės apsaugos , pasikėlimo rankena.	Nuo 544,63
1568876-0152	Elektrinė slaugos lova INVACARE Medley Ergo 4-ių sekcijų medinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, 10 cm Ø ratukai su stabdžiais, valdymo pultas su Trend./antiTrend. funkcija, medinės šoninės apsaugos , pasikėlimo rankena.	Nuo 544,63
1568834-0152	Elektrinė slaugos lova INVACARE Medley Ergo Low 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, 5 cm Ø ratukai su stabdžiais, valdymo pultas su Trend./antiTrend. funkcija, medinės šoninės apsaugos , pasikėlimo rankena.	Nuo 745,00
1494608	Sulankstomas čiužinys dedamas ant žemės (apsaugo ligonį nuo sužeidimų iškritus iš lovos), naudojamas su Medley Ergo Low lova.	Nuo 93,00
SP1177230	Select lovūgalių uždengimai, 2 vnt.	Nuo 177,00

Elektrinė slaugos lova INVACARE Alegio NG



Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklų
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Dėl kryžminės lovos rėmo konstrukcijos galima ypač žemai nuleisti lovą (iki 28 cm), todėl lengva iš jos išlipti. Pulteliu valdomas 4 sekcijų lovadugnis ir lovos aukštis. Galima rinktis skirtingo dizaino medinius lovūgalius, šoninės apsaugos gali būti medinės arba metalinės. Komplekte yra ir pasikėlimo rankena, keturi ratukai su parkavimo stabdžiais.



Išskirtinis lovos privalumas – Auto Contour™ funkcija – synchroninis nugaros atramos bei kelių sulenkimo kampo judesys. Dėl šios funkcijos ligoniui suteikiamas maksimalus komfortas sėdint lovoje bei, keičiant lovadugnio padėtį, pvz., pereinat iš gulimos padėties į sėdimą, išvengiama šlyties ir trinties.



Lova lengvai sulankstoma ir, naudojant specialių transportavimui skirtą vežimėlį (užsakomas papildomai), saugiai ir patogiai transportuojama. Nereikia jokių papildomų montavimo įrankių.



Britt V medinės šoninės apsaugos
(bukmedis arba vyšnia)



Susanne lovūgaliai
(bukmedis arba vyšnia)



Pasikėlimo rankena


Techninės charakteristikos
Išoriniai lovos matmenys: 211 x 90 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) išmatavimai: 200 x 90 cm.
Lovos aukštis: 28-80 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0° – 70°.
Kelių sulenkimo kampas: 0° – 33°.
Ištiesių kojų pakėlimo kampas: 0° – 18°.
Saugi darbinė apkrova: 170 kg.
Maksimalus naudotojo svoris: 135 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1573977-0154	Elektrinė slaugos lova INVACARE Alegio NG 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, valdymo pultas su mygtukų užrakinimo funkcija, 10 cm Ø ratukai su stabdžiais, Susanne lovūgaliai (bukmedis), Britt V medinės šoninės apsaugos (bukmedis) , pasikėlimo rankena.	Nuo 1276,86
1573978-0154	Elektrinė slaugos lova INVACARE Alegio NG 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų atramos, valdymo pultas su mygtukų užrakinimo funkcija, 10 cm Ø ratukai su stabdžiais, Susanne lovūgaliai (vyšnia), Britt V medinės šoninės apsaugos (vyšnia) , pasikėlimo rankena.	Nuo 1263,63
1571503-0154	Elektrinė slaugos lova INVACARE Alegio NG 4-ių sekcijų metalinis lovadugnis, elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų/blauzdų atramos, atlenkiama nugaros atrama, standartinis valdymo pultas, 10 cm Ø ratukai su centrine stabdymo sistema, Susanne lovūgaliai (bukmedis), Britt V medinės šoninės apsaugos (bukmedis) , pasikėlimo rankena.	Nuo 1214,87

Elektrinė slaugos lova INVACARE Octave





Yes, you can.

Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklu
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Skirta didelio svorio ligoniams; saugi darbinė apkrova net iki 385 kg. Kryžminė lovos rėmo konstrukcija, 4-ių sekcijų lovadugnis, lengvai ir greitai nuimami lovūgaliai, kurie nesujungti su šoninėmis apsaugomis, kad slaugytojui būtų patogu prieiti prie ligonio galvos ir pėdų. Pulteliu valdomas lovadugnis ir lovos aukštis. Šoninės apsaugos ir lovūgaliai gali būti mediniai arba metaliniai. Komplekte yra pasikėlimo rankena, keturi ratukai su parkavimo stabdžiais.

Techninės charakteristikos


Išoriniai lovos matmenys: 221 x 119 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) ilgis: 200 cm.
Lovos aukštis: 40–80 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0°–57°.
Kelių sulenkimo kampas: 0°–30°.
Ištiestų kojų pakėlimo kampas: 0°–30°.
Saugi darbinė apkrova: 385 kg.
Maksimalus naudotojo svoris: 350 kg.



Lovadugnio prailginimas naudojant lovūgalį su 10 cm arba 20 cm rėmo prailginimu.



Lengvai transportuojama.




Rankena įsikibti ir pasikėlimo rankena padeda ligoniui lengviau pasiversti lovoje, atsisėsti ir išlipti iš lovos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
Octave	Elektrinė slaugos lova INVACARE Octave	Pagal suderintą užsakymą

Elektrinė slaugos lova INVACARE SB 910





Yes, you can.

Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklu
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Moderni lova, skirta naudoti ligoninėse. Didelis lovos aukščio reguliavimo diapazonas: aukščiausia padėtis – 83 cm, žemiausia – 38 cm, todėl ligoniui saugu ir lengva iš jos išlipti. Šoninės apsaugos lengvai ir greitai pakeliamos ir nuleidžiamos. Lovadugnis 5-ių sekcijų su „žaliojo mygtuko“ funkcija – sinchroniniu nugaros atramos bei kelių sulenkimo kampo judesiu. Dėl šios funkcijos ligonis savarankiškai gali atsisėsti lovoje, suteikiamas maksimalus komfortas sėdint bei, keičiant lovadugnio padėtį, išvengiama šlyties ir trinties. Atskiras valdymo pultas su mygtukų užrakinimo funkcija medicinos personalui. Su apsaugomis nuo smūgių į sieną lovos rėmo kampuose ir šonuose. Lovos rėmas yra suvirintas, todėl lova gali būti valoma ne tik rankiniu būdu, bet ir plaunama naudojant specialius plovimo įrenginius.

Techninės charakteristikos

Išoriniai lovos matmenys: 221 x 99 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) matmenys: 205 x 85 cm.
Lovos aukštis: 38–83 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0°–74°.
Kelių sulenkimo kampas: 0°–33°.
Ištiestų kojų pakėlimo kampas: 0°–22°.
Kampas tarp horizontalaus lovadugnio ir blauzdų atramų žemiau horizontalios linijos: 0°–28°.
Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėtys: 14° / 8°.
Saugi darbinė apkrova: 300 kg.
Maksimalus naudotojo svoris: 200 kg.



Atskirai pakeliama galvos sekcija



Greitai nuimami lovūgaliai



Ištraukiamas procedūrinis staliukas



30 cm prailginamas lovadugnis

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
SB910	Elektrinė slaugos lova INVACARE SB 910	Pagal suderintą užsakymą

Vaiko elektrinė slaugos lova INVACARE ScanBeta NG



Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklu
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Pediatrinė slaugos lova. Galima pasirinkti iš trijų lovos dydžių, todėl ji tinka vaikams nuo 3 iki 12 metų amžiaus. Ši lova atitinka labai aukštus saugumo reikalavimus. Valdymo pultelis turi mygtukų užrakinimo funkciją. Tiek lovadugnis, tiek šoninės apsaugos gali būti konfigūruojamos, kad atitiktų kintančius augančio vaiko poreikius. Šoninės apsaugos – 40 cm arba 80 cm aukščio (pasirinktinai). Patrauklus ir stilingas lovos dizainas užtikrina, kad ši aukštos kokybės lova tiktų ir namuose, ir gydymo įstaigose. 4-ių sekcijų lovadugnis sukurtas taip, kad atitiktų vaiko antropometriją ir gali būti reguliuojamas mechaniniu arba elektriniu būdu. Galima įsigyti ir daugybę papildomų šios lovos priedų.



Techninės specifikacijos	Lovos dydis: 140 x 60 cm	Lovos dydis: 160 x 70 cm	Lovos dydis: 180 x 80 cm
Išoriniai lovos matmenys	148 x 68 cm	168 x 78 cm	188 x 88 cm
Vidiniai lovos matmenys	140 x 62 cm	160 x 72 cm	180 x 82 cm
Lovos aukštis	30 – 85 cm	30 – 85 cm	30 – 85 cm
Nugaros atramos pakėlimo kampas	0°- 73°	0°- 73°	0°- 73°
Kelių sulenkimo kampas	0°- 36°	0°- 31°	0°- 27°
Ištiesių kojų pakėlimo kampas	0°- 26°	0°- 24°	0°- 26°
Saugi darbinė apkrova	100 kg	100 kg	100 kg
Maksimalus naudotojo svoris	70 kg	70 kg	70 kg

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
ScanBeta NG	Vaiko elektrinė slaugos lova INVACARE ScanBeta NG	Pagal suderintą užsakymą

PRIEDAI INVACARE LOVOMS

Siekiant INVACARE funkcinės slaugos lovas pritaikyti pagal individualius poreikius, galima rinktis iš gausybės papildomai užsakomų priedų.



Medley Ergo lovos valdymo pultelis. Gali būti su mygtukų užrakinimo funkcija arba be jos.
Kaina nuo 44 Eur



Alegio lovos valdymo pultelis. Gali būti su mygtukų užrakinimo funkcija arba be jos.
Kaina nuo 44 Eur



Atsikėlimo rankena
Kaina nuo 33 Eur



Atsikėlimo stovas
Kaina nuo 252 Eur



Lovūgaliai Vibeke (medis vyšnia), tinka lovoms Sonata ir Alegio NG. Gali būti naudojami su metalinėmis šoninėmis apsaugomis.
Kaina nuo 80 Eur



Nuleidžiamos-pakeliamos metalinės šoninės apsaugos Verso II
Kaina nuo 240 Eur



Atsikėlimo rankena, tvirtinama prie lovos rėmo. Aukštis – 25 cm, ilgis – 30 cm.
Kaina nuo 93 Eur



Tinklinis lovos šono uždangalas
Kaina nuo 77 Eur



Apsaugos nuo smūgių į sieną
Kaina nuo ???



Jvorės Medley Ergo lovai transportuoti
Kaina nuo 50 Eur



Vežimėlis Alegio NG lovai transportuoti
Kaina nuo 145 Eur



Stovas lašinei, įstatomas į lovos rėmą esančią angą.
Kaina nuo 74 Eur

Elektrinė slaugos lova Hill-Rom Centuris Pro



Hill-Rom

Atitinka
saugumo standarto
IEC/EN 60601-2-52
reikalavimus.

Pažymėta
CE ženklu
ir atitinka
ES 93/42/EEB
reikalavimus medicinos prietaisams.

Su atskiromis šoninėmis apsaugomis (po dvi abiejose lovos pusėse)

Stabilus ir ergonomiškas lovos dizainas. Galimos dvi elektrinės slaugos lovos **Hill-Rom Centuris Pro** versijos:


- su atskiromis šoninėmis apsaugomis (po dvi abiejose lovos pusėse),
- su vientisomis šoninėmis apsaugomis (3/4 ilgio).

AutoContour™ funkcija – sinchroninis nugaros atramos bei kelių sulenkimo kampo judesys. Dėl šios funkcijos ligoniui suteikiamas maksimalus komfortas sėdint llovoje. Keičiant lovadugnio padėtį, pvz., pereinat iš gulimos padėties į sėdimą, išvengiama šlyties ir trinties.

Greitai nuimami lovūgaliai užtikrina lengvą priėjimą prie ligonio galvos, kai reikia atlikti skubios pagalbos procedūrą, pavyzdžiui, intubaciją.

Lovadugnis metalinis, lovūgaliai ir šoninės apsaugos iš tvirto plastiko.

Apsaugos nuo smūgių į sieną lovos rėmo kampuose. Keturi laikikliai pasikėlimo rankenai/infuzijų stovui. 15 cm Ø viengubi ratukai, su kreipiamuoju stabdžiu ir centrine stabdžių sistema.



Abu lovos **Centuris Pro** modeliai turi **Line-Of-Site™** – nugaros atramos kampo indikatorius, esantis ant lovos rėmo šonų, kurio dėka užtikrinamas tikslus ligonio pozicionavimas. CPR funkcija (mechaninė) abejose lovos pusėse.



Centuris Pro lovos su atskiromis šoninėmis apsaugomis šoninės apsaugos turi savaiminio nuleidimo mechanizmą, kuris aktyvuojamas vienos rankos judesiu, greitai ir tolygiai nuleidžia šoninės apsaugas žemyn. Šoninių apsaugų porankiai dėl galimybės patogiai įsikibti palengvina ligonio pasivertimą lovoje ar išlipimą iš jos.



Aiški lovos funkcijų valdymo ikonografija užtikrina lengvą valdymą. Nugaros atramos pakėlimas ir kelių sulenkimas valdomas elektriniu būdu, kojų atramos pakėlimas – mechaniniu. Atskiras valdymo pultas slaugytojui su mygtukų užrakinimo funkcija.

Techninės charakteristikos

Gulimosios dalies (lovadugnio) matmenys: 200 x 90 cm.

Lovos aukštis: 39–77 cm.

Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0°–65°.

Kelių sulenkimo kampas: 0°–28°.

Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėty: -17° / +17°.

Saugi darbinė apkrova: 220 kg.

Elektrinės apsaugos indikacija IPX4.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
????	Elektrinė slaugos lova Hill-Rom Centuris Pro su vientisomis šoninėmis apsaugomis (3/4 ilgio)	????
????	Elektrinė slaugos lova Hill-Rom Centuris Pro su atskiromis šoninėmis apsaugomis (po dvi abiejose lovos pusėse)	????
????	Elektrinė slaugos lova Hill-Rom Centuris Pro su atskiromis šoninėmis apsaugomis (po dvi abiejose lovos pusėse) su prailginamu lovadugniu ir lentynėle patalynai pasidėti	????

Su vientisomis šoninėmis apsaugomis (3/4 ilgio)

Elektrinė slaugos lova Hill-Rom HR900



Hill-Rom

Atitinka saugumo standarto IEC/EN 60601-2-52 reikalavimus.

Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams.

Savybės
Elektriniu būdu reguliuojamas lovos aukštis.
Elektriniu būdu reguliuojama lovos sekcijų padėtis: atrama nugarai, kelių sulenkimo kampas.
Mechaniškai reguliuojama blauzdų atrama.
Auto Contour™ funkcija (automatinis įvairių lovos sekcijų padėčių nustatymas) – keliant nugaros atraminę dalį, pacientas apsaugomas nuo nuslydimo žemyn link kojūgalio, nesusidaro trintis ir šlytis tarp paciento odos bei čiužinio paviršiaus, tuo pačiu slaugytojas ir pacientas gali reguliuoti kampą, esantį tarp nugaros atramos ir šlaunų **(1 pav.)**.
Paciento paruošimo išlipti funkcija – paspaudus vieną mygtuką, atrama nugarai pakyla ir nusileidžia atrama šlaunims **(2 pav.)**.
Valdymo pultelis pacientui **(3 pav.)**.
Valdymo pultas su užrakinimo funkcija medicinos personalui **(4 pav.)**.
Greito nuleidimo (reanimacijos metu) funkcijos aktyvavimo rankenėlės abiejose lovos pusėse.
Lovo aukščio indikatorius: užsidega lemputė, įspėjanti, kad lova nėra žemiausioje padėtyje **(5 pav.)**.
Line-of-site™ indikatorius, padedantis pasirinkti reikiamą paciento pakėlimo kampą **(6 pav.)**.
Išimamas lovos dugnas – efektyviam valymui ir apsaugai nuo purvo ir bakterijų kaupimosi. Perforuotas – pagerina čiužinio ventilaciją **(7 pav.)**.
Čiužinio laikikliai: 4 vnt. (po du iš abiejų lovos pusių). Reguliuojami pagal čiužinio plotį. 3 padėties **(8 pav.)**.
Infuzijų stovo ir pasikėlimo rankenos laikikliai abiejose pusėse.
Reguliuojami kabliukai abiejose lovos rėmo pusėse šlapimo ir drenavimo maišeliams pakabinti.
Apsaugos nuo smūgių į sieną lovos kampuose – 4 vnt.
Specialios kilpos pacientų fiksavimo (tramdomiesiems) diržams – 6 kilpos lovadugnio kraštuose.
Greitai nuimamas lovos galvūgalis ir kojūgalis **(9 pav.)**.
Fiksuojamas (užrakinamas) kojūgalis.
125 mm Ø ratukai su centrine blokavimo sistema kojūgalyje.
Penktas ratukas galvūgalyje dėl lengvesnio lovos manevravimo.



1 pav.
16



2 pav.



3 pav.



4 pav.



5 pav.



6 pav.



7 pav.



8 pav.



9 pav.



Lovos funkcionalumui padidinti, galima rinktis iš gausybės papildomai užsakomų priedų.

Techninės charakteristikos
Išoriniai lovos matmenys: 212,9 x 101,5 cm.
Gulimosios dalies (lovadugnio) matmenys: 200 x 91 cm.
Lovo aukštis: 37 – 75,5 cm.
Nugaros atramos pakėlimo kampas: 0° – 66°.
Saugi darbinė apkrova: 220 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
HR900	Elektrinė slaugos lova Hill-Rom HR900	Pagal suderintą užsakymą

Ligonio kėdė-vežimėlis Anatome



Papildomai galima užsisakyti nuimamą galvos atramą, terapinį stalėlį, infuzijų stovą.

Patogi krėslo tipo kėdė-vežimėlis su nuimamais porankiais, anatomiškai išformuota sėdyne ir atlošu. Su infuzijų stovo ir drenavimo maišelio laikikliais. Reguliuojamas nugaros atramos pasvirimo kampas. Nuimami sėdimosios dalies ir atlošo paminkštinimai, kad būtų lengviau valyti. Nuimamas pakojis. 4 ratukai, iš jų – du galiniai su parkavimo stabdžiais. Nugaros atramos aukštis – 132 cm, bendras kėdės plotis – 68 cm, sėdynės aukštis – 51 cm.



Ligonio staliukas INVACARE Pausa



Stalviršis pagamintas iš tvirto plastiko su neaukštu kraštu, kad nenuslystų daiktai. Reguliuojamo aukščio: 72 – 116 cm. Vienos dalies, reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas. Dydis: 59 x 39 cm. Maksimali apkrova – 10 kg. Rėmas metalinis. 4 ratukai.

Ligonio staliukas INVACARE Sonnet Basic



Stabilus staliukas prie lovos, skirtas skaityti ir valgyti. Stalviršis pagamintas iš presuotų drožlių plokštės, su aukštu kraštu, kad nenuslystų daiktai. Reguliuojamo aukščio: 65 – 100 cm. Dviejų dalių, reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas – 6 padėtys. Dydis: 65 x 40 cm. Rėmas metalinis. 4 ratukai.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
SM647A	Ligonio kėdė-vežimėlis Anatome	Nuo 1033,06

Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku INVACARE Sonnet Combi



Aukštis nuo žemės – 87 cm. Su 4 ratukais su stabdžiais. Spintelės stalviršio dydis: 40 x 40 cm. Ištraukiamo staliuko virš lovos dydis: 65 x 38 cm. Ištraukiamas staliukas reguliuojamo aukščio: 31–93 cm. Spintelės svoris – 27 kg. Spintelės viršutinėje dalyje yra 10 cm aukščio atvira lentynėlė, stalčius su skyreliais, dvi uždaros lentynėlės.

Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku INVACARE Sonnet Dual



Gali būti pastatoma iš abiejų lovos pusių. Iš skandinaviško bukmedžio. Stilingo dizaino. Su atvira lentynėle ir trimis stalčiais. Su ištraukiamu staliuku, kuris yra reguliuojamo pasvirimo kampo ir aukščio: nuo 75 cm iki 105 cm, todėl patogų pasidėjus ant staliuko valgyti, skaityti, rašyti ir užsiimti kita mėgstama veikla. Ištraukiamo staliuko dydis: 63 x 32 cm. Spintelės aukštis nuo žemės – 76 cm, atviros lentynėlės aukštis – 10 cm, spintelės stalviršio dydis: 40 x 40 cm. Su lengvai riedančiais 4 ratukais. Svoris – 37 kg.

Art. nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM
L865	Ligonio staliukas INVACARE Pausa	Nuo 57,03
6430310-P1	Ligonio staliukas INVACARE Sonnet Basic	Nuo 100,00
50.50220.D1	Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku INVACARE Sonnet Combi	Nuo 321,49
50.50320.21	Ligonio spintelė su ištraukiamu staliuku INVACARE Sonnet Dual	Nuo 478,51

Čiužiniai ir patalynė




Čiužiniai ir patalynė

Porolono čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai ir gydymui INVACARE Softform Premier Active 2



Skirtas aukštos ir labai aukštos pragulų rizikos ligoniams. Unikali patentuota čiužinio konstrukcija – dviejų skirtingo tankio porolono sluoksnių čiužinys su integruotomis kompresorinio čiužinio oro celėmis ir skaitmeniniu kompresoriumi.

- Dvejopo naudojimo!**
- Poroloninis čiužinys – statinis, be kompresoriaus – naudojamas pragulų profilaktikai.
 - Kintančio spaudimo – dinaminis, su kompresoriumi – naudojamas praguloms gydyti.



Statinis ir dinaminis režimas

Dėl unikalios čiužinio konstrukcijos lengva pereiti iš statinio į dinaminį čiužinio režimą. Viršutinis čiužinio sluoksniš išpjaustytas kubeliais, kurie juda visomis kryptimis kartu su kūnu: oda nejaučia spaudimo su besiliečiančiu paviršiumi, čiužinyje nuolat cirkuliuoja oras. Apatinis čiužinio sluoksniš yra „U“ formos, į jį įstatytos kintančio spaudimo oro celės.



Modulinė čiužinio struktūra
Pradūrus kompresorinį čiužinį, užtenka pakeisti vieną pažeistą celę, nereikia keisti viso čiužinio.



Skaitmeninis kompresorius
Su LCD ekranu. Automatiškai prisitaiko prie ligonio svorio ir parenka reikiamą oro slėgį. Ciklo trukmė ~ 10 min. Veikia tyliai: <32 Db. Papildomos saugos funkcijos:
1. Vaizdinis ir garsinis įspėjimas apie nepakankamą oro slėgį čiužinyje.
2. Garsinis įspėjimas apie elektros energijos nutraukimą.




Čiužinio užvalkalas
Iš poliuretano, su užtrauktuku iš visų keturių pusių, skalbiamas. Nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, **tamprus į abi puses**. Higieniškas: tankaus dygsnio užvalkalo siūlės, paslėptas užtrauktukas, kad ant čiužinio nepatektų skysčiai ir nesidaugintų bakterijos bei grybeliai.

Čiužinio dydis: 200 x 90 x 15,2 cm. Svoris – 14 kg. Maksimali apkrova – 247,6 kg. Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1486.993	Poroloninis čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai ir gydymui INVACARE Softform Premier Active 2	Nuo 1164,46

Porolono čiužinukas pragulų profilaktikai INVACARE Propad Premier Overlay



Naudojamas pragulų prevencijai, dedamas ant kito įprastai naudojamo lovos čiužinio.

Savybės
Čiužinio medžiaga – aukštos kokybės kubeliais išpjaustytas porolonas. Tankis 35–37 kg/m³. Kubeliai visomis kryptimis juda kartu su kūnu, todėl išvengiama trinties ir šlyties. Čiužinys išpjaustytas taip, kad jame laisvai cirkuliuotų oras, neužsilaikytų drėgmė ir nešustų oda. Čiužinio užvalkalo medžiaga: 53 proc. poliuretaną ir 47 proc. poliesteris. Čiužinio užvalkalas yra tamprus į abi puses, nepralaidus vandeniui, pralaidus orui, užsegamas užtrauktuku iš trijų pusių. Galima nuimti ir skalbti 80° C temperatūroje. Čiužinio užvalkalas yra neslystančio pagrindo. Čiužinio dydis: 198 x 85 x 8,5 cm. Maksimali apkrova – 108 kg. Čiužinio porolonui suteikiama 3 metų garantija.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1G1AE870315001	Poroloninis čiužinukas pragulų profilaktikai INVACARE Propad Premier Overlay	Nuo 129,42

Porolono čiužinys su medicininiu užvalkalu

Dydis: 200 x 90 cm. Aukštis – 10 arba 12 cm. Maksimali apkrova – 110 kg. Porolono tankis – 25 kg/m³

Savybės
Sudėtis: 50 proc. poliuretaną, 50 proc. poliesteris. Dvipusis elastingumas. Viršutinė pusė nepralaidi vandeniui. Oro pralaidumas iš apačios. Antibakterinis. Galima skalbti iki 95°C temperatūroje. Storis – 0,40 mm. Su užtrauktuku.

Čiužinys tinka funkcinėms slaugos ir kitoms lovoms. Gali būti naudojamas kaip pagrindas kartu su poroloniniu arba kompresoriniu čiužiniu pragulų profilaktikai.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999211	Poroloninis čiužinys su medicininiu užvalkalu, aukštis 10 cm	Nuo 85,95
999219	Poroloninis čiužinys su medicininiu užvalkalu, aukštis 12 cm	Nuo 86,78

Porolono čiužinys pragulų profilaktikai INVACARE Softform Premier



Skirtas aukštos ir labai aukštos pragulų rizikos ligoniams. Čiužinys pagamintas iš aukštos kokybės dviejų skirtingo tankio porolono sluoksnių: viršutinis išpjaustytas kubeliais, apatinis – „U“ formos, suteikiantis stabilumą. „U“ formos pagrindo porolono tankis – 38–40 kg/m³. Kubeliai visomis kryptimis juda kartu su kūnu, todėl išvengiama trinties ir šlyties: oda nejaučia spaudimo su besiliečiančiu paviršiumi, čiužinyje nuolatos cirkuliuoja oras.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš poliuretano, su užtrauktuku iš visų keturių pusių, skalbiamas 80°C temperatūroje. Užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, tamprus į abi puses, pakietinta apačia. Higieniškas: užvalkalo siūlės tankaus dygsnio, užtrauktukas paslėptas, kad ant čiužinio nepatektų skysčiai ir nesidaugintų bakterijos bei grybeliai. Čiužinio dydis: 197 x 88 x 15,2 cm. Svoris – 13 kg. Maksimali apkrova – 247,6 kg.

Garantijos laikotarpis: porolonui – 8 metai, užvalkalui – 4 metai. Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1486874	Poroloninis čiužinys pragulų profilaktikai INVACARE Softform Premier	Nuo 247,11

Porolono čiužinys pragulų profilaktikai INVACARE Softform Premier Maxi Glide



Čiužinys pagamintas iš dviejų skirtingo tankio porolono sluoksnių: viršutinis išpjaustytas kubeliais, apatinis – suteikiantis stabilumą. Pagrindo porolono tankis – 38–40 kg/m³. Kubeliai visomis kryptimis juda kartu su kūnu, todėl išvengiama trinties ir šlyties: oda nejaučia spaudimo su besiliečiančiu paviršiumi, čiužinyje nuolatos cirkuliuoja oras.

Čiužinio užvalkalas pagamintas iš poliuretano, su užtrauktuku iš visų keturių pusių, skalbiamas 80°C temperatūroje. Užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, tamprus į abi puses, pakietinta apačia. Higieniškas: užvalkalo siūlės tankaus dygsnio, užtrauktukas paslėptas, kad ant čiužinio nepatektų skysčiai ir nesidaugintų bakterijos bei grybeliai.

Čiužinio dydis: 195 x 88 x 15,2 cm. Svoris – 13 kg. Maksimali apkrova – 247 kg. Garantijos laikotarpis: porolonui – 8 metai, užvalkalui – 4 metai. Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1G1AE879975001	Poroloninis čiužinys pragulų profilaktikai INVACARE Softform Premier Maxi Glide	Nuo 296,70

Poroloninis čiužinys pragulų profilaktikai Hill-Rom NP150



Skirtas aukštos pragulų rizikos ligoniams.


Čiužinys maksimaliai paskirsto slėgį – temperatūrai jautrus, viskoelastinis porolonas prisitaiko prie ligonio kūno formų. Viskoelastinis porolonas pralaidus Rentgeno spinduliams, jo sudėtyje nėra latekso. Porolono tankis – 55 kg/m³. Čiužinio šonai pagaminti iš didesnio tankio porolono, kad suteiktų tvirtą atramą.

Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, nepralaidus drėgmei, tamprus į abi puses, antibakterinis, lengvai valomas ir dezinfekuojamas, su integruotomis rankenomis transportuoti, su paslėptu užtrauktuku.

Čiužinio dydis: 198 x 85 x 14 cm. Svoris – 8,8 kg. Maksimali apkrova – 150 kg. Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
NP150	Poroloninis čiužinys pragulų profilaktikai Hill-Rom NP150	Nuo 475,20

ČIUŽINIŲ SU KOMPRESORIUMI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI PARINKIMO GIDAS



SAVYBIŲ PALYGINIMAS

Čiužinio modelis	SY-300	Dom2	Dom3	Dom4	APM440x
Automatinis čiužinio slėgio parinkimas	–	–	–	–	•
Dinaminis režimas	•	•	•	•	•
Statinis režimas	–	–	•	•	•
Slaugos režimas	–	–	–	•	•
Sėdimos padėties režimas	–	–	–	•	–
Signalas apie nepakankamą oro slėgį čiužinyje	–	–	•	•	•
Ispėjimas apie elektros energijos nutraukimą	–	–	–	•	•
Ispėjimas apie techninius gedimus	–	–	–	•	–
Automatinė kompresoriaus mygtukų užrakimo funkcija	–	–	–	–	•
Nustatytų parametų išsaugojimo funkcija	–	–	–	–	•
Ciklo trukmė	8 min	9,6 min	9,6 min	9,6 min	5 / 10 / 15 min
Maksimali apkrova	100 kg	140 kg	180 kg	200 kg	230 kg

Čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai SY-300



Naudojamas kai dar nėra susidariusios pragulos; siekiant išvengti pragulų, dedamas ant kito įprastai naudojamo lovos čiužinio.

Čiužinys
Celių skaičius – 130.
Čiužinio celių išdėstymo struktūra – korio tipo.
Čiužinio medžiaga: PVC – lankstus, lengvai valomas bei dezinfekuojamas. Storis – 30 mikronų, spalva šviesiai ruda (kūno).
Čiužinio galuose yra nepripučiami kraštai naudojami fiksuoti ant paprasto čiužinio.
Čiužinio (pripūsto) išmatavimai: 200 x 88 x 7 cm.
Skirtas ligoniams nuo 50 iki 100 kg svorio.
Svoris – 2 kg.
Komplekte yra rinkinukas čiužiniui taisyti (tūbelė klijų ir keli čiužinio medžiagos gabalėliai).

Valdymo įrenginys (kompresorius)
Kabinamas ant lovūgalio. Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligonio svorį.
Oro įpūtimo greitis – 5 l/min.
Ciklo trukmė – 8 min.
Korpusas iš ABS plastiko.
Dydis: 265 x 125 x 105 mm, svoris: ~1,4 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
RA7573301	Čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai SY-300	Nuo 47,93

Kintamo slėgio čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui DOM2



Iki II lygio.
Celių skaičius – 130.
Čiužinys padalintas į 18 celių. Kas antroje celėje pakaitomis kinta oro slėgis, ir taip paskirstomas kūno spaudimasis su čiužinio paviršiumi. 3 galvos srityje esančios čiužinio celės yra statiškos, todėl atlieka pagalvės funkciją.

Čiužinys
Čiužinio (pripūsto) išmatavimai: 196 x 80 x 10,2 cm.
Čiužinio celių dydis: 18 celių x 10 cm aukščio.
Svoris – 3,8 kg.
Skirtas ligoniams iki 140 kg svorio.

Valdymo įrenginys (kompresorius)
Režimas – dinaminis.
Ciklo trukmė – 9,6 minutės.
Dydis: 23,7 x 11,2 x 9,5 cm, svoris – 1,4 kg.
Korpusas pagamintas iš ugniai atspaus ABS plastiko.
Jungiamas į elektros tinklą: AC 230V / 50 Hz.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.



Čiužinio kompresorius kabinamas ant lovūgalio ar lovos krašto. Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligonio svorį.



Čiužinio celės pagamintos iš PVC. Turi mikroventiliacijai skirtas skylutes, kad ligonio oda kvėpuotų ir būtų mažinamas prakaitavimas.



Čiužinio užvalkalas medžiaga – nailonas/PU. Čiužinio užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, atsparus ugniai.



Higieniškas – su paslėptu užtrauktuku iš visų 4 pusių, skalbiamas.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
DOM2	Kintamo slėgio čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai ir gydymui Dom2	Nuo 206,61

Kintamo slėgio čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui Dom3



Iki III lygio.
Yra dviejų terapinių režimų: dinaminio ir statinio. Statinis režimas tinka skausmui jautriems ligoniams, slaugos ir higienos procedūroms atlikti, transportuoti. Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligonio svorį. Garsinis ir vaizdinis signalas apie nepakankamą oro slėgį čiužinyje apsaugo ligonį ir palengvina slaugytojų darbą.

Čiužinys
Čiužinio (pripūsto) išmatavimai: 200 x 90 x 12,7 cm.
Čiužinio celių dydis: 17 celių x 12,5 cm aukščio.
Svoris – 5,2 kg.
Skirtas ligoniams iki 180 kg svorio.

Valdymo įrenginys (kompresorius)
Režimai – dinaminis ir statinis.
Ciklo trukmė – 9,6 minutės.
Dydis: 29 x 18,5 x 12,6 cm, svoris – 2,2 kg.
Korpusas pagamintas iš ugniai atspaus ABS plastiko.
Jungiamas į elektros tinklą: AC 230V / 50 Hz.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
DOM3	Kintamo slėgio čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai ir gydymui Dom3	Nuo 387,60



Čiužinys turi greito oro išleidimo funkciją (CPR).



Čiužinio celės pagamintos iš nailono/TPU. Turi mikroventiliacijai skirtas skylutes, kad ligonio oda kvėpuotų ir būtų mažinamas prakaitavimas.



Čiužinio užvalkalas medžiaga – nailonas/PU apdorotas sidabro jonais, kad nesidaugintų bakterijos. Čiužinio užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, atsparus ugniai.




Higieniškas: su paslėptu užtrauktuku iš visų 4 pusių, skalbiamas. Sidabro jonai nukenksmina ir neleidžia daugintis MRSA ir kitiems užkratų organizmams.

Kintamo slėgio čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui Dom4



Čiužinio celės pagamintos iš nailono/TPU. Turi mikroventiliacijai skirtas skylutes, kad ligo­nio oda kvėpuotų ir būtų mažinamas prakaitavimas.



Čiužinį sudaro dvi viena ant kitos esančios oro celių eilės. Apatinės oro celės apsaugo nuo spaudimo, jei nutraukiama elektros energija. Nereikia papildomai naudoti poroloninio čiužinio.



Čiužinys turi greito oro išleidimo funkciją (CPR).



Čiužinio užvalkalas medžiaga – nailonas/PU apdorotas sidabro jonais, kad nesidaugintų bakterijos. Čiužinio užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, atsparus ugniai. Higieniškas: su paslėptu užtrauktuku iš visų 4 pusių, skalbiamas. Sidabro jonai nukenksmina ir neleidžia daugintis MRSA ir kitiems užkratų organizmams.



Iki IV lygio.

Ypač tylaus veikimo, nesukuriantis vibracijų kompresorius yra dviejų terapinių režimų: dinaminio ir statinio. Be šių terapinių režimų, čiužinys turi du papildomus režimus ligo­nio slaugai palengvinti:

- slaugos – 20 min visos čiužinio celės būna pripildytos oro maksimaliai. Skirtas lengvesniam ligo­nio pozicionavimui.
- sėdimos padėties – pripučiamos kryžkaulio srityje esančios celės. Naudojamas pozicionuojant ligo­nį pusiau sėdimoje padėtyje, kad būtų geresnė atrama kryžkaulio srityje.

Oro įpūtimo į čiužinį slėgis parenkamas pagal ligo­nio svorį. Kompresorius turi daug saugos funkcijų, kurios apsaugo ligo­nį ir palengvina slaugytojų darbą: garsinis ir vaizdinis signalas apie nepakankamą oro slėgį čiužinyje, įspėjimas apie elektros energijos nutraukimą, techninius gedimus.

Čiužinys

Čiužinio (pripūsto) išmatavimai: 200 x 90 x 20,3 cm.
Čiužinio celių dydis: 20 celių x 20 cm aukščio.
Svoris – 6,9 kg.
Skirtas ligo­niams iki 200 kg svorio.

Valdymo įrenginys (kompresorius)

Režimai – dinaminis, statinis, slaugos, sėdimos padėties.
Ciklo trukmė – 9,6 minutės.
Dydis: 29 x 18,5 x 12,6 cm, svoris – 2,2 kg.
Korpusas pagamintas iš ugniai atspaus ABS plastiko.
Jungiamas į elektros tinklą: AC 230V / 50 Hz.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
DOM4	Kintamo slėgio čiužinys su kompresoriumi pragulų profilaktikai ir gydymui Dom4	Nuo 627,27

Kintamo slėgio čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui Novacare APM440x



Iki IV lygio.

2-jų membranų kompresorius su skaitmenine valdymo funkcija ir slėgio jutikliu automatiškai parenka optimaliausią čiužinio slėgio/pripūtimo lygį pagal ligo­nio svorį. Aiški ir lengvai suprantama kompresoriaus valdymo ikonografija palengvina slaugytojų darbą.

3 režimai:

- dinaminis – galimos trys ciklo trukmės: 5 min., 10 min. arba 15 min.,
- statinis – tinka skausmui jautriems ligo­niams,
- slaugos – 30 min visos čiužinio celės būna pripildytos oro maksimaliai. Šis režimas dažniausiai naudojamas atliekant slaugos ir higienos procedūras.

Automatinio kompresoriaus mygtukų užrakinimo funkcija aktyvuojasi po 3 minučių ir užtikrina, kad slaugytojo nustatyti parametrai nebus keičiami. Ypač aukštas čiužinys – celių aukštis 20 cm. Gulint ant tokio čiužinio ligo­nis tarsi „apglėbiamas“, sumažėja spaudimas tarp odos ir čiužinio paviršiaus, nes padidėja kontaktinis paviršius. Modulinė čiužinio struktūra – kiekviena celė turi greito oro išleidimo funkciją (CPR) ir gali būti atskirai išimama. Čiužinys veikia „sumuštinio“ principu, t.y. į kintamo slėgio čiužinį kišamas paprastas 3,5 cm (yra standartinėje komplektacijoje!) aukščio čiužinys. Ant lovos pagrindo jokio čiužinio dėti nebereikia.

Čiužinys

Čiužinio (pripūsto) išmatavimai: 200 x 90 x 24 cm.
Čiužinio celių dydis: 20 celių x 20 cm aukščio.
Svoris – 16 kg.
Skirtas ligo­niams iki 230 kg svorio.
Čiužinio celių medžiaga: nailonas, padengtas poliuretanu.
Čiužinio užvalkalas medžiaga: poliuretanai/poliesteris.
Čiužinio užvalkalas: nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, su užtrauktuku iš visų 4 pusių, tamprus į abi puses, skalbiamas, higieniškas, neslystančios apačios.

Valdymo įrenginys (kompresorius)

Režimai – dinaminis, statinis, slaugos.
Ciklo trukmė: 5 / 10 / 15 min (pasirinktinai).
Dydis: 39 x 22 x 12,1 cm, svoris – 6 kg.
Saugumo funkcijos: automatinis mygtukų užrakinimas, garsinis ir vaizdinis signalas apie nepakankamą oro slėgį čiužinyje, garsinis įspėjimas apie elektros energijos nutraukimą, nustatytų parametų išsaugojimo funkcija.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
991500x	Kintamo slėgio čiužinys APM440x	Nuo 1983,47

Neperšlampantis pagalvės užvalkalas

Ypač higieniškas – pasiūtas iš hipoalerginės tekstilės, apsaugančios nuo alergenų (erkučių, dulkių). Išorinis užvalkalo sluoksnis – 100 proc. medvilnė, vidinis – poliuretanas. Pralaidus orui, bet neperšlampa. Malonus liesti. Su užtrauktuku. Galima skalbti iki 40°C temperatūroje. Negalima balinti ir lyginti. Spalva – balta. Dydis: 60 x 60 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
8460	Neperšlampantis pagalvės užvalkalas, 60 x 60 cm	5,29

Drėgmės nepraleidžianti paklodė

Iš elastingo PVC audinio. Dydis: 90 x 150 cm. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
40390	Drėgmės nepraleidžianti paklodė, 90 x 150 cm	4,87

Drėgmės nepraleidžianti paklodė iš vinilo

Pasiūta iš minkšto vinilo audinio, nealergizuoja, netraška. Kraštai apsiūti gumele, kad būtų lengva ir patogų fiksuoti ant čiužinio. Dydis: 100 x 200 x 14 cm. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
40500	Drėgmės nepraleidžianti paklodė iš vinilo, 100 x 200 cm, storis 0,10 mm	5,95
	Drėgmės nepraleidžianti paklodė iš vinilo, 100 x 200 cm, storis 0,15 mm	14,79

Drėgmės nepraleidžianti paklodė iš poliuretano

Pasiūta iš minkšto poliuretano audinio. Pralaidi orui, apdorota antibakterine medžiaga. Kraštai apsiūti gumele, kad būtų lengva ir patogų fiksuoti ant čiužinio. Dydis: 100 x 200 x 14 cm. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
40600	Drėgmės nepraleidžianti paklodė iš vinilo, 100 x 200 cm	15,70

Drėgmės nepraleidžianti paklodė su frotiniu audiniu




Viršutinė pusė – frotinis audinys, apatinė – poliuretanas. Pralaidi orui, antibakterinė, nealergizuoja. Kraštai apsiūti gumele, kad būtų lengva ir patogų fiksuoti ant čiužinio. Dydis: 100 x 200 x 14 cm. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Drėgmės nepraleidžianti paklodė su frotiniu audiniu, 100 x 200 cm	17,35

Absorbuojanti daugkartinė paklodė

Sudaryta iš 5 sluoksnių, skirtas vidutinio ir sunkaus šlapimo nelaikymo atvejams. Nepralaidi drėgmei. Su ilgesniais kraštais – kad nenuslųstų į kraštus. Matmenys: 80 x 90 cm. Sugėrimo lygis: 2 l / 1 m². Gali būti skalbiama 90°C temperatūroje ir džiovinama automatinėje skalbyklėje apytiksliai 250–300 kartų. Baltos spalvos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD250	Absorbuojanti daugkartinė paklodė, 80 x 90 cm	14,79



Pragulų profilaktikos ir pozicionavimo priemonės



Pragulų profilaktikos
ir pozicionavimo priemonės


Kulno ir alkūnės apsauga



Išorinė pusė – nailonas, vidinė – 100 proc. medvilnė. Užpildytas silikono pluoštu. Pralaidus orui. Apimtis reguliuojama dviemais juostelėmis, kurios fiksuojamos plastikinėmis užspaudžiamomis sagtimis. Medžiaga antibakterinė ir antialerginė. Galima skalbti 35°C temperatūroje.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-76	Kulno ir alkūnės apsauga	22,72
AD-77	Kulno ir alkūnės apsauga, padidinta	30,99

Pleišto formos pagalvėlė kojoms INVACARE Softform Odstock Wedge



Skirta gulinčio ligonio pozicionavimui: ligonis apsaugomas su slydimo žemyn lovoje, tokiu būdu išvengiama šlyties ir apsaugoma nuo pragulų atsiradimo kryžkaulio srityje. Laikant kojas ant šios pagalvėlės, keliai ir klubai yra šiek tiek sulenkti, todėl nuimama apkrova nuo kulnų bei sumažinama juosmens lordozė (juosmens linkis į priekį).
Išmatavimai: plotis – 57 cm, ilgis – 86,5 cm, aukštis – 11,5 cm. Svoris – 1,5 kg.
Su nuimamu užvalkalu.
Užvalkalas pagamintas iš poliuretano, su užtrauktuku, skalbiamas 80°C temperatūroje, nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, tamprus į abi puses.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
OSW100	Pleišto formos pagalvėlė kojoms INVACARE Softform Odstock Wedge	119,83

Pagalvėlė kulnų apsaugai INVACARE Softform Heelpad



Pagalvėlėje esantys gelio maišeliai sumažina spaudimą kulnų srityje paskirstydami jų svorį. Pagalvėlė gali būti naudojama kartu su pleišto formos pagalvėle kojoms INVACARE Odstock Wedge arba atskirai. Pagalvėlę ir kulnų apsaugas galima plauti iki 80°C temperatūroje. Išmatavimai: 62 x 48 x 3,2 cm. Svoris – 3,6 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
HP100	Pagalvėlė kulnų apsaugai INVACARE Softform Heelpad (double)	163,63

Atrama kojai INVACARE Propad Leg Trough



Latakų formos atrama imobilizuoja visą koją ir pakelia kulną, sumažina spaudimą kulno srityje, suteikia patogią atramą visai kojai. Pagaminta iš porolono, su užvalkalu. Užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui, su užtrauktuku, skalbiamas 80°C temperatūroje. Trys ilgiai: 51 cm, 61 cm, 66 cm. Plotis – 11 cm. Aukštis – 11,5 cm. Svoris – 0,8 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
MLT/S	Atrama kojai INVACARE Propad Leg Trough, ilgis 51 cm	78,51
MLT/M	Atrama kojai INVACARE Propad Leg Trough, ilgis 61 cm	82,64
MLT/L	Atrama kojai INVACARE Propad Leg Trough, ilgis 66 cm	90,91


Kojas skirianti pagalvėlė



Skirta padėti koreguoti po klubo sąnario operacijos, esant skausmui kelio sąnario srityje. Naudojama gulint ant šono: sumažinamas spaudimas kelio sąnario srityje, mažiau išlenktas dubuo – taisyklingesnė padėtis. Gali būti su fiksavimo dirželiais arba be jų. Patogiai fiksuojama prie kojos 2 dirželiais su Velcro juostelėmis. Anotomiškai išformuota, iš porolono. Užvalkalas iš flanelės audinio, su užtrauktuku, nuimamas, skalbiamas, mėlynos spalvos. Dydis: 26 x 21 x 16 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Kojas skirianti pagalvėlė	11,94
43400	Kojas skirianti pagalvėlė su fiksuojančiais dirželiais	15,62

Volelis ir pusvolis su užvalkalu pozicionavimui



Pagamintas iš porolono. Su nuimamu užvalkalu, su užtrauktuku, galima skalbti. Užvalkalo medžiaga: galima rinktis medvilninį arba dirbtinės odos. Volelio dydis: Ø 15 cm, trys ilgiai: 40 cm, 50 cm ir 65 cm. Pusvolio dydžiai: 40 x 15 x 7,5 cm ir 50 x 25 x 12,5 cm. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
43534	Volelis su dirbtinės odos užvalkalu, Ø 15 cm, ilgis 40 cm	18,10
43536	Volelis su dirbtinės odos užvalkalu, Ø 15 cm, ilgis 65 cm	28,92
43504	Volelis su medvilniniu užvalkalu, Ø 15 cm, ilgis 40 cm	11,56
43505	Volelis su medvilniniu užvalkalu, Ø 15 cm, ilgis 50 cm	19,83
43506	Volelis su medvilniniu užvalkalu, Ø 15 cm, ilgis 65 cm	21,48
43695	Pusvolis su dirbtinės odos užvalkalu, 50 x 25 x 12,5 cm	27,27
43695	Pusvolis su medvilniniu užvalkalu, 40 x 15 x 7,5 cm	9,76

Lovos sutrumpinimas



Lovos sutrumpinimo dydis: 60 x 35 x 20 cm. Pagamintas iš porolono, su dirbtinės odos užvalkalu, kurį galima skalbti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46570	Lovos sutrumpinimas	57,85

Fiksacijos ir savisaugos priemonės



Fiksacijos
ir savisaugos priemonės

Lengva fiksacija – diržai be magnetinio užrakto, užsegami lipniomis Velcro juostelėmis ir užtvirtinami reguliuojamo ilgio diržais per plastikinės sagtis. Lengvos fiksacijos diržai visiškai ligonio neįmobilizuoja, galima keisti kūno padėtį. Pagaminti iš perdirbamo ir biologiškai suyrančio polipropileno. Galima skalbti 60°C temperatūroje. Pilkos spalvos.

Fiksavimo diržai neramiems ir agresyviems ligoniams gali būti su magnetiniu užraktu, kai reikalinga stipri fiksacija, arba be jo, kai užtenka lengvos fiksacijos.



Juosmens fiksavimo prie lovos diržas AD-51

Dydžiai:
M – liemens apimtis 60 – 100 cm,
L – liemens apimtis 100 – 140 cm.

Riešo fiksavimo prie lovos diržas AD-61, 1 vnt.

Paminkštintas, todėl nespaudžia ir nežeidžia ligonio odos.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-51	Juosmens fiksavimo prie lovos diržas, 1 vnt.	27,27
AD-61	Riešo fiksavimo prie lovos diržas, 1 vnt.	10,74
AD-66	Čiurnos fiksavimo prie lovos diržas, 1 vnt.	11,16

Stipri fiksacija – diržai su magnetiniu užraktu. Magnetinis užraktas leidžia greitai ir saugiai uždėti fiksavimo diržą, užtikrina, kad ligonis pats neatsisegs diržo. Diržuose yra metalinės kilpelės, per kurias kišamas segtukas ir užtvirtinamas specialiu dangteliu. Tokios tvirtos sąsagos rankomis neįmanoma ištraukti. Sąsagą galima atidaryti specialiu magnetiniu raktu.

Juosmens fiksavimo prie lovos diržas AD-54



Pagamintas iš perdirbamo ir biologiškai suyrančio polipropileno. Galima skalbti 60°C temperatūroje. Pilkos spalvos.
Komplekte yra 3 magnetinės sąsagos: 1 juosmeniniam diržui ir 2 šoniniams diržams fiksuoti prie lovos rėmo ir 1 magnetinis raktas.

Dydžiai:
M – liemens apimtis 60 – 100 cm,
L – liemens apimtis 100 – 140 cm.

Juosmens fiksavimo prie lovos diržas AD-56

Pagamintas iš lankstaus poliesterio. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.
Komplekte yra 3 magnetinės sąsagos: 1 juosmeniniam diržui ir 2 šoniniams diržams fiksuoti prie lovos rėmo ir 1 magnetinis raktas.
Dydžiai:
M – liemens apimtis 60 – 100 cm,
L – liemens apimtis 100 – 140 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-54	Juosmens fiksavimo prie lovos diržas, iš polipropileno	85,95
AD-56	Juosmens fiksavimo prie lovos diržas, iš lankstaus poliesterio	90,90
TAD-56+CTAD-56	Viršutinės kūno dalies fiksavimo prie lovos diržas	73,96

Viršutinės kūno dalies fiksavimo prie lovos diržas TAD-56+CTAD-56

Skirtas fiksuoti ligonio pečius, kad neatsisėtų, bet visiškai jo neįmobilizuoja. Segamas prie juosmens fiksavimo diržo, todėl jį papildomai reikia užsisakyti (art. nr. AD-56).
Pagamintas iš lankstaus poliesterio. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos.
Komplekte: 3 magnetinės sąsagos ir 1 magnetinis raktas.



Riešų fiksavimo prie lovos diržai AD-62, pora

Paminkštinti, todėl nespaudžia ir nežeidžia ligo­nio odo­s. Papildomai fiksuojami lipniomis Velcro juostelėmis. Galima fiksuoti tiesiai prie lovos rėmo arba prie juosmens fiksavimo diržų. Vieno universalaus dydžio. Pagaminti iš lankstaus poliesterio. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos. Komplekte: 2 magnetinės sąsagos ir 1 magnetinis raktas.




Čiurnų fiksavimo prie lovos diržai AD-67, pora

Paminkštinti, todėl nespaudžia ir nežeidžia ligo­nio odo­s. Papildomai fiksuojami lipniomis Velcro juostelėmis. Vieno universalaus dydžio. Pagaminti iš lankstaus poliesterio. Galima skalbti 95° temperatūroje. Baltos spalvos. Komplekte: 4 magnetinės sąsagos ir 1 magnetinis raktas.



Tramdomasis fiksavimo diržas AD-55



Riboja rankų judesius. Riešų laikikliai paminkštinti, todėl nespaudžia ir nežeidžia ligo­nio odo­s. Diržą sudaro juosmens diržas su petnešomis ir riešų fiksavimo diržai. Pagamintas iš lankstaus poliesterio. Galima skalbti 95°C temperatūroje. Baltos spalvos. Komplekte: 4 magnetinės sąsagos ir 1 magnetinis raktas.


Dydžiai:
M – liemens apimtis 60 – 100 cm,
L – liemens apimtis 100 – 140 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-62	Riešų fiksavimo prie lovos diržai, pora	38,84
AD-67	Čiurnų fiksavimo prie lovos diržai, pora	73,55
AD-55	Tramdomasis fiksavimo diržas	98,35
MAD-55	Magnetinė sąsaga	8,18
LAD-55	Magnetinis raktas	4,55

Apsauginės pirštinės – skirtos apsaugoti ligo­nį nuo savęs žalojimo, susižeidimo, neleidžia nuplėšti sauskelnių. Vieno universalaus dydžio.

Apsauginė pirštinė AD-71

Pagaminta iš antialerginės ir antibakterinės medžiagos, paminkštinta silikono pluoštu. Fiksuojama dirželiu su plastikine sagtimi. Spalva: tamsiai mėlyna/balta.



Apsauginės pirštinės (pora) AD-72

Pagamintos iš antialerginės ir antibakterinės medžiagos, paminkštintos silikono pluoštu. Fiksuojamos dirželiu su plastikine sagtimi. Spalva: balta.



Apsauginės pirštinės (pora) AD-73

Pirštinės turi papildomus dirželius šonuose, todėl galima tvirtinti prie lovos kraštų. Vidinėje plaštakos (delno) pusėje pirštinės paminkštintos silikono pluoštu. Išorinėje plaštakos pusėje – tinklinė medžiaga, per kurią pirštinėje ranka yra visada matoma.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-71	Apsauginė pirštinė AD-71	30,67
AD-72	Apsauginės pirštinės (pora) AD-72	28,51
AD-73	Apsauginės pirštinės (pora) AD-73	28,51

Pižama-lovos paklodė



Riboja ligonio judesius ir apsaugo nuo iškritimo iš lovos, taip pat nuo nesąmoningo blaškymosi nakties metu. Pižama visiškai ligonio neimobilizuoja – galima keisti kūno padėtį. Šone atsegama anga vamzdeliui praveisti. Pasiūta iš „kvėpuojančio“ audinio. Galima rinktis su ilgomis, trumpomis rankovėmis arba be rankovių. Tinka lovos čiužiniui, kurio plotis 90–105 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-90	Pižama-lovos paklodė, su ilgomis rankovėmis	47.42
AD-91	Pižama-lovos paklodė, su trumpomis rankovėmis	47.42
AD-92	Pižama-lovos paklodė, be rankovių	47.42

Inkopižama



Neleidžia ligoniui nusiplėšti sauskelnių, apsaugo nuo sužalojimų. Nevaržo ligonio judesių, galima keisti kūno padėtį. Vidinėje kelių dalyje (nuo čiuornos iki čiuornos) įsiūtas vientisas užtrauktukas, todėl slaugytojui patogiu pakeisti sauskelnes, atlikti kitas higienos procedūras. Pižama pasiūta iš „kvėpuojančio“ audinio. Trys dydžiai: S, M ir L (užsakant nurodyti). Galima rinktis su ilgomis arba trumpomis rankovėmis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-93	Inkopižama, su ilgomis rankovėmis	37.90
AD-94	Inkopižama, su trumpomis rankovėmis	37.90

Perkėlimo įranga



Perkėlimo įranga

MOBILŪS KELTUVAI

- Naudojant mobilius keltuvas, ligonį galima perkelti:
- sėdimoje padėtyje (nuo lovos ant vežimėlio, tualetu kėdės, pakelti nuo grindų ir kt.),
 - horizontalioje padėtyje,
 - keisti ligonio padėtį (paversti, paslinkti aukštyn lovoje),
 - padėti ligoniui atsistoti ir vaikščioti.

- Saugaus perkėlimo naudojant keltuvas ir kėlimo diržus nauda:
- medicinos personalas nepatiria stuburo ir sąnarių traumų, raumenų ir raiščių patempimų,
 - perkeliamas žmogus jaučiasi patogiai ir saugiai, nesukeliamas fizinis skausmas.



MOBILIŲ KELTUVŲ PARINKIMO GIDAS

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PALYGINIMAS

Keltuvo modelis	Birdie Compact	Birdie	Viking M	Viking L	ProLift A333
Maksimali apkrova	150 kg	180 kg	205 kg	250 kg	320 kg
Kėlimo aukštis	52,5 – 161,5 cm	44,5 – 171 cm	42 – 179 cm	46 – 179 cm	48,5 – 190 cm
Važiuklės išplatinimas	52 – 84,5 cm mechaninis	64 – 101 cm mechaninis	69 – 111 cm elektrinis	69,5 – 107 cm elektrinis	76,5 – 119 cm elektrinis
Važiuklės ilgis	109 cm	124 cm	123 cm	136 cm	150 cm
Apsisukimo spindulys	107 cm	140 cm	140 cm	146 cm	140 cm
Važiuklės aukštis	11,5 cm	11,5 cm	10,5 cm	16,5 cm	13,2
Ratukai	4 x 10 cm Ø, dvigubi, du iš jų su parkavimo stabdžiais	4 x 10 cm Ø, dvigubi, du iš jų su parkavimo stabdžiais	4 x 7,5 cm Ø, dvigubi, du iš jų su parkavimo stabdžiais	priešiniai 2 x 10 cm, Ø dvigubi, galiniai 2 x 12,5 cm, Ø dvigubi	4 x 10 cm Ø, dvigubi, du iš jų su parkavimo stabdžiais
Rėmas	dažyto plieno	dažyto plieno	anoduoto aliuminio	anoduoto aliuminio	aliuminio, dažytas miltelinio būdu
Svoris	36 kg	42 kg	34 kg	40 kg	61,5 kg
Avarinis nuleidimas	elektrinis	elektrinis ir mechaninis	elektrinis ir mechaninis	elektrinis ir mechaninis	elektrinis ir mechaninis

Mobilus elektrinis keltuvas INVACARE Birdie Compact

Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus bei keltuvų standarto EN ISO 10535 reikalavimus.

Ilga kėlimo svirtis užtikrina, kad net ir aukščiausioje padėtyje ligoniui bus pakankamai vietos ir jis nesirems keliais į keltuvo variklį. Ligonis apsaugomas nuo sužeidimų. Slaugytojui patogus pasukti ligonį pakeltoje padėtyje.

Kompaktiškas keltuvas, skirtas patogiai perkelti sėdimoje padėtyje nuo lovos, kėdės ar vežimėlio, bei kelti nuo grindų. Dėl mažų gabaritų ir nedidelio apsisukimo spindulio, keltuvas lengvai pritaikomas mažose patalpose. Kėlimas-leidimas – elektrinis, valdomas pulteliu. Elektrinis avarinis nuleidimas. Važiuklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis, spaudžiant pedalą. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. Komplekte yra diržo laikiklis su 2 kabliais ir universalus kėlimo diržas (dydis M).

Kad būtų patogus transportuoti, keltuvas lengvai ir greitai sulankstomas nenaudojant jokių papildomų įrankių. Keltuvas gali būti išardomas į dvi dalis: kėlimo svirtį ir važiuklę.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
3000510.D1AA1	Mobilus elektrinis keltuvas INVACARE Birdie Compact su kėlimo diržu	Nuo 644,54

Mobilus elektrinis keltuvas INVACARE Birdie

Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus bei keltuvų standarto EN ISO 10535 reikalavimus.

Ilga kėlimo svirtis užtikrina, kad net ir aukščiausioje padėtyje ligoniui bus pakankamai vietos ir jis nesirems keliais į keltuvo variklį. Ligonis apsaugomas nuo sužeidimų. Slaugytojui patogus pasukti ligonį pakeltoje padėtyje.


Lengvai valdomas, saugus ir įvairioms kėlimo situacijoms bei skirtingų būklių ligoniams pritaikomas keltuvas. Kėlimas-leidimas elektrinis, valdomas pulteliu. Važiuklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. Komplekte yra diržo laikiklis su 2 kabliais ir universalus kėlimo diržas (dydis M).

Kad būtų patogus transportuoti, keltuvas lengvai ir greitai sulankstomas nenaudojant jokių papildomų įrankių. Keltuvas gali būti išardomas į dvi dalis: kėlimo svirtį ir važiuklę.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
3000500.D1AA1	Mobilus elektrinis keltuvas INVACARE Birdie su kėlimo diržu	Nuo 694,13

Mobilus elektrinis keltuvas Viking M





A Hill-Rom Company

Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus bei keltuvų standarto EN ISO 10535 reikalavimus.

Universalus pažangios technologijos keltuvas. Tinka daugeliui kėlimo situacijų: kelti nuo grindų/iš gulimos padėties, perkėlimui sėdimoje padėtyje, horizontalioje padėtyje, statymui ir vaikščiojimui. Keltuvas yra ypač manevringas, lengva naudoti patalpose, kur nedaug vietos, pavyzdžiui, vonios kambaryje, tualete. Elektrinis keltuvas važiuoklės išplatinimas. Pagamintas iš anoduoto aliuminio, todėl yra lengvas – nors pats keltuvas sveria tik 34 kg, jo maksimali apkrova – 205 kg. Veikia nuo įkraunamos baterijos. Papildomai reikia įsigyti kėlimo arba vaikščiojimo diržą.



Keltuvas valdomas nuotolinio valdymo pulteliu. Kėlimo metu slaugytojas gali būti arčiau ligonio – nėra jokių laidų, kurie trukdytų. Du kėlimo greičiai: 4,2 cm/s ir 3,8 cm/s.




Statymui ir vaikščiojimui
Papildomai prie keltuvas galima komplektuoti atlenkiamas rankenas ligoniui pasilaikyti.
Art. nr. 2047011

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
2040015	Mobilus elektrinis keltuvas Viking M su nuotolinio valdymo pulteliu	
2040035	Mobilus elektrinis keltuvas Viking M su laidiniu valdymo pulteliu	

Mobilus elektrinis keltuvas Viking L





A Hill-Rom Company

Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus bei keltuvų standarto EN ISO 10535 reikalavimus.

Tvirtas ir manevringas keltuvas. Maksimali apkrova – 250 kg. Tinka visoms kėlimo situacijoms: kelti nuo grindų/iš gulimos padėties, perkėlimui sėdimoje padėtyje, horizontalioje padėtyje, statymui ir vaikščiojimui. Du kėlimo greičiai: 2,1 cm/s ir 1,3 cm/s. Elektrinis keltuvas važiuoklės išplatinimas. Valdymo pultelis gali būti su laidu arba nuotolinio valdymo (be laido). Veikia nuo įkraunamos aplinką tausojančios baterijos NiMH, kurioje įdiegta apsauga nuo visiško baterijos išsikrovimo. Keltuve yra diagnostikos sistema, kuri parodo kaip dažnai keltuvas naudojamas, kokia vidutinė apkrova keliama, ar buvo perkrovų. Be to, diagnostikos sistema primena, kada laikas atlikti techninį keltuvas remontą. Papildomai reikia įsigyti kėlimo arba vaikščiojimo diržą.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
2040014	Mobilus elektrinis keltuvas Viking L su nuotolinio valdymo pulteliu	
2040034	Mobilus elektrinis keltuvas Viking L su laidiniu valdymo pulteliu	

Mobilus elektrinis keltuvas ProLift A333



Ypač didelę maksimalią apkrovą – 320 kg – turintis aliuminio konstrukcijos daigafunkcinis keltuvas, pritaikytas kelti didelio svorio ligonius visose kėlimo situacijose, net ir nuo grindų. Keltuvas taip pat pritaikytas padėti ligoniui vaikščioti ar stovėti. Keltuvo šonuose yra atlenkiamos rankenos pasilaikyti. Reguluojamas keltuvo aukštis, todėl lengvai pritaikomas kiekvieno ligonio ūgiui. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. Su avariniu režimu pakėlimui ir nuleidimui. Lengvai išmontuojamas ir transportuojamas. Keltuvas valdomas rankinio valdymo pulteliu. Komplekte yra dvigubas diržo laikiklis su 4 kabliais. Papildomai reikia įsigyti kėlimo arba vaikščiojimo diržą.




Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
960500	Mobilus elektrinis keltuvas ProLift A333	Nuo 3719,00


BĖGINĖS KELTUVŲ SISTEMOS




Bėginės keltuvų sistemos montuojamos į lubas, į sieną arba į grindis priklausomai nuo lubų ir sienų konstrukcijos ir patvarumo. Jeigu patalpoje lubos aukštesnės nei 2,50 metrų, bėgiai prie lubų tvirtinami su specialiais fiksuoto arba reguliuojamo aukščio bėgių laikikliais. Atsižvelgiant į poreikius, bėginė sistema gali apimti visą patalpą arba tik kelias perkėlimo zonas, pvz., nuo lovos ant vežimėlio/tualetų kėdės. Pagrindiniai bėginio keltuvo privalumai: neužima vietos ant grindų, slaugytojas/kineziterapeutas kėlimo metu yra arti žmogaus (didesnis ligonio saugumo jausmas). Bėginis keltuvas komplektuojamas pagal individualius poreikius ir konstrukcines patalpos savybes. Sistemą sudaro bėgis (su komplektuojančiomis tvirtinimo detalėmis) ir kėlimo variklis, kuris lengvai juda išilgai bėgio stumiant už diržo laikiklio. Kėlimas ir leidimas atliekamas valdymo pultu. Kėlimo variklis veikia nuo įkraunamos baterijos. Maksimali apkrova – nuo 200 kg. Su avarinio nuleidimo funkcija.



Bėginė keltuvo sistema, apimanti visą patalpą
Sistemą sudaro du stacionarus bėgiai, tvirtinami lygiagrečiai ir vienas skersinis bėgis, kuris juda skersai lygiagrečių bėgių. Kėlimo variklis juda išilgai skersinio bėgio.



Vienas tiesus bėgis
Naudojamas, kai perkelti reikia tik keliose zonose, pvz., nuo lovos ant vežimėlio/tualetų kėdės.



Lenktas bėgis


Universalus bėginių keltuvų sistemų pritaikymas



Intensyviosios terapijos skyriuje



Ligoninės palatoje



Globos namuose



Reabilitacijoje



Didelio svorio (bariatriniams) ligoniams perkelti



Baseine

Mes siūlome ne vien tik gaminus, **mes siūlome daugiau – saugaus perkėlimo sprendimus**, atsižvelgdami į situaciją ir aplinkybes, kur bus naudojamas keltuvas.

Išsiaiškinę Jūsų individualius poreikius ir įvertinę konstrukcines patalpos savybes, kvalifikuoti **UAB TEIDA** specialistai Jums pasiūlys tinkamiausią saugaus perkėlimo sprendimą. Be to, mes apmokysime Jūsų įstaigos darbuotojus naudotis keltuvais, parinkti tinkamą kėlimo diržą, greitai ir saugiai jį uždėti.

Susisiekite su mumis: info@teida.lt arba tel. 8-37 323576.

Bėginis keltuvas baseine



Įgyvendintas projektas vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymo įstaigoje

Tiesus 5 m ilgio bėgis.
Kėlimo diapazonas – 300 cm.
Kėlimo greitis – 0,03 m/s.
Valdymas elektroninis, pulteliu.
Veikimas: pilnai įkrautomis baterijomis galima atlikti 30 kėlimo ciklų keliant maksimalų leistiną svorį.
Elektrinis ir mechaninis avarinis nuleidimas, avarinio sustojimo mygtukas.
Valdymo pultelis – 4 funkcijų, su laidu.

Kėlimo diržo sėdynė pagaminta iš medžiagos, tinkamos maudyti.
Maksimali apkrova – 160 kg.

Mobilus keltuvas į baseiną



Art. nr. PAL

Keltuvas nereikia tvirtinti į grindis, vienas žmogus lengvai gali perstumti keltuvą iš vienos vietos į kitą. Veikia nuo įkraunamos baterijos. Lengvai ir paprastai valdomas paties naudotojo arba padėjėjo vandeniu atspariu rankiniu pultu. Su fiksuojamais ratukais ir stabilizatoriais. Pritaikomas visiems baseinams. 240° pasisukimo spindulys užtikrina saugų naudotojo perkėlimą. Pagamintas iš miltelinio būdu dažyto nerūdijančio plieno ir aliuminio.

Standartinėje komplektacijoje: įkraunama 24 V baterija, įkroviklis, baterijos konsolės dangtis, vandeniu nepralaidus valdymo pultas, pakojis, juosmens diržas.

Papildomai užsakomi priedai: nuimami porankiai, liemenė-diržas viršutinei kūno daliai, kėdės sėdimosios dalies paminkštinimas, lenta kelti gulimoje padėtyje, bevielis valdymo pultas ir keltuvo uždangalas.

Techninės charakteristikos

Maksimali apkrova: 136 kg.
Maksimalus kėlimo greitis: ~1,47 cm/s.
Ratukai: 12,5 cm skersmens.
Keltuvo svoris: 386 kg.
Bendras aukštis: 182,5 cm.
Keltuvo pagrindo dydis: aukštis – 59 cm, plotis – 73 cm, gylis – 93 cm.
Bendras keltuvo gylis su nuleista svirtimi – 165 cm, su visiškai ištiesta svirtimi – 212–227 cm.
Sėdynės (sėdimosios dalies) įleidimas į vandenį – 45–50 cm žemiau vandens linijos.
Keltuvo pasisukimo spindulys – 240° (po 120° į vieną ir į kitą pusę).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
PAL	Mobilus keltuvas į baseiną	Nuo 7891,74

Prie nieko netvirtinamos bėginės sistemos

Bėginė kėlimo sistema FreeSpan



Bėginė kėlimo sistema FreeStand



Puikus sprendimas ir alternatyva tiems, kurie nenori stacionaraus bėginio keltuvo tvirtinamo į lubas ar sieną.
Privalumai
Nesvarbi lubų ir sienų konstrukcija, nes bėginė sistema prie nieko netvirtinama – pastatoma ant žemės.
Lengvai ir greitai surenkama nenaudojant jokių montavimo įrankių.
Lengvai transportuojama, todėl gali būti naudojama skirtingose patalpose: palatoje, vonios kambaryje, procedūriniame kabinete ir kitose vietose, kur reikia perkelti.



Techninės charakteristikos
Mobilus: 75 mm Ø ratukai su stabdžiais – 4 vnt.
Reguliuojamo aukščio: 225–255 cm.
Bėgio ilgis (pasirinktinai): 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm.
Bendras plotis: pasirinktas bėgio ilgis + 50 cm.
Atraminių kojų ilgis (bėginės sistemos gylis) – 124 cm.
Maksimali apkrova: nuo 200 kg iki 250 kg (priklausomai nuo pasirinkto kėlimo variklio modelio ir bėgio ilgio).
Rėmas – aliuminio.
Baterijos įkroviklis sumontuotas ant sistemos rėmo.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
FreeSpan	???	???
FreStand	???	???



Techninės charakteristikos
Be ratukų – pastatoma ant grindų.
Aukštis (nuo grindų iki bėgio) – 218 cm.
Bėgio ilgis (pasirinktinai): 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 cm.
Bendras plotis: pasirinktas bėgio ilgis + 4 cm.
Atraminių kojų ilgis (bėginės sistemos gylis) – 121 cm.
Maksimali apkrova – 200 kg.
Rėmas – dažyto plieno.
Baterijos įkroviklis sumontuotas ant sistemos rėmo.

KĖLIMO DIRŽAI

Teisingai parinktas kėlimo diržas – pusė saugaus kėlimo atlikta!
Kėlimo diržai skirti perkelti skirtingų fizinių būklių ligonius skirtingose situacijose.
Kėlimo diržas parenkamas įvertinus šiuos kriterijus:

- fizinę ligonio būklę,
- perkėlimo situaciją,
- ligonio sudėjimą, svorį.



Perkėlimui sėdimoje padėtyje



Tualetui ir higienai



Maudymui



Horizontaliam perkėlimui



Vaikščiojimui



Bariatriniai

KĖLIMO DIRŽAI PERKELTI SĖDIMOJE PADĖTYJE
Universalus kėlimo diržas

Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Skirtas perkelti iš sėdimos padėties į sėdimą, pvz., nuo vežimėlio, kėdės ant lovos ir kt. Tinka daugeliui ligonių, kurių viršutinė kūno dalis stabili ir ligonis pats nulaiko galvą. Suteikia patogią atramą visai nugarai ir pečių juostai. Nugaros atrama pasiūta iš standaus sutvirtinto audinio, kad būtų tolygus kūno svorio paskirstymas ir patogi atrama ligoniui. Ligonis sėdi tiesiai, rankas laiko diržo viduje. Diržas neriboja ligonio matymo lauko. Dydžiai: nuo S iki XL. Medžiaga: poliesteris – tvirta ir ilgaamžė. Slidaus paviršiaus, todėl kėlimo diržą lengva uždėti. Skalbiamas 95°C temperatūroje, greitai išdžiūsta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1485882	Universalus kėlimo diržas, S (25–50 kg)	138,84
1485883	Universalus kėlimo diržas, M (40–90 kg)	138,84
1485884	Universalus kėlimo diržas, L (80–130 kg)	138,84
1485885	Universalus kėlimo diržas, XL (120–200 kg)	138,84

Universalus kėlimo diržas su galvos atrama

Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Skirtas perkelti iš sėdimos padėties į sėdimą ir iš gulimos padėties į sėdimą, pvz., nuo lovos ant vežimėlio, nes suteikia galvai atramą. Tinka daugeliui ligonių, ypač tiems, kurių viršutinė kūno dalis nestabili. Suteikia patogią atramą visai nugarai ir galvai. Ligonis sėdi šiek tiek atsilošęs, rankas laiko diržo viduje. Diržą galima naudoti be galvos atramos, ištraukus plastikines galvos atramą sutvirtinančias juosteles. Dydžiai: nuo XS iki XL. Medžiaga: poliesteris – tvirta ir ilgaamžė. Slidaus paviršiaus, todėl kėlimo diržą lengva uždėti. Skalbiamas 95°C temperatūroje, greitai išdžiūsta.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1483776	Universalus kėlimo diržas su galvos atrama, XS (25–30 kg)	138,84
1483777	Universalus kėlimo diržas su galvos atrama, S (25–50 kg)	138,84
1483778	Universalus kėlimo diržas su galvos atrama, M (40–90 kg)	138,84
1483779	Universalus kėlimo diržas su galvos atrama, L (80–130 kg)	138,84
1485949	Universalus kėlimo diržas su galvos atrama, XL (120–200 kg)	138,84

KĖLIMO DIRŽAI TUALETUI IR HIGIENAI
Kėlimo diržas tualetui ir higienai

Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Skirtas ligoniui sodinti ant tualetu kėdės arba unitazo. Lengva numauti ir užmauti kelnes nenuimant kėlimo diržo. Tinka daugeliui ligonių, kurių viršutinė kūno dalis stabili ir ligonis pats nulaiko galvą. Suteikia patogią atramą nugarai iki menčių. Su apsauginiu diržu, juosiančiu viršutinę kūno dalį, kad būtų daugiau stabilumo perkeliant. Ligonis sėdi tiesiai, rankas laiko diržo išorėje. Dydžiai: nuo S iki XL. Medžiaga: poliesteris – tvirta ir ilgaamžė. Slidaus paviršiaus, todėl kėlimo diržą lengva uždėti. Skalbiamas 95°C temperatūroje, greitai išdžiūsta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1478440	Kėlimo diržas tualetui ir higienai, S (25–50 kg)	159,50
1478441	Kėlimo diržas tualetui ir higienai, M (40–90 kg)	159,50
1478442	Kėlimo diržas tualetui ir higienai, L (80–130 kg)	159,50
1478443	Kėlimo diržas tualetui ir higienai, XL (120–200 kg)	159,50



KĖLIMO DIRŽAI MAUDYMUUI
Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama

Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Pasiūtas iš poliesterio tinklelio, pro kurį lengvai prabėga vanduo. Galvos atrama ligoniui suteikia stabilumo guldant į vonią ir sodinant iš gulimos padėties į sėdimą. Diržas gali būti naudojamas maudymui vonioje, duše, procedūroms baseine. Suteikia patogią atramą visai nugarai ir galvai. Ligonis sėdi šiek tiek atsilošęs, rankas laiko diržo viduje. Diržą galima naudoti be galvos atramos, ištraukus plastikines galvos atramą sutvirtinančias juosteles. Dydžiai: nuo XS iki XL. Medžiaga: poliesterio tinklelis. Skalbiamas 95°C temperatūroje, greitai išdžiūsta.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1485950	Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama, XS (25–30 kg)	138,84
1485951	Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama, S (25–50 kg)	138,84
1485952	Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama, M (40–90 kg)	138,84
1485953	Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama, L (80–130 kg)	138,84
1485954	Kėlimo diržas maudymui, su galvos atrama, XL (120–200 kg)	138,84

KĖLIMO DIRŽAI HORIZONTALIAM PERKĖLIMUI
Kėlimo diržas horizontaliam perkėlimui LiftSheet Octo



Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Skirtas perkelti ligonį iš gulimos padėties į gulimą, pvz., nuo lovos ant gulimo transportavimo vežimėlio, operacinio stalo ir kitose situacijose. Dažniausiai naudojamas operacinėse, intensyviosios terapijos skyriuose, rentgeno kabinetuose. Kėlimo diržas su 8 kilpomis, todėl naudojamas su specialiu diržo laikikliu su 8 kabliais Octo Stretch. Du dydžiai: M ir L. Galima rinktis iš poliesterio arba plastiku dengto tinklelio.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
3156055	Diržo laikiklis su 8 kabliais	
3156056	Diržo laikiklis su 8 kabliais ir svorio centro balansyru	
3683105	Kėlimo diržas horizontaliam perkėlimui LiftSheet Octo, M (160 x 90 cm), poliesteris	
3683106	Kėlimo diržas horizontaliam perkėlimui LiftSheet Octo, L (170 x 90 cm), poliesteris	
3683405	Kėlimo diržas horizontaliam perkėlimui LiftSheet Octo, M (160 x 90 cm), plastiku dengtas tinklelis	
3683406	Kėlimo diržas horizontaliam perkėlimui LiftSheet Octo, L (170 x 90 cm), plastiku dengtas tinklelis	


KĖLIMO DIRŽAI VAIKŠČIOJIMUI
Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o ir MasterVest mod. 64



Gali būti naudojamas su mobiliais keltuvais ir bėginėmis keltuvų sistemomis. Skirtas ligoniams, kurie gali savarankiškai remtis pėdomis ir stovėti. Diržas juosiamas aplink ligonio krūtinę, ir keltuvu ligonis pakeliamas iš sėdimos padėties ir pastatomas. Keltuvas prilaiko ligonį. Su šiuo diržu ligonis mokomas atsistoti, išlaikyti pusiausvyrą, vaikščioti, galima sodinti ant tualetu. Kėlimo diržas gali būti be užsegimo priekyje (mod. 6o) ir su užsegimu priekyje (mod. 64). Naudojamas kėlimo diržą-liemenę su užsegimu priekyje (mod. 64), ligonis gali savarankiškai užsidėti liemenę, pasireguliuoti jos plotį. Papildomai prie kėlimo diržo-liemenės galima tvirtinti fiksuojančius kojų diržus per kirkšnis, kad liemenė „neliptų“ aukštyn ir neveržtų pažastų. Medžiaga: poliesteris.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
3560114	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o, be užsegimo, S (40–60 kg)	
3560115	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o, be užsegimo, M (60–80 kg)	
3560116	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o, be užsegimo, L (80–100 kg)	
3560117	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o, be užsegimo, XL (100–130 kg)	
3560118	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 6o, be užsegimo, XXL (virš 120 kg)	
3564114	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 64, su užsegimu priekyje, S (40–60 kg)	
3564115	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 64, su užsegimu priekyje, M (60–80 kg)	
3564116	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 64, su užsegimu priekyje, L (80–100 kg)	
3564117	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 64, su užsegimu priekyje, XL (100–130 kg)	
3564118	Kėlimo diržas-liemenė MasterVest mod. 64, su užsegimu priekyje, XXL (virš 120 kg)	
3666004	Fiksuojantys diržai per kirkšnis (pora), XXS, XS, S	
3666005	Fiksuojantys diržai per kirkšnis (pora), M, L	
3666006	Fiksuojantys diržai per kirkšnis (pora), XL	

BARIATRINIAI KĖLIMO DIRŽAI
Bariatrinis kėlimo diržas su aukšta nugaros atrama



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
96110119	Bariatrinis kėlimo diržas, XXL dydis	240,41

PERKĖLIMO IR PERSLINKIMO PRIEMONĖS
Medžiaginiai neštuvai

Skirti perkelti ligonį nuo lovos ant gulimo vežimėlio, pakelti nuo grindų, paslinkti aukštyn ir apversti ligonį lovoje. Pasiūti iš tvirtu nailono, kuris atsparus ugniai, neplyšta, nelaidus drėgmei. Su 8 tvirtomis rankenomis. Dydis: 192 x 75 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
708	Medžiaginiai neštuvai	76,56



Sulankstomi neštuvai

Gulimoji dalis iš tvirtos nailono medžiagos, kuri atspari ugniai, neplyšta, nelaidi drėgmei. Sulenkiami pusiau, su 4 rankenomis, aptrauktomis guma. Išskleisti neštuvai pastatomi ant keturių kojų. Komplekte tvirtinimo diržų nėra, jie užsakomi papildomai. Išmatavimai (ištiestų neštuvų): 201 x 50 cm. Aukštis: 14 cm. Maksimali apkrova – 170 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
646	Sulankstomi neštuvai	328,86
604/MEB	Tvirtinimo diržai su plastikine sagtimi, 2 vnt., krepšelyje	20,88



Vartymo paklodė

Skirta ligonio pozicionavimui lovoje: paversti ant šono, paslinkti į viršų. Gali būti naudojama ligonio perslinkimui nuo lovos ant kito gulimo paviršiaus, pvz., lovos, gulimo vežimėlio ir kt. Rankovės tipo, pasiūta iš ypač gerai slystančio audinio. Slydimas vyksta tarp dviejų paklodės paviršių. Ligonis apsaugomas nuo skausmo ir nepatogumo jausmo. Skalbiama iki 65°C temperatūroje. Spalva – geltona. Dydis: 120 x 71 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA88004	Vartymo paklodė	32,23




Perslinkimo lenta Standard



Skirta perkelti tarp dviejų paviršių, pvz., nuo lovos ant lovos, ant gulimo vežimėlio, rentgeno stalo, operacinio stalo, neštuvų ir kt. Viršutinė lentos medžiaga – nailonas padengtas teflonu, lengvai slysta ir sukasi aplink lentą. Atspari įplėšimams, radiologiškai peršviečiama, netoksiška, antibakteriška, patogi ligoniui, taupo vietą (perlenkiama pusiau, kai nenaudojama). Lengva valyti. Papildomai galima įsigyti vienkartinį uždangalą iš polietileno.

Galima naudoti perslinkimui nuo paviršių, tarp kurių yra tarpas iki 20 cm. Perlenkiama pusiau. Su pakietintais galais ir 2 rankenom.

Dydis: 180 x 50 cm, sulenktos: 87 x 50 cm.
Tinka naudoti: rentgeno kabinete, operacinėse, intensyvosios terapijos skyriuose, visose specialiosiose palatose.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
440.0100	Perslinkimo lenta Standard	390,00

Vežimėliai ir pagalbinės priemonės



Vežimėliai
ir pagalbinės priemonės

GULINČIO LIGONIO PERVEŽIMUI
Gulinčio ligonio transportavimo vežimėlis



Vežimėlis skirtas ligoniams transportuoti patalpose. Rėmas pagamintas iš plieno. Viršus paminkštintas poliuretanu, storis – 6 cm, aptrauktas dirbtine oda. Šoniniai apsauginiai turėklai chromuoti, pakeliami-nuleidžiami. Vežimėlis turi apsaugas nuo smūgių į sieną.

4 ratukai. Su nuspaudžiamais stabdžiais gali būti visi arba tik du. Gabaritiniai matmenys: 204 x 74 cm. Aukštis – 83 cm. Maksimali apkrova – 225 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
320001	Gulinčio ligonio transportavimo vežimėlis	Nuo 534,00

Gulinčio ligonio transportavimo vežimėlis, reguliuojamo aukščio



Vežimėlis skirtas ligoniams transportuoti patalpose. Rėmas pagamintas iš plieno ir padengtas polimeriniais dažais. Šoniniai apsauginiai užtvarai chromuoti, pakeliami-nuleidžiami. Vežimėlio aukštis reguliuojamas pedalu hidrauliniu būdu. Visuose vežimėlio kampuose yra apsaugos nuo smūgių į sieną. 4 ratukai. Su nuspaudžiamais stabdžiais gali būti visi arba tik du.

Centrinė stabdžių sistema gali būti dviejų arba keturių ratukų. Galiama sukomplektuoti su penktu rateliu, kad vežimėlis tolygiai važiuotų tiesia kryptimi. Gabaritiniai matmenys: 215 x 71 cm. Aukštis – 55–99 cm. Maksimali apkrova – 225 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
310001	Gulinčio ligonio transportavimo vežimėlis, reguliuojamo aukščio	Nuo 1484,00

ILGALAIKIAM SĖDĖJIMUI
Vežimėlis ilgalaikiam sėdėjimui Culla-Care



Skirtas ligonių su fizine ir psichine negalia bei vyresnio amžiaus žmonių terapijai bei relaksacijai. Vežimėlis primena jaukų kūdikystės lopšį, todėl ligonis sėdėdamas jame atsipalaiduoja, jaučiasi saugus, nurimsta, nešąla. Rekomenduojamas ligoniams, kenčiantiems nuo Alzheimerio, Parkinsono ligos, artrito, raumenų atrofijos, depresijos, išsėtinės sklerozės, po insulto, esant sunkiems psichiniams sutrikimams ir kt. Naudojamas namuose, ligoninėse, senelių globos namuose, slaugos namuose. Galima naudoti patalpoje ir lauke. Kad būtų patogų vežimėlį naudoti lauke, jį galima komplektuoti su dideliais galiniais ratais. Vežimėlis su keturiais manevringais ratukais su parkavimo stabdžiais. Su stūmimo rankena slaugytojui. Ergonomiškai išformuota minkšta sėdyne su galvos atrama, aukštomis šoninėmis atramomis, reguliuojamo kampo, nulenkiama žemyn pakoju. Reguliuojama sėdynės padėtis – nuo sėdimos iki gulimos. Vežimėlio sėdynė aptraukta kokybišku odos pakaitalu, atspariu ugniai. Nerūdijančio plieno milteliniu būdu dažytas rėmas. Papildomai prie vežimėlio galima komplektuoti įvairius priedus terapijai ir slaugai: vežimėlio užvalkalą (frotinį, dirbtinio arba natūralaus avikailio), terapinį stalelį, stovą lašinei, pagalvėles pozicionavimui. Vežimėlio spalvos: žalia, raudona, geltona arba mėlyna.



Techninės charakteristikos
Sėdynės plotis – 40 cm.
Sėdynės gylis – 48 cm.
Sėdynės aukštis: 34 – 66 cm.
Bendras sėdynės plotis – 65 cm.
Šoninės rankų atramos aukštis – 76 cm.
Pakojų dydis: 34 x 43 cm.
Maksimali apkrova – 150 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
Culla-Care	Vežimėlis ilgalaikiam sėdėjimui Culla-Care	Kainos teirautis

SĖDINČIO LIGONIO PERVEŽIMUI
Daugiafunkcinis neįgaliojo vežimėlis INVACARE Rea Clematis



Mechaninis vežimėlis, skirtas vartotojams, kurie nėra labai aktyvūs, ir tiems, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia sėdėdami vežimėlyje. Kuriant vežimėlio konstrukciją, panaudota speciali dvigubo stabilumo sistema, kuri užtikrina šiuos privalumus:

- Kūno svorio paskirstymą. Vežimėlio sėdynės ir nugaros atramos padėtis pritaikoma pagal vartotojo poreikius, kad būtų išlaikyta optimali pusiausvyra ir laikysena, išskirtinis komfortas ir stabilumas. Reguluojant vežimėlio sėdynės pavertimo kampą, spaudimas pasiskirsto tarp šlaunų, sėdmenų ir nugaros. Tokiu būdu apsaugoma nuo pragulų formavimosi. Reguluojant nugaros atramos atlenkimo kampą, didinamas klubo sąnario sulenkimo kampas, vartotojui suteikiama daugiau patogumo. Parinkus tinkamą sėdynės pavertimo kampą ir nugaros atramos atlenkimo kampą, gerinamas vartotojo pozicionavimas vežimėlyje, stabilizuojama laikysena, nevaržomi judesiai.
- Kūno ilgio kompensavimą. Aplink dubenį ir kelio sąnarius esantys aukšti atramos taškai yra svarbūs keičiant kūno padėtį, nes užtikrina, kad kūnas juda kartu su sėdyne ir pakojais. Taip sumažinama šlytis ir kūno spaudimas į vežimėlio paviršių, gerinama laikysena. Galvos atrama ir liemens atrama išlieka tame pačiame aukštyje nepriklausomai nuo to, ar nugaros atrama atlenkta, ar ne.



Standartinėje komplektacijoje: nugaros atrama **Laguna 2** su šoninėmis atramomis, reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos, Flo-Shape sėdynėlė su pilko veliūro apmušalais, reguliuojamo kampo aliumininio pakojai su blauzdų ir šoninėmis kelių atramomis, pėdų atramų plokštelės su kulnų dirželiais, reguliuojamo aukščio porankiai, fiksuota galvos atrama, apsaugos nuo apsvertimo, standartiniai stabdžiai, 24" galiniai ratai su monolitinėmis padangomis, stūmimosi ratlankiai iš aliuminio, priekiniai ratukai (200 x 45 mm). Papildomai galima užsisakyti įvairių priedų.

Techninės charakteristikos
Sėdynės plotis (pasirinktinai): 39 cm / 44 cm / 49 cm.
Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo): sėdynės plotis + 21 cm.
Sėdynės gylis: 42–48 cm.
Nugaros atramos aukštis (be galvos atramos): 60 – 71 cm.
Nugaros atramos atlenkimo kampas: -1° – +32°.
Sėdynės pavertimo kampas: -1° – +19°.
Sėdynės aukštis (dvi padėtys): 40 cm / 45 cm.
Maksimali apkrova – 125 kg.
Svoris (su galiniais ratais) – nuo 30 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
---	Daugiafunkcinis neįgaliojo vežimėlis INVACARE Rea Clematis, sėdynės plotis 39 cm	1375,00
---	Daugiafunkcinis neįgaliojo vežimėlis INVACARE Rea Clematis, sėdynės plotis 44 cm	1375,00
---	Daugiafunkcinis neįgaliojo vežimėlis INVACARE Rea Clematis, sėdynės plotis 49 cm	1375,00

Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG



Suglaudžiamas plieno rėmas, nuimami galiniai ratai, todėl vežimėlis lengvai transportuojamas. Ypač manevringas, gali būti naudojamas patalpoje arba lauke. Vežimėlį gali stumti palydovas arba vežimėlyje sėdintis žmogus. Porankiai nuimami, kad būtų lengviau persėsti iš vežimėlio ant lovos/kėdės ir atvirkščiai. Atlenkiamą atgal nugaros atrama iki 30° kampo. Pakojai pasukami 80° į vidų arba į išorę. Pėdų plokštelės atlenkiamos, kulnų atramos su nuimamais dirželiais. Galiniai ratai 24", monolitiniai, su stipiniais ir atšvaitais, su stūmimo lankais iš anoduoto aliuminio ir greito nuėmimo įtaisais. Priekiniai ratai 8", monolitiniai. Su parkavimo stabdžiais (nuleidžiama-pakeliama stabdžių rankenėlė) abejose sėdynės pusėse. Komplektacijoje yra liemens diržas. Papildomai galima užsisakyti įvairių priedų pagal individualius poreikius: apsaugas nuo vertimosi atgal, palydovo stabdžius, dvigubus stūmimo lankus, stovą lašinei ir kt.



Techninės charakteristikos
Sėdynės plotis (pasirinktinai): 40,5 cm / 43 cm / 45,5 cm / 48 cm/ 50,5 cm.
Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo): sėdynės plotis + 21,5 cm.
Suglausto vežimėlio plotis – 31,5 cm.
Sėdynės gylis: 42,5 / 47,5 cm.
Nugaros atramos aukštis – 41 cm.
Nugaros atramos atlenkimo kampas – 30°.
Sėdynės aukštis (dvi padėtys): 45 cm / 50 cm.
Apsisukimo spindulys – 88 cm.
Maksimali apkrova – 127 kg.
Svoris (su galiniais ratais) – 16,5 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
CQ1545253	Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG, sėdynės plotis 40,5 cm	189,53
CQ1545254	Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG, sėdynės plotis 43 cm	189,53
CQ1545255	Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG, sėdynės plotis 45,5 cm	189,53
CQ1545256	Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG, sėdynės plotis 48 cm	189,53
CQ1545257	Universalus kambario-lauko vežimėlis INVACARE Action 1 NG, sėdynės plotis 50,5 cm	189,53

Lenta perslinkimui Glideboard

Patentuota lenktos formos slankioji lenta, skirta persislinkimui iš/j veži-
mėlių, automobilį, kėdę, lovą. Neslystantis apatinis lentos paviršius gerai
sukimba su lovos ar vežimėlio sėdynės paviršiumi. Lengvai valoma ir
prižiūrima, atspari rūgštims.
Maksimali apkrova: esant < 30 cm tarpui – 130 kg, < 20 cm tarpui –
150 kg. Dydis: 68 x 23 cm. Svoris – 1,2 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
470.0012	Lenta perslinkimui Glideboard	48,76

Dviejų dalių sulankstomi pandusai

Mechaniniams ir elektriniams vežimėliams, skuteriams. Su transportuoti skirta rankena, kuri prisilenkia prie panduso šono. Dėl perforuoto paviršiaus sumažinamas panduso svoris bei išgaunamas geresnis sukibimas juo važiuojant. Pandusas ištiesiamas nenaudojant papildomų įrankių. Maksimalus ilgis – 200 cm, transportavimo ilgis – 102 cm, vidinis plotis – 21 cm, svoris – 6,3 kg, maksimali apkrova – 300 kg. Rekomenduojamas užvažiavimo aukštis – 40 cm. Komplekte yra viena pora pandusų.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
V2o	Dviejų dalių sulankstomi pandusai, pora	342,15


Trijų dalių teleskopiniai pandusai

Mechaniniams vežimėliams. Su transportuoti skirta rankena, kuri prisilenkia prie panduso šono. Dėl perforuoto paviršiaus sumažinamas panduso svoris bei išgaunamas geresnis sukibimas juo važiuojant. Pandusas ištiesiamas nenaudojant papildomų įrankių. Maksimalus panduso ilgis – 288 cm, transportavimo ilgis – 117 cm, vidinis plotis – 18 cm, svoris – 8,1 kg, maksimali apkrova – 250 kg. Rekomenduojamas užvažiavimo aukštis – 60 cm. Komplekte yra viena pora pandusų.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
U3	Trijų dalių teleskopiniai pandusai, pora	507,37

SĖDYNĖLĖS Į VEŽIMĖLIUS
Sėdynėlė Relax Trio



Skirta nuo mažos iki vidutinės rizikos pragulų profilaktikai.
Pagaminta iš trijų skirtingų medžiagų: pagrindas – poliuretanai, paviršius – viskoelastinis porolonas, sėdynėlė padalinta į keturis skyrius ir užpildyta FloGel geliu. Prisisitaiko prie kūno formos, didina atra-
mos paviršių, mažina spaudimą. Gali būti naudojama iš bet kurios pusės (neturi pažymėto „priekio“
ar „galo“). Aptraukta skaidria apsaugine poliuretano plėvele, todėl sėdynėlę lengva valyti ir prižiūrėti.
Sėdynėlės užvalkalo viršutinė pusė pagaminta iš austo poliesterio su nedegia PVC plėvele, saugančia
nuo grybelių ir bakterijų. Apatinė užvalkalo pusė – iš austo nailono, neslystančio paviršiaus. Užvalka-
las su užtrauktuku, nepralaidus drėgmei, skalbiamas.

Pagalvėlės aukštis – 4 cm. Galima rinktis iš 5 skirtingų dydžių.
Maksimali apkrova – 80 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
RT001-1416	Sėdynėlė Relax Trio, dydis 36 cm x 40 cm	96,54
RT001-1616	Sėdynėlė Relax Trio, dydis 40 cm x 40 cm	96,54
RT001-1717	Sėdynėlė Relax Trio, dydis 43 cm x 43 cm	96,54
RT001-1816	Sėdynėlė Relax Trio, dydis 45 cm x 40 cm	96,54
RT001-1818	Sėdynėlė Relax Trio, dydis 45 cm x 45 cm	96,54

Pripučiamo sėdynėlė ROHO Quadro Select High Profile



Skirta aukštos rizikos pragulų profilaktikai.
Pagaminta iš pripučiamų tarpusavyje sujungtų celių. Naudojama unikali „sausos plūduriavimo“ (angl. „Dry Floatation®“) technologija, kuri remiasi 4 pagrin-
diniais principais:
1. Kiekviena celė juda nepriklausomai nuo kitų celių, todėl idealiai prisitaiko prie kūno padėties.
2. Atsisėdęs ant sėdynėlės vartotojas tarsi panyra, susidaro didesnis besiliečiančių paviršių atramos plotis, tolygus spaudimas ir svorio paskirstymas.
3. Mažas sėdynėlės paviršiaus įtempimas, todėl nepažeidžiama oda.
4. Sumažinama šlytis ir trintis.
Reguliuojamas oro įpūtimo kiekis sėdynėlėje. Rankenėlė lengvai ir paprastai reguliuojama sėdėjimo pozicija. Puikiai suderintas stabilumas, odos apsauga nuo pragulų ir patogumas. Tinka žmonėms, kuriems reikalinga odos apsauga, tvirta atrama, taip pat tiems, kurių laikysena asimetriška, silpna pusiausvyra, keičiantiems sėdimą padėtį ir tais atvejais, kai diagnozė laikui bėgant gali keistis.

Pagalvėlės aukštis – 10 cm. Galima rinktis iš įvairių dydžių.
Maksimali apkrova neribojama.

Komplekte: pagalvėlė, užvalkalas, rankinė pompa, rinkinukas pagalvėlei taisyti, jei pra-
kiurtų, naudojimo instrukcija.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
QS88C	Pripučiamo sėdynėlė ROHO Quadro Select High Profile, dydis 38 x 38 cm	246,66
QS89C	Pripučiamo sėdynėlė ROHO Quadro Select High Profile, dydis 41 x 31 cm	246,66
QS99C	Pripučiamo sėdynėlė ROHO Quadro Select High Profile, dydis 45 x 43 cm	246,66

Patiesaliukas į vežimėlį

Tiesiamas ant vežimėlio sėdynės, apsaugo nuo šlapimo ir kitų skysčių pratekėjimo. Gerai sugeria drėgmę. Pagamintas iš poliesterio, sutvirtinto PVC. Penkių sluoksnių. Daugkartinio naudojimo, skalbiamas (~300 ciklų). Su dirželiais, kad būtų patogų fiksuoti. Dydis: 45 x 50 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD251	Patiesaliukas į vežimėlį	5,82



PRILAIKymo DIRŽAI SĖDINČIAM VEŽIMĖLYJE



Skirti žmonėms, kurių viršutinė kūno dalis nestabili ir sunkiai koordinuojama: sunku išlaikyti pusiausvyrą ir tiesią kūno padėtį, didelis raumenų spastiškumas. Prilaikymo diržais vežimėlyje sėdintis žmogus greitai ir lengvai fiksuojamas prie vežimėlio. Diržai nespaudžia, žmogus jaučiasi saugiai ir patogiai. Išvengiamas nepageidaujamas kūno padėties pakrypimas, ir apsaugoma nuo išslydimo iš vežimėlio ir susižeidimo. Visi prilaikymo diržai yra paminkštinti laminuotu porolono sluoksniu. Išorinė diržo pusė yra iš polipropileno, o vidinė – iš poliesterio. Užsegami plastikinėmis reguliuojamo ilgio sagtimis.

Gali būti universalus dydžio arba dviejų pasirenkamų dydžių: o ir 1.
Dydis o: diržo (mėlynos dalies) ilgis – 40 cm, aukštis – 12 cm, bendras ilgis – 1,50 m.
Dydis 1: diržo (mėlynos dalies) ilgis – 56 cm, aukštis – 16,5 cm, bendras ilgis – 1,50 m.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AD-10	Juosmeninis prilaikymo diržas su užsegimu priekyje, universalus dydis	16,28
AD-11	Juosmeninis prilaikymo diržas be užsegimo priekyje, dydžiai: o ir 1	17,62
AD-12	Juosmeninis prilaikymo diržas su dubens diržu, dydžiai: o ir 1	19,90
AD-13	Prilaikymo diržas-liemenė, dydžiai: o ir 1	23,97
AD-14	Prilaikymo diržas-liemenė su dubens diržu, dydžiai: o ir 1	28,93

Atrama pėdai

Paminkštinta atrama pėdai su dviejais fiksavimo dirželiais prilaiko pėdą. Tvirtinama prie vežimėlio pakojo. Spalva – juoda. Dydžiai: o (≤ 34), 1 (34–37) ir 2 (37–45).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
ADX-1	Atrama pėdai, 1 vnt.	60,08



Statymo ir vaikščiojimo įranga



Statymo
ir vaikščiojimo įranga

Ligoniams, praleidžiantiems daug laiko lovoje ar neįgaliojo vežimėlyje, svarbu keisti kūno padėtį iš gulimos/sėdimos į stovimą, nes stovint:

- padidinama/išlaikoma judesių amplitudė,
- sumažinama sąnarių ir raumenų kontraktūra,
- sustabdoma liemens ir kojų raumenų atrofija,
- mažinami raumenų spazmai,
- pagerinama/išlaikoma kaulų struktūra ir viso skeleto vystymasis,
- stabdomas skoliozės progresavimas,
- tolygiai paskirstoma įvairioms kūno dalims tenkanti apkrova,
- pagerinamos žarnyno, inkstų ir šlapimo pūslės funkcijos ir jų reguliarumas,
- stiprinama širdies ir kraujagyslių sistema ir didinama ištvermė,
- gerinama kraujotaka,
- mažinamas apatinių galūnių tinimas.


Mobilus elektrinis statymo keltuvas ProLift S222



Pagamintas iš aliuminio, todėl ypač lengvas ir kompaktiškas. Keltuvas skirtas pakelti ligonį iš sėdimos padėties į stovimą. Dėl naujosios 3-jų taškų sistemos keltuvo naudojimas yra išskirtinai saugus ir paprastas. Ligonis apsaugotas nuo trinties sukeliama skausmo pažastyse slenkant kėlimo diržui. Individualiai reguliuojamas kelių atramos pasvirimo kampas ir aukštis. Didelė atrama pėdoms garantuoja saugią ir patogią stovėjimo padėtį. Kėlimo diržas užsakomas papildomai.

Techninės charakteristikos

Maksimali apkrova – 200 kg.
Kėlimo aukštis: 90–130 cm.
Keltuvo važiuoklės išplatinimas (mechaninis): 59–90 cm.
Važiuoklės ilgis – 98 cm.
Kėlimo greitis (be apkrovos) – 8,2 cm/s.
Rėmas – aliuminio, dažytas miltelinio būdu.
Svoris – 29 kg.
Avarinis nuleidimas: elektrinis ir mechaninis.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
960100	Mobilus elektrinis statymo keltuvas ProLift S222	Nuo 1725,30

Statymo diržas StandSupport

Diržas skirtas ligoniui statyti ir naudojamas kartu su mobiliu keltuvu ProLift S 222. Diržas padeda pasikelti ir/ar atsistoti ligoniams, kuriems reikalinga pagalba. Maksimali apkrova: 200–350 kg (priklausomai nuo diržo dydžio (XXS–XXL)). Medžiaga: poliesteris.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
96160134	Statymo diržas StandSupport, S	210,17
96160135	Statymo diržas StandSupport, M	225,29
96160137	Statymo diržas StandSupport, L	225,29
96160138	Statymo diržas StandSupport, XL	240,41



Statymo keltuvas RollOn



Skirtas statyti po operacijos, gimdymo ir kitose situacijose, kai ligonio pusiausvyra yra ar gali būti sutrikusi. Ligonis pėdomis remiasi į specialią pėdų plokštelę, keliais – į paminkštintą kelių atramą, plaštakomis įsikimba į laikiklį plaštakoms, traukia save link keltuvo stiebo ir atsistoja naudodamas savo paties raumenų jėgą. Ligonis saugiai „apglėbiamas“ specialiomis keltuvo rankenomis, kad stovėjimo ir transportavimo metu nenugriūtų. Keltuvas yra ypač stabilus ir manevringas.

Techninės charakteristikos

Maksimali apkrova – 160 kg.
Reguliuojamas aukštis: 99–115 cm (nuo grindų iki įsikibimo rankenos), mechaninis.
Reguliuojamas važiuoklės plotis: 62–90 cm (išorinis matmuo), mechaninis.
Važiuoklės ilgis – 89 cm.
Keltuvo apsisukimo skersmuo – 105 cm.
Ratukai: 75 mm Ø dvigubi, 4 vnt., du iš jų su parkavimo stabdžiais.
Rėmas – aliuminio.
Svoris – 24 kg.
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6001001	Statymo keltuvas RollOn	Nuo 2065,57

Perkėlimo diržas



Skirtas ligoniams, kuriems reikia tik nedidelės pagalbos stojantis, persėdant nuo vieno paviršiaus ant kito, vaikstant. Perkėlimo diržas leidžia ligonį pakelti, pasukti, prilaikyti. Kietos ir apvalios rankenėlės sukimba maksimaliai. Jos yra vertikalios ir horizontalios. Perkėlimo diržas užsegamas tvirta sagtimi, galima reguliuoti segimo tamprumą. Diržas daugiasluoksnis, paminkštintas, lankstus. Sudėtis: viršutinis sluoksnis – poliesteris (100 proc.), vidinis sluoksnis – poliuretanais (100 proc.), neslystanti dalis – dirbtinė oda. Lengvai prižiūrimas, atsparus trinčiai, skalbiamas 80°C temperatūroje. Maksimali apkrova – 200 kg.
Galima rinktis iš 4 dydžių:
S (apimtis 55–95 cm), 7 rankenos,
M (apimtis 65–115 cm), 9 rankenos,
L (apimtis 95–155 cm), 11 rankenų,
XL (apimtis 110–170 cm), 13 rankenų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
PD-1	Perkėlimo diržas	42,15

Stovynė su pakėlimo funkcija Vision



Pakėlimo funkcija skirta žmogui savarankiškai atsistoti iš vežimėlio. Skirta žmonėms su cerebriniu paralyžium, paraplegija, tetraplegija, išsėtine skleroze. Kontraktūrų profilaktikai ir kojų raumenų padėties keitimui. Standartinėje komplektacijoje yra nuotolinio valdymo pultelis, pneumo cilindrai aukščiui reguliuoti, spaudimą mažinantis stovėjimo diržas,

Techninės charakteristikos

Atstumas nuo pėdų pagrindo iki staliuko: 93–120 cm.
Atstumas nuo pėdų pagrindo iki kelių atramos: 38–56 cm.
Atstumas tarp rankenų ir pėdų pagrindo: 80–104 cm.
Atstumas nuo grindų iki pėdų pagrindo – 8 cm.
Bendras ilgis – 110 cm.

reguliuojamo gylio ir kampo staliukas, reguliuojamo gylio, aukščio ir pločio kelių atrama, reguliuojamo gylio kulnų atrama, keturi ratukai su greitai užsirakinančiais stabdžiais. Papildomai užsakomi priedai: diržų sistema, dubens atrama, nugaros ir galvos atrama, pėdų fiksacija Velcro juostelėmis, pėdų fiksacija specialiu laikikliu.

Išorinis rėmo plotis – 78 cm.
Vidinis rėmo plotis – 61,5 cm.
Staliuko dydis: 75 x 60 cm.
Svoris – 62 kg.
Maksimali apkrova – 150 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
Vision	Stovynė su pakėlimo funkcija Vision	Nuo 2313,92

Stovėjimo treniruoklis EasyStand Glider



Apjungia apatinės kūno dalies judesių diapazoną su viršutinės kūno dalies stiprinimu, tuo pačiu metu gaunant pasyvaus stovėjimo teikiamą naudą. Šis treniruoklis aktyviai skatina čiurnų, kelių ir klubų judėjimą: taip didinama šių kūno dalių judesių amplitudė, gerinama kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemos veikla ir ištvermė. Skirta įvairaus amžiaus fiziškai neigaliems žmonėms. Saugi ir patogi naudoti. Stovėjimo treniruoklį sudaro trijų taškų liginio prilaikymo sistema: kelių atramos su paminkštinimais, sėdmenų ir krūtinės atramos, kurios prilaiko žmogų keičiant padėtį iš sėdimos į stovimą, ir atvirkščiai. Komfortas yra labai svarbus stovint, todėl visos dalys, kurios prilaiko žmogų, yra paminkštinamos. Stovėjimo treniruoklį galima sustabdyti bet kuriuo metu pereinant iš sėdimos pozicijos į stovimą. Tai leidžia liginiai palengva prisitaikyti prie stovėjimo padėties, išvengiama nereikalingos įtampos. Modulinė stovėjimo treniruoklio konstrukcija užtikrina visapusišką pritaikymą įvairių fizinių būklių liginams. Galimi du dydžiai: M ir L. Papildomai galima užsisakyti įvairių priedų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
PNĖ50187	Stovėjimo treniruoklis EasyStand Glider, M dydis	Nuo 3842,97
PNĖ50024	Stovėjimo treniruoklis EasyStand Glider, L dydis	Nuo 3842,97

Suglaudžiamos lygiagretės be pagrindo

Naudojamos atstatant sutrikusią judėjimo funkciją, mokantis vaikščioti. Reguliuojamo aukščio: 75–108 cm. Vidinis plotis – 60 cm, išorinis – 65 cm.



Lygiagretės su pagrindu

Medinė platforma padengta neslystančia guma. Reguliuojamo aukščio: 78–104 cm. Reguliuojamas plotis tarp lygiagrečių: 36-87 cm. Pagrindo plotis – 65 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
260219.PN	Suglaudžiamos lygiagretės be pagrindo, ilgis 350 cm	595,75
260209.PN	Lygiagretės su pagrindu, ilgis 350 cm	1201,65

Vaikštyinė su atrama rankoms INVACARE Dolomite Step Up



Skirta statyti iš sėdimos padėties nuo lovos ar iš vežimėlio ir saugiai mokyti vaikščioti. Su paminkštinomomis atramomis rankoms, kurios pasuktos 25° kampu peties sąnario atžvilgiu. Šis kampas yra idealus, kad būtų išlaikyta viršutinės kūno dalies jėga. Atramos rankoms yra reguliuojamo pločio, abi juda tuo pačiu metu. Išorinės rankų atramų pločio ribos: 62–75 cm, vidinis plotis tarp atramų: 34–47 cm. Trys modeliai: vaikštyinės aukštis gali būti reguliuojamas mechaniniu, elektriniu arba hidraulinio būdu (87–132 cm). Vaikštyinės važiuoklė patogi privažiuoti prie vežimėlio ar lovos, išorinis jos plotis – 70 / 79 / 88 cm, ilgis – 81 cm. Maksimali apkrova – 150 kg. Ratelių skersmuo – 125 mm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1521677	Vaikštyinė su atrama rankoms INVACARE Dolomite Step Up, mechaninis aukščio reguliavimas	Nuo 554,29
1521678	Vaikštyinė su atrama rankoms INVACARE Dolomite Step Up, hidraulinis aukščio reguliavimas	Nuo 627,62
1521679	Vaikštyinė su atrama rankoms INVACARE Dolomite Step Up, elektrinis aukščio reguliavimas	Nuo 1289,92



VAIKŠTYNĖS
Vaikštyinė su rateliais ir atramomis rankoms INVACARE Dolomite Alpha Basic

Stabilaus rėmo vaikštyinė su atramomis rankoms ir sėdynėle, kurios aukštis nuo žemės – 62 cm. Stūmimo rankenos su stabdžių rankenėlėmis, reguliuojamo aukščio: 95–124 cm. Atstumas tarp stūmimo rankenų – 43 cm. Vaikštyinės plotis – 65 cm, ilgis – 70 cm. Svoris – 10,9 kg. Maksimali apkrova – 125 kg. Ratelių skersmuo – 20 cm. Komplekte: krepšelis, staliukas, sėdynėlė ir atramos rankoms.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
12230-35-24	Vaikštyinė su rateliais ir atramomis rankoms INVACARE Dolomite Alpha Basic	245,49



Vaikštyinė su keturiais rateliais ir krepšeliu INVACARE Banjo

Sulankstoma, stabilaus rėmo, su krepšeliu daiktams susidėti ir staliuku bei ramento laikikliu. Nuėmus staliuką, galima atsisėsti. Staliuko aukštis nuo žemės – 61 cm. Stūmimo rankenos su stabdžių rankenėlėmis, reguliuojamo aukščio: 71–98 cm. Atstumas tarp stūmimo rankenų – 39 cm. Vaikštyinės plotis – 60 cm, ilgis – 69 cm. Svoris – 9 kg. Maksimali apkrova – 130 kg. Ratelių skersmuo – 19 cm. Komplekte: krepšelis, staliukas, sėdynėlė ir ramento laikiklis.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1452442	Vaikštyinė su keturiais rateliais ir krepšeliu INVACARE Banjo	60,96

Vaikštyinė su rateliais ir krepšeliu INVACARE Delta

Sulankstoma ir manevringa, stabilaus rėmo vaikštyinė. Su krepšeliu bei staliuku ir užsegamu dėklu daiktams susidėti. Stūmimo rankenos su stabdžių rankenėlėmis. Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos: 81–94 cm. Vaikštyinės plotis – 67 cm, ilgis – 60 cm. Svoris – 6 kg. Maksimali apkrova – 135 kg. Ratelių skersmuo – 19 cm. Komplekte: krepšelis, staliukas ir užsegamas krepšys.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1515533	Vaikštyinė su rateliais ir krepšeliu INVACARE Delta	60,95



Vaikštyinė su rateliais ir sėdynėle INVACARE Actio

Sulankstoma vaikštyinė su lengvai nuimama-uždedama minkšta sėdynėle, kurios aukštis – 55 cm. Reguliuojamas stūmimo rankenų aukštis: 74–100 cm. Atstumas tarp stūmimo rankenų – 41 cm. Vaikštyinės ilgis – 63 cm, išorinis plotis – 53 cm. Svoris – 5 kg. Maksimali apkrova – 130 kg. Ratelių skersmuo – 11 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1513721	Vaikštyinė su rateliais ir sėdynėle INVACARE Actio	56,19



Žingsninė vaikštyinė INVACARE P402

Suglaudžiamo rėmo. Keliant dešinę koją į priekį, dešinė ranka keliamas ir stumiamas į priekį vaikštyinės rėmas. Toks pat veiksmas atliekamas kaire puse. Tokiu būdu žingsnis žengiamas kartu su vaikštyne, jos visos neperstatant į priekį. Reguliuojamas aukštis: 80–90 cm. Plotis – 48 cm, ilgis – 44 cm. Svoris – 2,8 kg. Maksimali apkrova – 100 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P402	Žingsninė vaikštyinė Invacare P402	28,56



RAMENTAI IR LAZDELĖS
Pažastinis ramentas

Pagamintas iš aliuminio. Reguliuojamo aukščio. Maksimali apkrova – 100 kg. Trijų dydžių:
S – aukštis: 92–112 cm,
M – aukštis: 111–131 cm,
L – aukštis: 134–154 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999108	Pažastinis ramentas, 1 vnt., S dydis	9,52
999106	Pažastinis ramentas, 1 vnt., M dydis	9,52
999107	Pažastinis ramentas, 1 vnt., L dydis	9,52

Alkūninis ramentas Advantik

Atviro tipo. Iš aliuminio. Reguliuojamas aukštis nuo žemės iki plaštakos: 75–98 cm. Nuo alkūnės iki plaštakos – 24 cm. Maksimali apkrova – 130 kg. Spalva – šviesiai pilka.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P2800	Alkūninis ramentas Advantik, 1 vnt.	6,67

Medinė lazdelė su riesta rankena

Lazdelės ilgis – 95 cm. Lakuota. Su guminiu atgaliu. Maksimali apkrova – 100 kg.



Medinė lazdelė, bambuko imitacijos

Su riesta rankena, lazdelės ilgis – 95 cm. Lakuota. Su guminiu atgaliu. Maksimali apkrova – 100 kg.



Metalinė lazdelė Simplex

Reguliuojamo aukščio: 73–95,5 cm. Su patogia ergonomiškos formos plastikine rankena. Maksimali apkrova – 150 kg. Spalva – balto metalo su juoda rankena.



Sulankstoma lazdelė Foldeo

Reguliuojamo aukščio: 83–93 cm. Maksimali apkrova – 100 kg. Spalva – juoda.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
100322	Medinė lazdelė su riesta rankena	6,67
100312	Medinė lazdelė bambuko imitacijos	8,29
13310	Metalinė lazdelė Simplex	6,67
P260	Sulankstoma lazdelė Foldeo	9,43

Lazdelė su trimis atramomis

Metalinė. Reguliuojamo aukščio: 73–96 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.



Lazdelė su keturiomis atramomis

Metalinė. Reguliuojamo aukščio: 73–96 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999111	Lazdelė su trimis atramomis	8,57
HH731	Lazdelė su keturiomis atramomis	10,48

Žieminis antgalis su 1 spygliu

Metalinis, atlenkiamas, tvirtinamas ant 1,8–2,8 cm skersmens lazdelės.



Žieminis antgalis su 5 spygliukais

Metalinis, atlenkiamas, tvirtinamas ant 1,8–2,8 cm skersmens lazdelės.



Antgalis lazdelei, 19 mm Ø

Guminis




Antgalis ramentui, 22 mm Ø

Guminis, su metaline plokštele



Antgalis vaikštynei, 25 mm Ø

Guminis, su metaline plokštele



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999100	Antgalis lazdelei, Ø 19 mm	0,95
999197	Antgalis ramentui, Ø 22 mm	0,95
999169	Antgalis vaikštynei, Ø 25 mm	0,95
37810	Žieminis antgalis su 1 spygliuku	3,81
37800	Žieminis antgalis su 5 spygliukais	3,81

Tualetų kėdės ir kiti reikmenys



Tualetų kėdės ir kiti reikmenys

Tualetų kėdė-rėmas

Ekonomiška ir kompaktiška, su atlenkiamu dangčiu ir ištraukiamu naktipuodžiu. Rėmas iš dažyto metalo. Gali būti statoma virš unitazo. Spalva – balta. Sėdynės dydis: 45 x 40 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 52–62 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999121	Tualetų kėdė-rėmas	39,05

Sulankstoma tualetų kėdė

Lengva ir kompaktiška. Ištraukus naktipuodį, gali būti sulankstoma. Naktipuodis išimamas per viršų. Dangtis ir porankiai iš tvirto balto plastiko, rėmas iš chromuoto metalo. Gali būti statoma virš unitazo. Spalva – balta. Sėdynės plotis- 46 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 41–51 cm. Bendras kėdės plotis – 55 cm. Svoris – 6,5 kg. Maksimali apkrova – 100 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999120	Sulankstoma tualetų kėdė	36,19

Sulankstoma tualetų kėdė INVACARE H407

Sėdynės dangtis nukeliamas, ištraukiamas naktipuodis. Sėdynė su uždaro tipo išpjova, ovalo formos. Porankiai pakeliami aukštyn. Sėdynės dangtis, nugaros atrama ir porankiai paminkštinti, pagaminti iš odos pakaitalo. Rėmas iš aliuminio. Komplekte yra puodas su dangčiu. Spalva – mėlyna. Sėdynės dydis: 44 x 42 cm. Išpjovos dydis: 21,5 x 25 cm. Sėdynės aukštis – 45 cm. Atstumas tarp porankių – 46 cm. Bendras kėdės plotis – 58 cm. Svoris – 8,5 kg. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1471010	Sulankstoma tualetų kėdė INVACARE H407	56,19

Tualetų kėdė be ratukų INVACARE H450 ir INVACARE H450LA

Stabili ir plati tualetų kėdė. Rėmas iš plieno, atsparus rūdims, be aštrių briaunų. Naktipuodis išimamas per viršų arba per šoną. Sėdynės dangtis, sėdimoji atrama, nugaros atrama ir porankiai paminkštinti. Tualetų kėdė lengva prižiūrėti ir valyti. Gali būti fiksuoto aukščio (H450) arba reguliuojamo aukščio (H450LA). Spalva – mėlyna. Sėdynės dydis: 49,5 x 45,5 cm. Sėdynės aukštis: H450 modelio – 50 cm, H450LA modelio – 51–66 cm. Atstumas tarp porankių – 51 cm. Bendras kėdės plotis – 67 cm. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1471163	Tualetų kėdė be ratukų INVACARE H450, aukštis 50 cm	75,24
1471165	Tualetų kėdė be ratukų INVACARE H450LA, aukštis 51–66 cm	81,37



Tualetų kėdė be ratukų

Patogi, minkšta tualetų kėdė. Sėdynės dangtis nukeliamas, naktipuodis ištraukiamas iš priekio. Sėdynės dangtis, nugaros atrama ir porankiai paminkštinti, aptraukti sintetinė oda. Stabilus rėmas iš plieno. Spalva – juoda. Sėdynės dydis: 44 x 43 cm. Sėdynės aukštis – 47 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999117	Tualetų kėdė be ratukų	46,67

Tualetų kėdė be ratukų Open

Stabili, patrauklaus dizaino. Sėdynė su uždaro tipo išpjova, ovalo formos, dydis: 21 x 26 cm. Išpjova uždengiama paminkštintu ovalo formos dangčiu. Ištraukiamas naktipuodis. Sėdynės dangtis ir nugaros atrama su paminkštinimu, pagaminti iš odos pakaitalo, porankių atramos – iš plastiko, rėmas – dažyto plieno. Komplekte yra puodas su dangčiu ir metaline rankenėle. Spalva – mėlyna. Sėdynės dydis: 44 x 40 cm. Sėdynės aukštis – 52 cm. Atstumas tarp porankių – 51,5 cm. Bendras kėdės plotis – 61 cm. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
300523	Tualetų kėdė be ratukų Open	81,90

Tualetų kėdė be ratukų Koln ir Kiel

Ergonomiškai išformuota nugaros atrama. Porankiai nuleidžiami, kad būtų patogiau persėsti nuo lovos, kėdės ar vežimėlio ant tualetų kėdės. Sėdynės dangtis paminkštintas, nukeliamas, ištraukiamas naktipuodis. Kėdės kojelės su guminiiais antgaliais, kad neslystų ant grindų. Lengvai valoma, pagaminta iš tvirto plastiko ir plieno. Komplekte yra puodas su dangčiu. Spalva – pilka/bordo. Kitų spalvų teirautis. Gali būti fiksuoto aukščio (**Koln**) arba reguliuojamo aukščio (**Kiel**). Sėdynės dydis: 45 x 46 cm. Sėdynės aukštis: Koln kėdės – 52 cm, Kiel kėdės – 51–56 cm. Bendras kėdės plotis – 57 cm. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
340.44	Tualetų kėdė be ratukų Koln, aukštis – 52 cm, spalva – šviesiai pilka/bordo. Kitų spalvų teirautis.	135,41
347.03	Tualetų kėdė be ratukų Kiel, aukštis – 51–56 cm, spalva – šviesiai pilka/tamsiai pilka. Kitų spalvų teirautis.	236,19

Tualetų kėdė su ratukais Bonn ir Hamburg

Ypač manevringa, su stūmimo rankena. Galima užvežti ant unitazo. Rėmas pagamintas iš dažyto plieno, saugus, be aštrių briaunų, kraštai užapvalinti. Lengvai valoma, nerūdijanti, pagaminta iš tvirto plastiko ir plieno. Sėdynės dangtis paminkštintas, nukeliamas. Ištraukiamas naktipuodis. Sėdynė su uždaro tipo išpjova, ovalo formos. Porankiai nuleidžiami. Pakojai reguliuojamo aukščio, nuimami, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Komplekte yra puodas su dangčiu. Spalva – pilka/bordo (mėlyna). Gali būti fiksuoto aukščio (**Bonn**) arba reguliuojamo aukščio (**Hamburg**). Sėdynės dydis: 45 x 46 cm. Sėdynės aukštis: **Bonn** kėdės – 53 cm, **Hamburg** kėdės – 54–59 cm. Bendras kėdės plotis – 56 cm. Ratukai – 125 mm Ø, su stabdžiais. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
343.54	Tualetų kėdė su ratukais Bonn, aukštis – 53 cm, spalva – šviesiai pilka/mėlyna. Kitų spalvų teirautis.	236,19
356.44	Tualetų kėdė su ratukais Hamburg, aukštis – 54–59 cm, spalva – šviesiai pilka/bordo. Kitų spalvų teirautis.	347,62



Tualetų kėdė su ratukais INVACARE H72oT

Patogi ir manevringa. Su stūmimo rankena. Galima užvežti ant unitazų. Sėdynės dangtis nukeliamas, ištraukiamas naktipuodis. Porankiai paminkštinti, nuleidžiami, kad būtų patogiau nuo lovos, kėdės ar vežimėlio persėsti ant tualetų vežimėlio. Nuimami pakojai, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Su blauzdų atramos dirželiais, kad kojos nenuslystų atgal. Sėdynės dangtis, nugaros atrama ir porankiai pagaminti iš odos pakaitalo. Rėmas – dažyto plieno. Komplekte yra puodas su dangčiu. Sėdynės dydis: 45 x 45 cm. Sėdynės aukštis – 52,5 cm. Bendras kėdės plotis – 57,5 cm. Ratukai – 125 mm Ø, su stabdžiais. Maksimali apkrova – 135 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1525770	Tualetų kėdė su ratukais INVACARE H72oT	85,62

Tualetų kėdė su ratukais Boston, sunkiasvoriams

Galima užvežti ant unitazų. Nugaros atrama iš aliuminio, padengto poliuretano putomis (PUR). Porankiai nuleidžiami. Sėdynės dangtis paminkštintas, nukeliamas. Ištraukiamas naktipuodis. Su uždaro tipo ovalo formos išpjova. Porankiai nuleidžiami. Pakojai reguliuojamo aukščio, nuimami, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Komplekte yra puodas su dangčiu. Sėdynės dydis: 52 x 45 cm. Sėdynės aukštis – 53 cm. Bendras kėdės plotis – 62 cm. Ratukai – 125 mm Ø, su stabdžiais. Maksimali apkrova – 150 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
342.03	Tualetų kėdė su ratukais Boston, spalva – šviesiai pilka/tamsiai pilka. Kitų spalvų teirautis.	399,95

Tualetų vežimėlis

Universalus: gali būti naudojamas kaip tualetų vežimėlis arba kaip vežimėlis ligoniniui transportuoti sėdimoje padėtyje. Suglaudžiamo rėmo. Su varomaisiais ratais, todėl tinka judėti savarankiškai. Rėmas – chromuoto plieno. Patogi sėdynė paminkštinta ir padengta PVC. Su nukeliamu dangčiu ir ištraukiamu naktipuodžiu. Su fiksuotais porankiais. Sėdynės plotis – 46 cm. Sėdynės aukštis – 52 cm. Bendras vežimėlio plotis – 58 cm. Maksimali apkrova – 120 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999119	Tualetų vežimėlis	84,77



Paaukštinta tualetų sėdynė be dangčio Savannah

Lengvai ir saugiai fiksuojama ant unitazų. Du fiksuojamieji yra reguliuojamo pločio, todėl paaukštinta tualetų sėdynė tinka visiems standartiniams unitazų tipams. Pagaminta iš ypach tvirtu plastik. Aukštis – 10 cm. Bendras plotis – 41 cm, gylis – 40 cm. Angos dydis: 27 x 21 cm. Svoris: ~1 kg. Maksimali apkrova – 190 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA214Y	Paaukštinta tualetų sėdynė be dangčio Savannah	18,09

Paaukštinta tualetų sėdynė su dangčiu ir atlenkiamais porankiais INVACARE Avita

Su pakeliamu dangčiu ir atgal atlenkiamais porankiais. Pagaminta iš tvirtu, smūgiams atsparu plastik. Sėdynė saugiai ir lengvai tvirtinama ant bet kurio unitazų. Sėdynės aukštis reguliuojamas individualiai, yra trys aukščio padėtys: 6 cm, 10 cm ir 14 cm. Plotis tarp porankių – 47 cm. Sėdynės plotis su porankiais – 57 cm. Maksimali apkrova – 120 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
H430A/2	Paaukštinta tualetų sėdynė su dangčiu ir atlenkiamais porankiais INVACARE Avita	71,43

Sėdynė-bidė AQUATEC Pure Bidet

Montuojama ant unitazų, jungiama prie vandens tiekimo ir į elektros tinklą. Naudojama asmens higienai: rektalinėms ir genitalinėms zonoms apiplauti. Valdoma elektroniniu būdu valdymo pultu. Valdymo pultas kabinamas ant specialaus laikiklio sienoje.



Savybės
Su integruotu teleskopiniu purkštuku, kuris paduoda vandens srovę. Vandens purkštuko padėtis reguliuojama, aktyvuojama purkštuko judėjimo funkcija „pirmyn-atgal“. Reguliuojamas vandens srovės stiprumas: 5 lygiai. Reguliuojama temperatūra: 34°, 37° ir 40° C. Su džiovintuvu – pučiamo oro – funkcija: reguliuojamas stiprumas – 5 lygiai, reguliuojama temperatūra – iki 50° C. Džiovinimo trukmė – 3 min. Pašildomas sėdynės dangtis, temperatūra: 35°, 38° ir 40° C. LED apšvietimas, kad būtų patogiu naudoti naktį. Sėdynėje-bidė įmontuoti jutikliai, todėl WC apiplovimas veikia tik tuomet, kai naudotojas sėdi ant sėdynės. Kiekvieną kartą prieš ir po naudojimo purkštukai automatiškai nuplaunami švari vandeniu. Dėl specialių amortizatorių sėdynės dangtis užsidaro švelniai. Su energijos taupymo funkcija. Yra įspėjimas apie senkančią valdymo pulto bateriją.

Techninės charakteristikos
Sėdynės dydis: 36,4 x 43 cm.
Svoris – 4,3 kg.
Maksimali apkrova – 125 kg.
Vandens srovės greitis – 0,95 l/min.
Elektros tiekimas – AC 230–240 V, 50 Hz.
Laido ilgis – 1,4 m.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1558215	Sėdynė-bidė AQUATEC Pure Bidet	678,98



Pasukamas praustuvas



Praustuvo forma ir dydis pritaikyti tiek stovinčiam, tiek sėdinčiam asmeniui, juo galima naudotis ir iš priekio, ir iš šono. Šio modelio praustuvas gali būti fiksuoto arba reguliuojamo aukščio, pritaikant jį visų naudotojų poreikiams.

Techninės charakteristikos

Praustuvo dydis: 40 x 34 x 13,5 cm.
Praustuva galima pasukti 180° kampu.
Praustuvo fiksavimas pasuktoje padėtyje.
Maksimali apkrova – 150 kg.
Aukščio reguliavimo ribos – 15 cm (tik reguliuojamo aukščio praustuvui, art. nr. 40-41140). Aukštis reguliuojamas specialia rankenėle (papildomai užsakomas priedas, art. nr. 40-42170).
Medžiagos, iš kurių pagamintas praustuvas: PUR putos, aliuminis, nerūdijantis plienas.
Standartiniame komplekte: vandens maišytuvas, lanksčios jungiamoji ir nubėgimo žarnos. Visos dalys integruotos į praustuvo korpusą.

Papildomai užsakomas priedas – lentynėlė praustuvui. Montuojama prie sienos. Dydis: plotis – 606 mm, gylis – 265 mm, aukštis – 458 mm. 150 mm galima nuleisti žemyn mechaniniu būdu atsukus specialias rankenėles. Praustuvo, kai jis fiksuotas prie lentynėlės, maksimali apkrova – 300 kg. Medžiagos, iš kurių pagaminta lentynėlė: nerūdijantis plienas ir medžio drožlių laminatas.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
40-41120	Pasukamas praustuvas, fiksuoto aukščio	Nuo 1528,92
40-41140	Pasukamas praustuvas, reguliuojamo aukščio	Nuo 1900,82
40-40069	Praustuvo lentynėlė, 60,6 x 26,5 cm	347,10

Ranktūris, tvirtinamas sienoje

Skirtas pasilaikyti. Tvirtinamas prie sienos (komplekte nėra tvirtinimo varžtų). Su dangteliais varžtams paslėpti. Iš tvirto plastiko, su išilginiais grioveliais, kad būtų patogų sugriebti. Skersmuo – 3,6 cm. Galimi įvairūs ranktūrių ilgiai.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA6061F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 305 mm	8,68
AA6062F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 381 mm	8,38
AA6063F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 410 mm	10,09
AA6064F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 457 mm	10,75
AA6065F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 610 mm	13,14
AA6066F	Ranktūris, tvirtinamas sienoje, ilgis 914 mm	17,36

Atlenkiamas ranktūris ant stovo

Ranktūris pritvirtintas ant 111 cm aukščio stovo, montuojamo į grindis. Metalinės grindų plokštelės dydis: 25 x 15 cm. Pagamintas iš epoksidine derva dengto metalo, atsparaus korozijai. Kai nenaudojamas, užlenkiamas į viršų ir priglaudžiamas prie sienos. Su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. Ranktūrio skersmuo – 3,2 cm, patogus suimti. Atramos ilgis – 76 cm. Svoris – 8,4 kg. Maksimali apkrova – 127 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA2026	Atlenkiamas ranktūris ant stovo	119,84

Atlenkiamas ranktūris


Montuojamas sienoje. Pagamintas iš epoksidine derva dengto metalo, atsparaus korozijai. Kai nenaudojamas, užlenkiamas į viršų ir priglaudžiamas prie sienos. Su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. Ranktūrio skersmuo – 3,2 cm, patogus suimti. Atramos ilgis – 76 cm. Svoris – 4,1 kg. Maksimali apkrova – 84 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA2012	Atlenkiamas ranktūris	65,29

Atlenkiamas ranktūris su kojele

Montuojamas sienoje. Pagamintas iš epoksidine derva dengto metalo, atsparaus korozijai. Papildoma reguliuojamo ilgio kojelė užtikrina saugumą ir stabilumą remiantis į ranktūrį. Kai nenaudojamas, užlenkiamas į viršų ir priglaudžiamas prie sienos. Su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. Ranktūrio skersmuo – 3,2 cm, patogus suimti. Atramos ilgis – 76 cm. Reguliuojamas kojėlės aukštis: 79–98,5 cm. Svoris – 5 kg. Maksimali apkrova – 67 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA2018	Atlenkiamas ranktūris su kojele	98,35




Pressalit reguliuojamo aukščio unitazas



Pakabinamas unitazo puodas su stačiu nubėgimu sumontuotas ant specialaus keltuvo, kuris tvirtinamas sienoje. Keltuvas pagamintas iš anoduoto aliuminio, jungiamas į elektros tinklą. Unitazo aukštis reguliuojamas elektriniu būdu rankiniu pulteliu – patogų ligoniui ir slaugytojui. Unitazo aukštį galima reguliuoti net ir tada, kai ant jo sėdi žmogus. Ligoniui patogų atsisėsti ir atsistoti. Unitazo vandens bakelis su dviejų režimų vandens nuleidimo mechanizmu (3/6 l). Dangtis su ypač tvirtais lankstais. Lengva valyti ir prižiūrėti, nes unitazo visi kampai užapvalinti, nėra užslėptų vietų ar skylių, kur galėtų kauptis nešvarumai. Spalva – balta.

Techninės charakteristikos

Unitazo aukštis: 42,5–82,5 cm.
Unitazo gylis – 70 cm.
Unitazo plotis – 35,5 cm.
Keltuvo dydis: plotis – 81,5 cm, gylis – 21,5 cm, aukštis – min. 123 cm.
Elektros energijos tiekimas – 230 V.
Elektros energijos suvartojimas – 70 W (esant maksimaliai apkrovai).
Kėlimo greitis – 12 mm/s.
Triukšmo lygis – 48 dB.
Maksimali apkrova – 200 kg.



Dušo kėdės ir vežimėliai



Dušo kėdės
ir vežimėliai

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R8327000	Pressalit reguliuojamo aukščio unitazas	3522,22

Dušo kėdė INVACARE I-Fit 9781E

Patogi, ergonomiškos formos kėdė su skylutėmis vandeniui nubėgti. Lengvai nuimama nugaros atrama. Reguliuojamas kėdės aukštis, kojelės su neslystančiais antgaliais. Lengvai valoma. Kėdė gali būti statoma duše arba vonioje. Sėdynės dydis: 34 x 37 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 38–55 cm. Bendras kėdės plotis – 50 cm. Svoris – 3,5 kg. Maksimali apkrova – 180 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
9781E	Dušo kėdė INVACARE I-Fit 9781E	36,19

Dušo kėdė

Gali būti naudojama duše arba didesnėje vonioje. Sėdimoji dalis ir nugaros atrama iš lengvo, tačiau tvirto plastiko, su skylutėmis vandeniui nubėgti. Rėmas iš aliuminio. Kėdė gali būti naudojama su nugaros atrama arba be jos. Sėdynės dydis: 50 x 30 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 35–53 cm. Svoris – 2,9 kg. Maksimali apkrova – 100 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
CA351L	Dušo kėdė	18,10

Dušo kėdė su higienine išpjova

Gali būti naudojama duše arba didesnėje vonioje. Sėdimoji dalis ir nugaros atrama iš lengvo, tačiau tvirto plastiko. Sėdynė su higienine išpjova ir su skylutėmis vandeniui nubėgti. Rėmas iš aliuminio. Kėdė gali būti naudojama su nugaros atrama arba be jos. Sėdynės dydis: 49 x 33 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 36–54 cm. Atlošo aukštis – 38 cm. Svoris – 3 kg. Maksimali apkrova – 100 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999122	Dušo kėdė su higienine išpjova	18,10



Dušo kėdė INVACARE Pico

Iš atskirų modulių (sėdynės, porankių ir atlošo) susidedanti dušo kėdė lengvai ir greitai pritaikoma įvairioms situacijoms. Sėdynė su skylutėmis vandeniui nubėgti ir higienine išpjova, kuri, apsukus sėdynę, gali būti naudojama iš priekio arba iš galo. Kėdės kojelės su prisisiurbiančiomis taurelėmis, kad kėdė neslystų ant dušo grindų. Dušo kėdė pagaminta iš ypač tvirto plastiko, su užapvalintais kampais, nėra aštrių briaunų. Rėmas – nerūdijančio metalo. Porankiai ir atlošas lengvai nuimami ir uždedami – nereikia jokių įrankių. Galimos keturios skirtingos dušo kėdės Pico konfigūracijos:



Art. nr. 9.22.001



Art. nr. 9.23.001



Art. nr. 9.21.001



Art. nr. 9.20.001

Sėdynės dydis: 43 x 42 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 42,5–57,5 cm. Bendras kėdės plotis – 57,5 cm. Atstumas tarp porankių – 43 cm. Svoris – 4,8 kg (su porankiais ir atlošu), 4,0 kg (su atlošu), 4,1 kg (su porankiais), 3,2 kg (be porankių ir atlošo). Maksimali apkrova – 160 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
9.22.001	Dušo kėdė INVACARE Pico su nugaros atrama ir su porankiais	57,15
9.23.001	Dušo kėdė INVACARE Pico su nugaros atrama	65,83
9.21.001	Dušo kėdė INVACARE Pico su porankiais	76,96
9.20.001	Dušo kėdė INVACARE Pico be nugaros atramos ir be porankių	73,34

Dušo kėdė Deluxe

Aliuminio rėmas ir porankiai. Atlošas ir sėdynė iš tvirto plastiko. Atlošas su išpjauta rankena kėdei nešti, perstatyti. Sėdynė su higienine išpjova priekyje ir skylutėmis vandeniui nubėgti. Sėdynės dydis: 41 x 50 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 46–54 cm. Bendras kėdės plotis – 55 cm. Maksimali apkrova – 120 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
10210	Dušo kėdė Deluxe	74,38

Sulankstoma dušo kėdė Deluxe

Sulankstoma: nusukami į rėmo vidų porankiai ir nulenkiama žemyn sėdynė. Rėmas pagamintas iš aliuminio, sėdynė – iš plastiko. Sėdynė su higienine išpjova ir šoninėmis atramomis. Sėdynės dydis: 41 x 53 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 46–54 cm. Bendras kėdės plotis – 54 cm. Maksimali apkrova – 120 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
10220	Sulankstoma dušo kėdė Deluxe	85,71



Atlenkiama dušo kėdė su porankiais

Montuojama sienoje. Kai nenaudojama, užlenkiama prie sienos, kai naudojama – nuleidžiama. Anotomiškai išformuota sėdynė, pakeliami porankiai. Su reguliuojamo aukščio atraminėmis kojelėmis. Komplekte tvirtinimo varžtų nėra. Sėdynės dydis: 38 x 37 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 44–55 cm. Bendras kėdės plotis – 54,5 cm. Bendras kėdės gylis – 47 cm. Atstumas tarp porankių – 46 cm. Sulankstytos kėdės gylis – 11,5 cm. Svoris – 9 kg. Maksimali apkrova – 135 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R88o4-6o	Atlenkiama dušo kėdė su porankiais	189,09

Atlenkiama dušo kėdė su higienine išpjova

Montuojama sienoje. Sėdynė iš tvirto plastiko su higienine išpjova ir skylutėmis vandeniui nubėgti, rėmas iš aliuminio. Su reguliuojamo aukščio atraminėmis kojelėmis. Sėdynės dydis: 40 x 41 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 48,5–56 cm. Bendras kėdės plotis – 48 cm. Sulankstytos kėdės gylis – 14 cm. Maksimali apkrova – 120 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Atlenkiama dušo kėdė	74,29

Dušo vežimėlis INVACARE Lima

Suglaudžiamas. Stabilus rėmas iš aliuminio. Paminkštinta sėdimoji dalis su higienine išpjova gali būti naudojama iš bet kurios pusės. Su atlenkiamais porankiais, nugaros atrama ir stūmimo rankenomis. Su atlenkiamomis reguliuojamo aukščio pėdų atramomis. Su 4 lengvai besisukančiais ratukais, su parkavimo stabdžiais. Galima naudoti prausimui duše ir kaip tualetu vežimėlį. Galimybė užvežti ant unitazo. Komplekte: puodo laikiklis, puodas, dubens prilaikymo diržas. Sėdynės dydis: 46 x 46 cm. Sėdynės aukštis – 100 cm. Bendras vežimėlio plotis: 57 cm (su 5" ratukais), 68 cm (su 24" galiniais ratais). Suglausto vežimėlio plotis: 22,5 cm (su 5" ratukais), 33,5 cm (su 24" galiniais ratais). Svoris: 14 kg (su 5" ratukais), 18,5 kg (su 24" galiniais ratais). Maksimali apkrova – 135 kg. Spalva: rėmas baltas, sėdynė, nugaros atrama ir porankiai tamsiai mėlyni.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1525732	Dušo vežimėlis INVACARE Lima	272,79
1525733	Dušo vežimėlis INVACARE Lima su 24" galiniais ratais	333,11

Dušo vežimėlis Erfurt

Ypač manevringas, su stūmimo rankena. Galima užvežti ant unitazo. Rėmas pagamintas iš dažyto plieno, saugus, be aštrių briaunų, kraštai užapvalinti. Lengvai valomas, pagamintas iš tvirto plastiko. Sėdynė su atviro tipo išpjova. Porankiai nuleidžiami, kad būtų patogiau nuo lovos, kėdės ar vežimėlio persėsti ant dušo vežimėlio. Nuimami pakojai, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Sėdynės dydis: 45 x 46 cm. Sėdynės aukštis – 53 cm. Bendras vežimėlio plotis – 56 cm. Ratukai – 125 mm Ø, su parkavimo stabdžiais. Maksimali apkrova – 130 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
334.54	Dušo vežimėlis Erfurt, spalva – šviesiai pilka/mėlyna. Kitų spalvų teirautis.	300,96



Dušo vežimėlis Malta



Rėmas pagamintas iš dažyto plieno, saugus be aštrių briaunų, kraštai užapvalinti. Lengvai valomas, nerūdija. Sėdynės dangtis paminkštintas, nukeliamas. Sėdynė su uždaro tipo išpjova, ypač patogi higieniniam apsiprausimui. Porankiai nuleidžiami, kad būtų patogiau nuo lovos, kėdės ar vežimėlio persėsti ant dušo vežimėlio. Nuimami pakojai, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Komplekte: vonelė ir žarna nuotekoms.

Vežimėlis

Sėdynės dydis: 48 x 48 cm. Sėdynės aukštis – 64 cm. Bendras vežimėlio plotis – 74 cm. Bendras vežimėlio ilgis – 90 cm. Ratukai – 75 mm Ø, galiniai ratukai su stabdžiais. Svoris – 19,3 kg. Maksimali apkrova – 130 kg. Spalva – šviesiai pilka/mėlyna.

Vonelė

Aukštis nuo žemės iki vonelės apatinio krašto – 42 cm. Vonelės dydis: 56 x 42,5 x 17 cm. Vonelės talpa: 6–15 litrų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
367.54.30	Dušo vežimėlis Malta	482,71

Dušo vežimėlis Phoenix



Manevringas vežimėlis su reguliuojamu sėdynės pavertimo kampu. Ligonis vežimėlyje jaučiasi patogiai ir saugiai. Slaugytojui patogiu nuprausti ligonį. Sėdynę galima rinktis su higienine išpjova arba be jos. Reguliuojamo aukščio galvos atrama. Nulenkiami porankiai. Nuimami pakojai, į šonus atlenkiamos pėdų plokštelės. Paminkštinta nugaros atrama, sėdynė ir blauzdų atrama. 4 ratukai su parkavimo stabdžiais. Komplekte yra naktipuodis su laikikliu.

- Savybės:**
1. Pavertus sėdynę, klubų sulenkimo kampas atidaromas iki 130°, todėl lengviau nuprausti ligonį.
 2. Lengviau perkelti ligonį su keltuvu iš gulimos padėties į gulimą.
 3. Sėdynei paversti nenaudojamas pneumo cilindras, todėl mažesnė gedimų tikimybė ir mažiau reikalinga techninė priežiūra.

Techninės charakteristikos

Sėdynės dydis: 55 x 42 cm.
Sėdynės aukštis – 55 cm.
Bendras vežimėlio plotis x ilgis: 65 x 105 cm.
Svoris – 30 kg.
Maksimali apkrova – 150 kg.

Prie dušo vežimėlio papildomai galima užsisakyti saugos diržus ir paminkštinius saugos diržams.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
350.30.40	Dušo vežimėlis Phoenix, be higieninės išpjovos. Spalva – šviesiai pilka/raudona. Kitų spalvų teirautis.	Nuo 1237,15
350.30.10	Dušo vežimėlis Phoenix, su higienine išpjova. Spalva – šviesiai pilka/raudona. Kitų spalvų teirautis.	Nuo 1237,15

Dušo vežimėlis INVACARE Ocean VIP

Stabilus, nerūdijančio plieno rėmas. Pneumo cilindru reguliuojamas vežimėlio sėdynės pavertimo kampas. Ergonomiškai išformuota sėdynė su higienine išpjova. Dušo vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip tualetu vežimėlis. Nugaros atrama iš skalbiamo audinio, su reguliuojamomis įtempimo juostelėmis. Komplekte: reguliuojama galvos atrama, pakeliami porankiai, reguliuojamo aukščio, nuimami pakojai su atlenkiamomis pėdų plokštelėmis ir kulnų atramomis, keturi lengvai besisukantys ratukai, trys iš jų – su parkavimo stabdžiais, vienas – su važiavimo krypties stabdžiais. Vežimėlio funkcionalumui padidinti, galima rinktis įvairius papildomai užsakomus priedus.



Sėdynės pavertimo kampas: 0° – 35°

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1470000	Dušo vežimėlis INVACARE Ocean VIP	Nuo 554.49

Dušo vežimėlis INVACARE Ocean Dual VIP



Sėdynės kampas 0°, nugaros atrama atlenkta 25° kampu.



Maksimalus sėdynės pavertimo kampas 35° ir maksimalus nugaros atramos atlenkimo kampas 50°.

Visos jo savybės tokios pačios kaip dušo vežimėlio Invacare Ocean VIP, skirtumas toks, kad dušo vežimėlis Invacare Ocean Dual VIP turi atlenkiamą nugaros atramą ir apsaugas nuo vertimosi atgal.

Techninės charakteristikos

Sėdynės dydis: 50 x 45 cm.
Reguliuojamas sėdynės aukštis: 3 aukščio pakopos, kas 5 cm (51–61 cm).
Bendras vežimėlio plotis – 62,5 cm.
Atstumas tarp porankių – 47,5 cm.
Sėdynės pavertimo kampas: 0° – 35°.
Nugaros atramos atlenkimo kampas: 10°–50°.
Ratukų skersmuo – 127 mm.
Svoris – 28,3 kg.
Maksimali apkrova – 150 kg.
Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1470829	Dušo vežimėlis INVACARE Ocean Dual VIP	Nuo 1228,58

Elektrinis dušo vežimėlis TR1000



Pulteliu reguliuojamas kėdės aukštis ir vežimėlio sėdynės pavertimo kampas, todėl slaugytojas lengvai gali nuprausti ligonį, o pastarasis jaučiasi saugiai ir patogiai. Kėlimas vyksta švelniai ir tolygiai. Su galvos atrama. Sėdynė su higienine išpjova. Dušo vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip tualetų vežimėlis, galima užvežti ant unitazų. Pakeliami aukštyn porankiai, su pakuojais. Lengvai valomas.

Techninės charakteristikos

Sėdynės dydis: 54 x 43 cm.
Sėdynės aukštis reguliuojamas pulteliu: 53,5–93,5 cm.
Bendras vežimėlio plotis – 70 cm.
Vežimėlio sėdynės pavertimo kampas (atgal): 0°–25°.
Vežimėlio sėdynės pavertimo kampas (į priekį): 0°–7°.
Dvigubi ratukai su stabdžiais, skersmuo – 100 mm.
Maksimali apkrova – 200 kg.
Baterija: nuimama, įkraunama, 24 V.
Rėmas: milteliniu būdu dažytas cinkuotas plienas ir nerūdijantis plienas.
Pažymėtas CE ženklu, atitinka Medicinos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. I klasės medicinos gaminys.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
0521000	Elektrinis dušo vežimėlis TR1000	Nuo 2913,00

Multifunkcinis vonios ir dušo kambarys



Multifunkcinis vonios
ir dušo kambarys




Multifunkcinis vonios ir dušo kambarys sukurtas taip, kad būtų patogų vartotojui, slaugytojui, optimaliai išnaudojant vonios kambario erdvę. Naudojamas Pressalit Care multifunkcinės sistemos, neįgalus ar riboto mobilumo žmogus gali savarankiškai apsistarnauti duše ir tualete. Savarankiškumas padeda išlaikyti savigarbą ir orumą. Jei vis tik reikalinga slaugytojo (profesionalaus, šeimos nario ar draugo) pagalba, dėl multifunkcinių sistemų atlikti higienos procedūros yra saugiau, efektyviau ir patogiau. Net ir nedidelėse patalpose, panaudojant multifunkcines sistemas, vonios kambario erdvė išnaudojama funkcionaliai ir visiškai pritaikoma prie vartotojo poreikių.

Multifunkcinės sistemos pagrindas – Pressalit Care horizontalus bėgelis tvirtinamas prie sienos. Ant horizontalaus bėgelio gali būti tvirtinamos ir horizontalioje arba vertikalioje padėtyje reguliuojamos visos techninės pagalbos priemonės: atlenkiami ranktūriai, praustuvai, dušo kėdės, lentynėlės higienos reikmenims ir kita.

Multifunkcinių sistemų pritaikymas yra labai platus ir skirtas įvairiems vartotojams: su progresuojančia arba stabilia liga/negalia, augantiems vaikams su specialiaisiais poreikiais ir kita. Naudojamos ligoninėse, slaugos ir globos bei viešosiose įstaigose, privačiuose namuose.


Multifunkcinių sistemų bėgeliai, kronšteinai ir jungiamieji elementai pagaminti iš anoduoto aliuminio, yra lengvi, tvirti ir stabilūs, lengvai prižiūrimi ir valomi, nerūdija. Visi varžtai ir tvirtinimo elementai paslėpti.

Multifunkcinių sistemų variacijos




Reguliavimas horizontalioje ir vertikalioje padėtyse

Prie sienos pritvirtintas horizontalus bėgelis, ant kurio montuojamas slankiojantis vertikalus bėgelis. Ant pastarojo montuojama techninė pagalbos priemonė, pvz., atlenkiamas ranktūris. Ranktūrio padėtis reguliuojama tiek vertikalioje (aukštyn-žemyn), tiek horizontalioje (į šonus) padėtyje.





Reguliavimas horizontalioje padėtyje

Prie sienos pritvirtintas horizontalus bėgelis, ant kurio montuojama techninė pagalbos priemonė, pvz., atlenkiamas ranktūris. Ranktūrio padėtis reguliuojama horizontalioje (į šonus) padėtyje.



Reguliavimas vertikalioje padėtyje

Prie sienos pritvirtintas vertikalus bėgelis, ant kurio montuojama techninė pagalbos priemonė, pvz., atlenkiamas ranktūris. Ranktūrio padėtis reguliuojama vertikalioje (aukštyn-žemyn) padėtyje.



Fiksuota padėtis

Techninė pagalbos priemonė montuojama tiesiai sienoje.


Praustuvas, kurio aukštis reguliuojamas elektriniu arba pneumatiniu būdu



Reguliuojamo aukščio praustuvas reikalingas tada, kai vienu praustuvu naudojasi skirtingos fizinės būklės žmonės, pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėlyje sėdintis žmogus ir sveiki vaikstantys žmonės. Tokio praustuvo padėtį kiekvienas vartotojas gali lengvai sureguliuoti pagal individualius poreikius. Praustuvo aukštis gali būti reguliuojamas dviem būdais:

1. elektriniu – valdymo pulteliu arba svirtelė,
2. pneumatiniu – svirtelė.

Svirtelė aukščiui reguliuoti gali būti montuojama kairėje arba dešinėje praustuvo pusėje ir panaudojama kaip rankšluosčio kabykla. Aukščio reguliavimo diapazonas – 30 cm. Aukštis nuo grindų iki praustuvo viršutinio krašto (montuojant rekomenduojamame aukštyje): 66,8–96,8 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.




Reguliuojamo aukščio praustuvo kronšteinas, tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio

Horizontalus bėgelis užsakomas papildomai.

Reguliavimas horizontalioje ir vertikalioje padėtyse.

Art. nr. R4782
Art. nr. R4781
Art. nr. R4780
Art. nr. R4680



Reguliuojamo aukščio praustuvo kronšteinas, tvirtinamas sienoje

Reguliavimas vertikalioje padėtyje.

Art. nr. R4752
Art. nr. R4751
Art. nr. R4750
Art. nr. R4650



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R4782	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su belaidžiu valdymo pulteliu (horizontalus, vertikalus reg.) kronšteinas	1363,64
R4781	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su laidiniu valdymo pulteliu (horizontalus, vertikalus reg.) kronšteinas	1363,64
R4780	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su svirtelė (horizontalus, vertikalus reg.) kronšteinas	1363,64
R4680	Pneumatinio būdu reguliuojamo praustuvo su svirtelė (horizontalus, vertikalus reg.) kronšteinas	1061,99
R4752	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su belaidžiu valdymo pulteliu (vertikalus reg.) kronšteinas	1260,33
R4751	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su laidiniu valdymo pulteliu (vertikalus reg.) kronšteinas	1260,33
R4750	Elektriniu būdu reguliuojamo praustuvo su svirtelė (vertikalus reg.) kronšteinas	1260,33
R4650	Pneumatinio būdu reguliuojamo praustuvo su svirtelė (vertikalus reg.) kronšteinas	933,89

Praustuvas, kurio aukštis reguliuojamas mechaniniu būdu



PRESSALIT.
care

Mechaniniu būdu reguliuojamas praustuvas reikalingas tada, kai praustuvo aukštis keičiamas retai. Pats vartotojas praustuvo aukščio pakeisti negali, tai turi padaryti slaugytojas, nes, keičiant praustuvo aukštį, jį reikia prilaikyti visu svoriu. Todėl, jei praustuvo aukštį reikia keisti dažnai ir tai nori daryti pats vartotojas, rekomenduojamas praustuvas su elektriniu arba pneumatiniu reguliuojamu aukščiu. Svirtelė-fiksatorius montuojamas už galinės plokštelės dešinėje pusėje. Aukščio reguliavimo diapazonas – 24 cm. Aukštis nuo grindų iki praustuvo viršutinio krašto (montuojant rekomenduojamame aukštyje): 68 – 92 cm. Maksimali apkrova – 100 kg.




Reguliuojamo aukščio praustuvo kronšteinas, tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio

Horizontalus bėgelis užsakomas papildomai.

Reguliavimas horizontalioje ir vertikalioje padėtyse.

Art. nr. R458oyyy



Reguliuojamo aukščio praustuvo kronšteinas, tvirtinamas sienoje

Reguliavimas vertikalioje padėtyje.

Art. nr. R455oyyy

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R458oyyy	Mechaniniu būdu reguliuojamo praustuvo (horizontalus, vertikalus reg.) kronšteinas	
R455oyyy	Mechaniniu būdu reguliuojamo praustuvo (vertikalus reg.) kronšteinas	




Lentynėlės higienos reikmenims



PRESSALIT.
care


Lentynėlės sudarytos iš atskirų modulių ir gali būti komplektuojamos pagal individualius poreikius: viena arba dvi lentynėlės su dėžutėmis arba be jų, su kabykla rankšluosčiui, su pintu vielos krepšeliu ir pan. Visi lentynėlių moduliai sumontuoti ant vertikalios stovo, aplink kurį lengvai sukasi. Individualiai reguliuojamo aukščio. Vertikalūs stovai su lentynėlėmis gali būti montuojami ant horizontalaus bėgelio, ant praustuvo arba tiesiai sienoje. Galimi du vertikalios stovo ilgiai: 40 cm arba 60 cm. Medžiaga: aliuminis, sintetinis laminatas ir nerūdijantis plienas, plastikas. Maksimali vienos lentynėlės apkrova – 4 kg. Naudojant lentynėles iš atskirų modulių, visi higienos reikmenys visuomet patogiai pasiekiami ir yra „po ranka“.



Lentynėlės, tvirtinamos prie horizontalaus bėgelio

Reguliavimas horizontalioje padėtyje.


Art. nr. RT476 – 60 cm ilgio stovas, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės
Art. nr. RT474 – 40 cm ilgio stovas, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė



Lentynėlės, tvirtinamos prie praustuvo

Lentynėlės juda horizontalioje padėtyje kartu su praustuvu.

Art. nr. RT481 – 60 cm ilgio stovas, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės
Art. nr. RT480 – 40 cm ilgio stovas, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė



Lentynėlės tvirtinamos sienoje

Art. nr. RT491000 – 60 cm ilgio stovas, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės
Art. nr. RT490000 – 40 cm ilgio stovas, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė


Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
RT476	Lentynėlės: 60 cm ilgio stovas tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės	355,37
RT474	Lentynėlės: 40 cm ilgio stovas tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė	280,16
RT481	Lentynėlės: 60 cm ilgio stovas tvirtinamas prie praustuvo, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės	362,81
RT480	Lentynėlės: 40 cm ilgio stovas tvirtinamas prie praustuvo, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė	288,43
RT491000	Lentynėlės: 60 cm ilgio stovas tvirtinamas sienoje, 2 lentynėlės, kabykla rankšluosčiui, 2 dėžutės	323,96
RT490000	Lentynėlės: 40 cm ilgio stovas tvirtinamas sienoje, 1 lentynėlė, kabykla rankšluosčiui, 1 dėžutė	252,06

Atlenkiamas ranktūris



Leidžia vartotojui tvirtai įsikibti ir saugiai atsistoti arba atsisėsti. Kai nenaudojamas, gali būti užlenkiamas prie sienos.
Galimi du ranktūrio ilgiai: 60 cm ir 85 cm.
Aukščio reguliavimo diapazonas – 24 cm. Aukštis nuo grindų (montuojant rekomenduojamame aukštyje): 64,5–88,5 cm.
Galima pasirinkti ranktūrio spalvą: artikulo numeryje „yyy“ – viršutinės priekinės ranktūrio dalies spalva, „xxx“ – ranktūrio spalva.
Medžiaga: aliuminis, plastikas, dviejų komponentų plastikas.
Maksimali apkrova – 135 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R3575yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio, kairės pusės (horizontalus, vertikalus reg.)	
R3585yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio, dešinės pusės (horizontalus, vertikalus reg.)	
R3560yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 60 cm ilgio, dešinės pusės (horizontalus, vertikalus reg.)	
R3285xxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio, dešinės pusės (horizontalus reg.)	
R3260xxx	Atlenkiamas ranktūris, 60 cm ilgio, dešinės pusės (horizontalus reg.)	
R3175yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio, kairės pusės (vertikalus reg.)	
R3185yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio, dešinės pusės (vertikalus reg.)	
R3160yyyyxx	Atlenkiamas ranktūris, 60 cm ilgio, dešinės pusės (vertikalus reg.)	
R3085xxx	Atlenkiamas ranktūris, 85 cm ilgio (fiksuoja padėtis)	
3060xxx	Atlenkiamas ranktūris, 60 cm ilgio (fiksuoja padėtis)	



Reguliuojamo aukščio atlenkiamas ranktūris, tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio

Horizontalus bėgelis užsakomas papildomai.
Reguliavimas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
Art. nr. R3575yyyyxx – 85 cm ilgio, kairės pusės
Art. nr. R3585yyyyxx – 85 cm ilgio, dešinės pusės
Art. nr. R3560yyyyxx – 60 cm ilgio, dešinės pusės

Atlenkiamas ranktūris, tvirtinamas prie horizontalaus bėgelio

Horizontalus bėgelis užsakomas papildomai.
Reguliavimas horizontalioje padėtyje.
Montuojant pagal rekomendacijas, atramos aukštis nuo grindų – 85,4 cm.
Art. nr. R3285xxx – 85 cm ilgio, dešinės pusės
Art. nr. R3260xxx – 60 cm ilgio, dešinės pusės

Reguliuojamo aukščio atlenkiamas ranktūris, tvirtinamas sienoje

Reguliavimas vertikalioje padėtyje.
Art. nr. R3175yyyyxx – 85 cm ilgio, kairės pusės
Art. nr. R3185yyyyxx – 85 cm ilgio, dešinės pusės
Art. nr. R3160yyyyxx – 60 cm ilgio, dešinės pusės

Atlenkiamas ranktūris, tvirtinamas sienoje

Fiksuota padėtis.
Montuojant pagal rekomendacijas, atramos aukštis nuo grindų – 85 cm.
Art. nr. R3085xxx – 85 cm ilgio
Art. nr. 3060xxx – 60 cm ilgio




Dušo kėdės



PRESSALIT.
Care


Leidžia vartotojui tvirtai įsikibti ir saugiai atsistoti arba atsisėsti. Kai nenaudojamas, gali būti užlenkiamas prie sienos. Galimi du ranktūrio ilgiai: 60 cm ir 85 cm. Aukščio reguliavimo diapazonas – 24 cm. Aukštis nuo grindų (montuojant rekomenduojamame aukštyje): 64,5–88,5 cm. Galima pasirinkti ranktūrio spalvą: artikulo numeryje „yyy“ – viršutinės priekinės ranktūrio dalies spalva, „xxx“ – ranktūrio spalva. Medžiaga: aliuminis, plastikas, dviejų komponentų plastikas. Maksimali apkrova – 135 kg.



Reguliuojamo aukščio dušo kėdė, tvirtinama sienoje

Reguliavimas vertikaloje padėtyje.

Art. nr. R7410yyyxxx – be higieninės išpjos



Reguliuojamo aukščio dušo kėdė, tvirtinama sienoje

Reguliavimas vertikaloje padėtyje.

Art. nr. R7411yyyxxx – su higienine išpjova

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R7410yyyxxx	Dušo kėdė be higieninės išpjos (vertikalus reg.)	41
R7411yyyxxx	Dušo kėdė su higienine išpjova (vertikalus reg.)	41



Apiprausimo vonios ir kita įranga



Apiprausimo vonios
ir kita įranga

Mobili hidraulinė vonia TR2000



Universalus pritaikymas – mobili vonia gali būti naudojama ne tik ligoniui prausti, bet ir kaip transportavimo vežimėlis pervežti gulimoje padėtyje, kaip perrengimo ar procedūrinis stalas. Patogu perkelti ligonį nuo lovos ant mobilios vonios, nes gulto laikiklis su važiuokle sumontuotas ne viduryje, o šone, todėl gultas gali užvažiuoti ant lovos. Aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu. Nuleidžiami šoniniai apsauginiai borteliai. Abiejuose vonios gulto galuose yra vandens nubėgimui skirtos angos, todėl ligonį galima guldyti iš bet kurios pusės, nėra griežtai numatytų galvos ir kojų atramų pusių. Standartinėje komplektacijoje yra minkštas PVC čiužinys aukštais kraštais, pleišto formos pagalvėlė iš PVC, lanksti vandens nubėgimo žarna, važiuoklė su 4 ratukais.

Techninės charakteristikos

Gulto ilgis (nurodyti užsakant): 160 cm, 190 cm arba 210 cm.
Gulto plotis: 56 cm.
Bendras vonios plotis (gabaritinis matmuo): 70,5 cm.
Kėlimo ribos: 62,5–92,5 cm.
Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėtys: -4°/+4°.

Maksimali apkrova: 150 kg.
Rėmas: iš nerūdijančio dažyto ir cinkuoto plieno.
Ratukai: keturi (du iš jų su parkavimo stabdžiais, du – su kreipiamosios eigos stabdžiais).
Vandens nubėgimo žarnos ilgis: 100 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
0522015	Mobili hidraulinė vonia TR2000-S, gulto ilgis 160 cm	2417,49
0522010	Mobili hidraulinė vonia TR2000, gulto ilgis 190 cm	2417,49
0522016	Mobili hidraulinė vonia TR2000-L gulto ilgis 210 cm	3010,86

Mobili elektrinė vonia TR3000



Veikia nuo įkraunamos baterijos (24 V), valdoma kojos pedalu, kelia tolygiai. Standartinėje komplektacijoje yra minkštas PVC čiužinys aukštais kraštais, pleišto formos pagalvėlė iš PVC, lanksti vandens nubėgimo žarna, važiuoklė su 4 ratukais, įkraunama baterija. Techninės specifikacijos tokios pačios kaip mobilios hidraulinės vonios TR 2000.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
0522005	Mobili elektrinė vonia TR3000-S, gulto ilgis 160 cm	3207,37
0522000	Mobili elektrinė vonia TR3000, gulto ilgis 190 cm	3207,37
0522006	Mobili elektrinė vonia TR3000-L gulto ilgis 210 cm	3500,00

Reguliuojamo aukščio vonia Comfortline II



Vonia sumontuota ant dviejų reguliuojamo aukščio atramų, pastatoma ant žemės, į grindis netvirtinama. Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu naudojant valdymo pultelį. Vonią galima lengvai pritaikyti SPA ir atpalaiduojančioms procedūroms, papildomai prie vonios komplektuojant integruotus į vonios korpusą purkštukus sūkuriniam masažui, LED spalvų sistemą, MP3 grotuvą – atpalaiduojančiai terapijai su spalvomis ir muzika.

Standartinėje komplektacijoje

Aukštos kokybės vonia su danga iš sustvirtinto stiklo pluošto. Integruoti varikliai vonios aukščiui reguliuoti. Dvi plačios nerūdijančio plieno kojelės – reguliuojamos. Sustvirtintos vandens žarnos voniai instaliuoti. Termostatinis maišytuvas su temperatūros ribotuvu. Dušo galvutė su ilga vandens žarna. Vonios perpildymo vandeniu kontrolė ir ištraukiama drenažo sistema su vandens nubėgimo žarna. Dvi chromuotos rankenos pasilaikyti vonios vidinėje pusėje. Kojų atrama – reguliuojama (trys padėtys) ir nuimama.

Techninės charakteristikos

Ilgis (išorinis): 208 cm.
Plotis (išorinis): 78 cm.
Kėlimo greitis: 8 mm/s.
Aukščio reguliavimo ribos: 65–100 cm.
Elektros energijos tiekimas: 230 V, 50 Hz, 10 A/110 V, 60 Hz.
Bendras svoris (tuščios vonios): 100 kg.
Talpa: 180 litrų.
Standartinė vonios spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
05194000	Reguliuojamo aukščio vonia Comfortline II	Nuo 4284,47

Reguliuojamo aukščio vonia TR1700



Kompaktiška, todėl tinka nedidelėms patalpoms. Korpusas pagamintas iš sustvirtinto stiklo pluošto. Elektrinis vonios aukščio reguliavimas naudojant rankinį valdymo pultelį. Standartinėje komplektacijoje yra vandens nubėgimo žarna (ilgis 90 cm), dušo galvutė.

Techninės charakteristikos

Ilgis (išorinis): 168,5 cm.
Plotis (išorinis): 69,5 cm.
Aukščio reguliavimo ribos: 66–96 cm.
Elektros energijos tiekimas: 230 V, 50 Hz, 10 A/110 V, 60 Hz.
Darbinė apkrova: 150 kg.
Svoris: 95 kg.
Talpa: 160 litrų.
Standartinė vonios spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
05191700	Reguliuojamo aukščio vonia TR1700, be termostatinio maišytuvo	3406,03
05191701	Reguliuojamo aukščio vonia TR1700, su termostatinio maišytuvu	3512,39

Universalus (gulimas ir sėdimas) keltuvas į vonią TR9650 Combi Lift



Ant universalaus keltuvo stovo su siaura važiuokle sumontuotas gultas iš 3-jų sekcijų. Nuėmus po vieną šoninę sekciją iš abiejų pusių (nereikia jokių įrankių), keltuvas pritaikomas kelti sėdimoje padėtyje. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. Kojos pedalų reguliuojamas kėlimo aukštis. Kelia tolygiai ir tyliai. Reguluojamas nugaros ir kojų atramų pasvirimo kampas. Patogus ir lengvai valomas gulto/sėdynės paviršius, atsparus vandeniui..

Standartinėje komplektacijoje

Keltuvas su baterijos įkrovikliu.
Žema važiuoklė (13,5 cm) su 4 dvigubais ratukais ir kojos valdymo pedalų.
Trijų sekcijų gultas su skylutėmis vandeniui nubėgti; centrinė sekcija su uždengiama higienine išpjova, kad keltuvas būtų galima užvežti ant unitazo.
Minkšta ugniai atspari pagalvė iš PVC patogiam paciento pozicionavimui.
2 saugos diržai saugiam paciento fiksavimui.
2 stūmimo rankenos keltuvo manevravimui.
2 atlenkiamos rankenos „apglėbiančios“ ligonį transportavimo ir maudymo metu.
Lengvai uždedama-nuimama minkšta nugaros atrama, tvirtinama ant ligonį „apglėbiančių“ rankenų.
Avarinio sustabdymo mygtukas ir magnetinė įkroviklio jungtis saugiam keltuvo naudojimui.
Atitinka deklaracijos dėl medicinos gaminių 93/42/EEB reikalavimus ir yra pažymėtas kaip 1 klasės medicinos gaminy.

Techninės charakteristikos

Gulto dydis: 194 x 45,5 cm.
Kėlimo ribos: 20–96,5 cm.
Maksimali apkrova: 150 kg.
Baterija: įkraunama, 24 V.
Senkančios baterijos indikatorius: garsinis.
Avarinio sustabdymo mygtukas: yra.
Keltuvo rėmas: nerūdijančio dažyto ir cinkuoto plieno.
Gulto/sėdynės medžiaga: nedegi.
Ratukai: keturi dvigubi (du iš jų su parkavimo stabdžiais, du – su kreipiamosios eigos stabdžiais).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
0542020	Universalus (gulimas ir sėdimas) keltuvas į vonią TR9650 Combi Lift	3884,05


Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio



Skirtas ligoniui prausti, perrengti bei kitoms slaugos ir higienos procedūroms. Gali būti naudojamas vaikams ir suaugusiems. Tvirtinamas sienoje. Kai nenaudojamas, gali būti priglaustas prie sienos kad neužimtų vietos. Stalas apraustas praktiška ir ilgaamže PVC medžiaga, kurios sudėtyje nėra ftalatų. Su skylutėmis vandeniui nubėgti. Su apsauginiu borteliu per visą stalo ilgį. Stalo rėmas pagamintas iš antikorozinė danga dengto plieno. Spalva – balta.
Maksimali apkrova – 150 kg. Plotis – 74,7 cm. Ilgis: 140 cm arba 180 cm.
Papildomai galima užsisakyti užuolaidą, apsaugančią nuo vandens taškymosi. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R8406000	Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio, ilgis 140 cm	1343,81
R8407000	Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio, ilgis 180 cm	1395,87
R8420000	Apsauginė užuolaida, ilgis 140 cm	156,20
R8421000	Apsauginė užuolaida, ilgis 180 cm	165,28

Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio



Skirtas ligoniui prausti, perrengti bei kitoms slaugos ir higienos procedūroms. Gali būti naudojamas vaikams ir suaugusiems. Tvirtinamas sienoje. Kai nenaudojamas, gali būti priglaustas prie sienos kad neužimtų vietos.
Gulėjimo paviršius šiek tiek įgaubtas, kad ligoniui suteiktų daugiau patogumo ir didesnį saugumo jausmą procedūrų metu. Patogus gulėjimo paviršius iš minkšto poliuretano, su skylutėmis vandeniui nubėgti. Su talpa vandens nuotekoms subėgti, anga vandeniui išleisti ir lanksčia 150 cm ilgio vandens nubėgimo žarna. Galvos atrama reguliuojamo atlenkimo kampo. Stalas su apsauginiu borteliu, kuris gali būti nulenkiamas žemyn. Stalo spalva – sidabrinė.
Maksimali apkrova – 200 kg. Plotis – 100,5 cm. Ilgis: 130 cm arba 180 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
R8523021	Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio, ilgis 130 cm	1752,06
R8528021	Atlenkiamas dušo stalas Pressalit, fiksuoto aukščio, ilgis 180 cm	1842,14

Vonia ligoniams su demencija slaugyti



Kompaktiška, tačiau talpi vonia su integruotu keltuvu. Skirta naudoti slaugos ligoninėse ir globos namuose.

Savybės

Elektrinis vonios aukščio reguliavimas naudojant rankinį valdymo pultą. Integruoto keltuvo sėdynės aukštis reguliuojamas valdymo pulteliu. Automatinė vonios pripildymo funkcija. Vandens temperatūra reguliuojama termostatu. Skaitmeninis termostato temperatūros matuoklis. Dušo galvutė pakabinama ant aukšto laikiklio.

Techninės charakteristikos

Ilgis (išorinis): 170 cm.
Plotis (išorinis): vonios – 75 cm, vonios su keltuvu išorėje – 142 cm.
Vonios aukščio reguliavimo ribos: 78–108 cm.
Elektros energijos tiekimas: 230 V, 50/60 Hz.
Maksimali apkrova: 150 kg.
Keltuvo kėdės aukščio reguliavimo ribos: 42,5–92,5 cm.
Svoris: 133 kg.
Talpa: 160 litrų.
Vonios spalva – balta.

Papildomai užsakomi priedai: saugos diržas, sėdynė su higienine išpjova, porankiai, dušo galvutė su reguliuojamu vandens tiekimu, purkštukai SPA procedūroms.
Atitinka direktyvos dėl medicinos gaminių 93/42/EEB reikalavimus, 1 klasės medicinos gaminy.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
Compact 17 Plus	Vonia ligoniams su demencija slaugyti	Nuo 6400,00

Perrengimo stalas-vežimėlis



Patogus reguliuojamo aukščio vežimėlis su paminkštinta (5 cm aukščio, aptraukta dirbtine oda) gulimąja dalimi, atlenkiama galvos atrama su pneumatine spyruokle ir pakeliamais-nuleidžiamais paminkštintais šoniniais apsauginiais borteliais. Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto metalo. Su keturiais manevringais rateliais.

Techninės charakteristikos

Ilgis – galimi du variantai: 150 cm ir 200 cm.
Plotis – galimi trys variantai: 65 cm, 80 cm, 100 cm.
Aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu: 47–92 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Perrengimo stalas-vežimėlis	

Keltuvas į vonią INVACARE Beluga ir INVACARE Orca



Keltuvas įstatomas į vonią. Keltuvo pagrindo apatinėje pusėje yra keturios prie vonios paviršiaus prisisiurbiančios taurelės, kurios užtikrina stabilų keltuvo sukibimą su vonios paviršiumi. Keltuvas valdomas pulteliu, atspariu vandeniui. Valdymo pultelis ergonomiškas, patogus sugriebti, su dideliais valdymo mygtukais, neskęsta vandenyje. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos, kuri integruota į valdymo pultelį.





Keltuvas kelia ir leidžia tyliai ir tolygiai, yra avarinio sustabdymo mygtukas. Stabilus ir tvirtas keltuvo rėmas, neslystantis sėdynės ir atlošo paviršius. Sėdynė iš abiejų šonų turi apsauginius lengvai užsilenkiančius kraštus.

Techninės charakteristikos

	INVACARE Beluga	INVACARE Orca
Sėdynės plotis be užsilenkiančių kraštų	38 cm	37,5 cm
Sėdynės plotis su užsilenkiančiais kraštais	70 cm	71,5 cm
Sėdynės gylis	46 cm	49 cm
Sėdynės aukščio ribos	6–42 cm	6–42 cm
Atlošo dydis	Plotis – 36, aukštis – 60,5 cm	Plotis – 36, aukštis – 66,5 cm
Atlošo atlenkimo kampas	38°	40°
Keltuvo pagrindo dydis	61 x 30 cm	58 x 28,5 cm
Keltuvo ilgis su iki galo atlenktu atlošu	89 cm	92 cm
Maksimali apkrova	140 kg	140 kg

Standartinėje komplektacijoje yra nuimami ir skalbiami sėdynės ir atlošo užvalkalai (0,3 cm storio). Papildomai užsakomų priedų teirautis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
530201	Keltuvas į vonią INVACARE Beluga	Nuo 275,56
1470322	Keltuvas į vonią INVACARE Orca	Nuo 441,05





Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1541330	Vonios lenta INVACARE Marina	18,10
1526068	Vonios kilimėlis INVACARE H190	16,52

Vonios suoliukas



Saugiai kabinamas ant vonios kraštų, įleidžiamas į vonią. Sėdynė iš plastiko, su skylutėmis vandeniui nubėgti. Rėmas aliuminio. Sėdynės dydis: 42 x 23 cm. Bendras suoliuko plotis (gabaritinis matmuo) – 79 cm. Maksimali apkrova – 100 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
CA336L	Vonios suoliukas	24,77

Vonios suoliukas su atlošu ir higienine išpjova



Saugiai kabinamas ant vonios kraštų, įleidžiamas į vonią. Sėdynė ir nugaros atrama iš tvirto plastiko su įmontuotu aliuminio vamzdžiu, rėmas – dažyto plieno. Sėdynė su skylutėmis vandeniui nubėgti ir higienine išpjova, kad būtų lengviau apsiprausti. Nugaros atrama su rankena transportuoti. Sėdynės dydis: 41 x 40 cm. Bendras kėdės plotis (gabaritinis matmuo) reguliuojamas: 46–63 cm. Įleidžiamas į vonią žemiau vonios krašto 19 cm. Maksimali apkrova – 120 kg. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
11250	Vonios suoliukas su atlošu ir higienine išpjova	50,48

Vonios lenta INVACARE Marina

Su rankena pasilaikyti ir specialia išpjova dušo galvutei įstatyti abiejose lentos pusėse. Neslidus lentos paviršius ir rankena užtikrina visišką saugumą. Pritaikoma įvairaus pločio vonioms. Lentos dydis: 33 x 69 x 16 cm. Maksimali apkrova – 150 kg.

Vonios kilimėlis INVACARE H190

Pagamintas iš gumos, neslystančio paviršiaus. Prie vonios paviršiaus gerai prisitvirtina, nes kilimėlio apatinėje pusėje yra daug prisisiurbiančių taurelių. Kilimėlio dydis: 41 x 81 cm, storis – 1 cm. Spalva – mėlyna.

Laiptelis



Gali būti naudojamas įlipti į vonią arba bet kurioje kitoje situacijoje. Rėmas iš chromuoto plieno, su neslystančiais guminiiais antgaliais. Laiptelio platformos paviršius neslystantis, guminis. Laiptelio platformos dydis: 28 x 35 cm, aukštis – 22 cm. Maksimali apkrova – 120 kg. Gali būti su rankena arba be rankenos. Rankenos aukštis – 88 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27042	Laiptelis be rankenos pasilaikyti	24,79
27040	Laiptelis su rankena pasilaikyti	28,09

Kempinė su ilga rankena



Skirta nuplauti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., nugarą, arba, kai sunku susilenkti, kojas. Šiek tiek lenkta tvirto plastiko rankena, kurios ilgis – 56 cm. Kempinės dydis: 15 x 9,5 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
60100	Kempinė su ilga rankena	3,52

Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai



Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai

HIGIENOS PRIEMONĖS

Šampūno kepurė galvai trinkti



Palengvina slaugomų ligonių priežiūrą, leidžia tinkamai pasirūpinti sunkiais, iš lovos nepasikeliančiais ar sunkiai judančiais ligoniais.

Unikali savybė – nereikia naudoti jokių papildomų priemonių: šampūno, kondicionieriaus, vandens, vonelės ir kt. Šampūno kepurės vidinis sluoksnis išklotas audiniu, kuris yra prisotintas šampūno ir kondicionieriaus bei išgryninto vandens. Prieš naudojimą rekomenduojama šampūno kepurę su visa pakuote pašildyti specialiaame šildytuve **Sage Warmer** arba įprastoje mikrobangų krosnelėje (apie pusę minutės). Šampūno kepurę uždedama ant galvos, sukamaisiais judesiais 1-3 minutes šampūnas įtrinamas į plaukus. Nuėmus kepurę, belieka nusausinti ir iššukuoti plaukus.

Sudėtyje nėra latekso ir kitų alergizuojančių bei kvapiųjų medžiagų, subalansuotas pH. Efektyviai pašalina nuo galvos odos ir plaukų elektrostimuliacijos gelio likučius, kraują, odą ir kitus nešvarumus. Šampūno kepurė yra vienkartinė, skirta individualiam naudojimui.

Naudojant vienkartinę šampūno kepurę galvai trinkti, ligoniai apsaugomi nuo kontakto su bakterijomis, kurios pastebimos įprastinio galvos plovimo metu dėl naudojamų vonelių ir vandens apiprausimui bei čiaupo vandens užterštumo Legionella bakterija.

Privalumai

- Galimybė tinkamai pasirūpinti gulinčio ligonio asmens higiena.
- Pašalina poreikį ligoniui judėti.
- Nereikalingos jokios kitos priemonės: šampūno buteliukai, kondicionierius, vandens vonelė.
- Palengvina slaugių darbą – procedūra atliekama lengvai ir greitai.
- Po galvos plovimo nereikia keisti šlapios patalynės, rūpintis networka.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
7409-X	Šampūno kepurė galvai trinkti, pakuotėje 1 vnt.	4,05

Šluostės viso kūno odai valyti Comfort Bath Essential



Funkcionaliai pakuotė!

Prausdamas ligonį, slaugytojo padėjėjas gali apžiūrėti ligonio odos būklę ir, pastebėjęs odos pažeidimų (paraudimų, bėrimų, įtrūkimų ir kt.), pažymėti pažeistą kūno vietą ant nuplėšiamos lipnios etiketės ir prisegti prie ligonio būklės stebėjimo lapo lovūgalyje.

Lipnios etiketės odos būklei žymėti leidžia visam personalui susipažinti su ligonio odos būkle, ją stebėti. Atkreipiamas dėmesys į potencialiai problemines odos vietas.

Ligonio prausimas atliekamas greitai, efektyviai ir yra malonus tiek ligoniui, tiek slaugytojui. Papildomai nereikia naudoti jokių pusraklių, vandens ar kremo. Prieš naudojimą rekomenduojama pašildyti (su visa pakuote) specialiaame šildytuve **Sage Warmer** arba įprastoje mikrobangų krosnelėje iki 45 sekundžių ir nuvalyti odą. Šluostės yra prisotintos išgryninto vandens, švelnių pusraklių, praturtintos

alavijų ekstraktu ir vitaminu E, subalansuotas pH. Šluostės sugeria ir panaikina nemalonų kvapą, nedirgina odos, nealergizuoja, sudėtyje nėra latekso. Šluostės pagamintos iš ypač tvirtos medžiagos, neplyšta, tačiau yra labai švelnios odai. Vienos šluostės dydis 22 x 22 cm. Pagamintos iš celiuliozės ir poliesterio. Pakuotėje yra 8 šluostės.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
7803-X	Šluostės viso kūno odai valyti Comfort Bath Essential, pakuotėje 8 vnt.	2,90

Šluostės tarpvietės odai valyti Comfort Shield



Dėl inkontinencijos problemų dažnai valant ir apiplaukiant ligonio tarpvietės odą, oda sudirgsta, tampa lengvai pažeidžiama, išsivysto dermatitas. Šluostės **Comfort Shield** daigafunkcinė paskirtis:

- valo,
- naikina nemalonų kvapą,
- drėkina,
- maitina,
- apsaugo odą nuo žalingo aplinkos poveikio.


Nereikia papildomai skalauti, sausinti rankšluosčiu, naudoti kremo. Prieš naudojimą rekomenduojama pašildyti (su visa pakuote) specialiaame šildytuve **Sage Warmer** arba įprastoje mikrobangų krosnelėje iki 45 sekundžių ir nuvalyti tarpvietės odą.

Sudėtyje yra 3 proc. dimetikono – mineralinio aliejaus, kuris suteikia odai gama linolio rūgšties. Ji padeda atstatyti odos drėgmę ir stipriai minkština. Dimetikonas padengia odą plona plėvele ir, netrikdydamas natūralaus odos kvėpavimo, sukuria lankstų barjerą ir apsaugo odą nuo išsausėjimo, trūkinėjimo ir sudirgimo. Šluosčių sudėtyje dar yra alavijo ekstrakto ir vitamino E, subalansuotas pH. Nereikia nuskalauti. Šluostės sugeria ir panaikina nemalonų kvapą, nedirgina odos, nealergizuoja, sudėtyje nėra latekso.

Šluostės pagamintos iš ypač tvirtos medžiagos (celiuliozės ir poliesterio), neplyšta, tačiau yra labai švelnios odai. Vienos šluostės dydis 22 x 22 cm. Pakuotėje yra 8 šluostės.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
7905-X	Šluostės tarpvietės odai valyti Comfort Shield, pakuotėje 8 vnt.	4,71

Šildytuvas šluostėms ir šampūno kepurėms pašildyti Sage Warmer



Šildytuvas specialiai sukurtas ir pritaikytas vienkartinėms šluostėms ir šampūno kepurėms pašildyti ir naudoti slaugos ligoninėse. Šildytuvas palaiko pastovią temperatūrą, todėl, bet kada prireikus, šluostės ar šampūno kepurės yra šiltos, tereikia jas išimti iš šildytuvo. Šildytuvą galima statyti ant spintelės arba ant specialiai pritaikyto vežimėlio su lentynėlėmis šluosčių ir šampūno kepurėms atsargoms susidėti. Įrašomo garsinio signalo funkcija leidžia įrašyti priminimus, papildomą informaciją, nurodymus darbuotojams. Nustatoma pageidaujama temperatūra: 37,7°–51,6° C. Šviečiantys indikatoriai nurodo, kurie produktai yra šilti ir paruošti naudoti, taip pat kurios pakuotės šildytuve praleido ilgesnį laiką ir turėtų būti naudojamos pirmiausiai. Skaičiavimo funkcija rodo kiek paketų sunaudojama per tam tikrą laiką. Šildytuve telpa 28 pakuotės.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Šildytuvas šluostėms ir šampūno kepurėms pašildyti **Sage Warmer** įstaigoms duodamas nemokamai, pasirašius sutartį, jei užsakoma ≥ 100 pakuočių per mėnesį.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
7938-X	Šildytuvas šluostėms ir šampūno kepurėms pašildyti Sage Warmer	289,62

Dantų šepetėlis



Šepetėlis su tamponėliu iš minkšto porolono švelniam valymui. Su natrio bikarbonatu. Šaltmėtės skonis ir kvapas. Higieniška pakuotė.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6075-X	Dantų šepetėlis	0,19

Dantų šepetėlis



Gali būti tiesiogiai jungiamas prie standartinių gleivių ir skysčių atsibimo įrenginių, naudojamų ligoninėse. Dantų šepetėlis su angomis skysčiams ir gleivėms įsiurbti, neapdorotas. Higieniška pakuotė.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6577-X	Dantų šepetėlis	1,01

Burnos priežiūros priemonių komplektas



Gali būti tiesiogiai jungiamas prie standartinių gleivių ir skysčių atsiurbimo įrenginių, naudojamų liginėse. Komplekte:

- minkšti tamponėliai apdoroti sodos bikarbonatu – 2 vnt.,
- burnos gleivinės drėkinamasis kremas – 1 vnt.,
- Perox-A-Mint® tirpalas – 1 vnt. Higieniška pakuotė.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6513-x	Dantų šepetėlis	1,25

Indelis dantų protezams



Iš plastiko. Komplekte yra nuimamas sietelis ir dangtelis. Skersmuo – 8 cm, aukštis – 6,5 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
28500	Indelis dantų protezams	3,31

Žirklės kojų pirštų nagams karpyti



Ilgos žirklių rankenos naudingos tiems, kuriems sunku susilenkti. Lenkti žirklių ašmenys leidžia pasirinkti geresnę kirpimo padėtį. Viršutiniai žirklių ašmenys šiek tiek dantyti, kad nenuslųstų kerpant. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Bendras ilgis – 200 mm. Ašmenų ilgis – 30 mm. Svoris – 55 g.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA6766Y	Žirklės kojų pirštų nagams karpyti	16,86

Manikiūro žirklutės

Tiesios manikiūro žirklutės iš nikelio. Ilgis – 9 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA6766Y	Žirklės kojų pirštų nagams karpyti	16,86

Puodelis seilėms (spjaudyklė)



Iš plastiko (PP). Su dangteliu ir piltuvėlio formos anga. Skersmuo – 8,5 cm, aukštis – 9 cm. Saugu plauti indaplovėje ir autoklavuoti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Puodelis seilėms (spjaudyklė)	4,13

Tūbelės spaustukas



Pagamintas iš plastiko. Baltos spalvos.


Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27140	Tūbelės spaustukas	1,76

Nagų žnyplės



Nerūdijančio plieno žnyplės nagams kirpti. Ilgis – 10 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
51252	Nagų žnyplės	12,81



Vonelė galvai trinkti, pripučiama



Naudojama gulinčio liginio galvai trinkti. Pagaminta iš storo vinilo, pripučiama. Gali būti vieno žiedo (aukštis – 9 cm) arba dviejų žiedų (aukštis – 20 cm). Skersmuo – 57 cm. Su anga ir lanksčia vinilo žarna vandeniui išbėgti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Vonelė galvai trinkti, pripučiama, vieno žiedo, aukštis 9 cm	7,76
47010	Vonelė galvai trinkti, pripučiama, dviejų žiedų, aukštis 20 cm	20,66

Vonios sutrumpintojas



Naudojamas, kai reikia sutrumpinti vidinį vonios ilgį, kad liginis galėtų remtis pėdomis ir nepanirtų po vandeniu. Pagamintas iš tvirtos plastiko, su keturiomis prisisiurbiančiomis taurelėmis. Vonią sutrumpina 28 cm. Dydis: 37 x 28 x 30 cm. Svoris – 1,8 kg. Maksimali apkrova – 190 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Vonios trumpiklis	46,28

Basonas su dangčiu

Pagamintas iš tvirtos plastiko, autoklavuojamas. Su tiesia rankena. Skersmuo – 31 cm, aukštis – 9 cm.



Basonas moterims

Skirtas šlapinimuisi. Pagamintas iš tvirtos plastiko, autoklavuojamas. Ovalo formos. Su tiesia rankena-piltuvėliu, per kurį galima išpilti šlapimą iš basono. Su dangteliu piltuvėliui uždaryti. Komplekte yra 3 dangteliai.



Vonelė galvai trinkti, pripučiama



Naudojama gulinčio liginio galvai trinkti. Pagaminta iš storo vinilo, pripučiama, dviejų žiedų, su anga kaklui. Komplekte yra vamzdelis vandeniui išbėgti ir spaustukas, kuriuo suspaudus vamzdelį, vanduo neišbėga iš vonelės. Vonelės dydis: 60 x 50 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27000710	Vonelė galvai trinkti, pripučiama	17,35

Vonelė apiprausti (bidė)

Dedama ant unitazo kraštų, tinka visiems standartiniams unitazams. Pagaminta iš tvirtos plastiko, su lėkšte muilui pasidėti ir piltuvėliu vandeniui išpilti. Darbinė talpa – 4 litrai. Dydis: 41,5 x 36 cm. Gylis – 9 cm. Spalva – balta.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
18000	Vonelė apiprausti (bidė)	4,13

Nuožulnus – pakišamas basonas su dangčiu

Pagamintas iš tvirtos plastiko. Su tiesia rankena. Ovalo formos. Dydis: 40 x 29 x 8 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
47160	Basonas su dangčiu	4,54
999035	Nuožulnus – pakišamas basonas su dangčiu	5,45
47260	Basonas moterims	9,00

Antelė vyrams iš skaidraus plastiko

Skirta šlapinimuisi. Pagaminta iš skaidraus plastiko (PVC). Su dangteliu ir talpos žymomis. Talpa – 1 litras. Karščiui atspari iki 60° C.



Antelė vyrams iš balto plastiko

Skirta šlapinimuisi. Pagaminta iš balto plastiko (PE). Su dangteliu ir talpos žymomis. Talpa – 1 litras. Karščiui atspari iki 90° C.



Antelė vyrams su rankena

Skirta šlapinimuisi. Pagaminta iš balto plastiko (PP). Su dangteliu, patogia rankena nešti ir talpos žymomis. Talpa – 1 litras. Valymas: muiluotu vandeniu arba švelniomis dezinfekavimo priemonėmis. Karščiui atspari iki 90° C.



Antelė moterims


Skirta šlapinimuisi. Pagaminta iš balto plastiko. Su dangteliu ir talpos žymomis. Talpa – 1 litras. Karščiui atspari iki 90° C.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
47200	Antelė vyrams iš skaidraus plastiko	2,28
47210	Antelė vyrams iš balto plastiko	2,28
47240	Antelė vyrams su rankena	2,90
47250	Antelė moterims	3,30

Šlapimo indo (antelės) laikiklis


Kabinamas ant slaugos lovos rėmo. Pagamintas iš vinilu dengtos metalo vielos. Tinka visiems standartiniams šlapimo indams (antelėms) su ir be rankenos. Laikiklis yra kvadrato formos, dydis: 14 x 15 x 22,5 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
47320	Šlapimo indo (antelės) laikiklis	5,00
	Šlapimo maišelio laikiklis	1,32

Šlapimo maišelio laikiklis

Kabinamas ant slaugos lovos rėmo. Pagamintas iš cinkuoto metalo vielos. Su užapvalintais laikikliais kabintiant lovos rėmo.



PAGALBINĖS PRIEMONĖS VALGYMUI

Priemonė valgymui Bestic



Valgymas yra vienas asmens kasdieninio gyvenimo įgūdžių. Galimybė valgyti savarankiškai suteikia orumo jausmą, leidžia žmogui, turinčiam fizinę negalią, būti nepriklausomam. Bestic – inovatyvi priemonė, padedanti žmogui, kuriam yra sunku valgyti savarankiškai dėl fizinės negalios, sumažėjusios rankos ar plaštakos judesių amplitudės ar prastos koordinacijos. Pontencialūs Bestic naudotojai – senyvo amžiaus žmonės su įvairiais neurologiniais sutrikimais ar degeneracinėmis ligomis, tokiomis kaip išsėtinė sklerozė, poliomelitas, Parkinsono liga, insultas, cerebrinis paralyžius, stuburo sužeidimai arba ataksija.



- Savybės ir privalumai**
- Nepakeičiamas pagalbininkas valgant, kurį galima pritaikyti pagal kiekvieno naudotojo valgymo galimybes.
 - Elegantiško dizaino, tinka kiekvienoje valgymo aplinkoje.
 - Valdomas paties naudotojo, juda tik tuomet, kai to nori pats asmuo.
 - Lengva išmokti naudotis ir valdyti.
 - Daugiau kaip 5 val. veikiantis akumulatorius.
 - Bestic nereikalauja jokios papildomos priežiūros. Tai ypač higieniška priemonė, kurią lengva valyti panaudojus.
 - Veikia švelniais judesiais, ypač tyliai, todėl beveik nepastebimas.
 - Lengvas ir portatyvus: aukštis – 34 cm, plotis – 22 cm, gylis – 20 cm, svoris – 2 kg.
 - Bestic yra I klasės medicinis prietaisas, paženklintas CE ženklu bei pripažintas, kaip inovatyvus, funkcionalus bei ypač patogus prietaisas valgymui palengvinti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
Bestic	????	Nuo 4454,54

Prijuostė, sulaikanti maistą

Su apsiūtais kraštais ir specialia kišenėle, sulaikančia maistą. Nepralaidi drėgmei. Susegama Velcro juostele. Dydis: 40 x 60 cm, storis – 0,10 mm. Medžiaga – PVC. Galima skalbti 90° C temperatūroje. Baltos spalvos.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
23010	Prijuostė, sulaikanti maistą	4,05

Staliukas valgyti lovoje

Su atlenkiamomis kojelėmis. Iš polistirolo. Su nuimamu butelio ir stiklinės laikikliu. Staliuko dydis: 52 x 32 x 20 cm. Spalva – balta.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46700	Staliukas valgyti lovoje	20,48

Neslystantis padėkliukas



Iš polistirolo, paviršius padengtas guma, todėl daiktai padėti ant padėkliuko nenuslysta. Skersmuo – 37 cm, briaunos aukštis – 25 mm. Spalva – mėlyna.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Neslystantis padėkliukas	11,72

Puodelis su 2 dangteliais ir ilgu snapeliu



Skirtas gerti ir maitinti. Tinka skysčiams ir trintam maistui. Komplekte yra du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4 mm ir 8 mm. Talpa – 250 ml. Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko (PP). Saugu plauti indaplovėje, šildyti mikrobangų krosnelėje ir autoklavuoti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
20030	Puodelis su 2 dangteliais ir ilgu snapeliu	2,06

Puodelis su dviem rankenėlėmis




Skirtas gerti. Komplekte yra du dangteliai: vienas su snapeliu, kitas įgaubtas su skylutėmis. Talpa – 200 ml. Pagamintas iš plastiko (PP). Saugu plauti indaplovėje, šildyti mikrobangų krosnelėje ir autoklavuoti. Spalva – rusva. Kitų spalvų teirautis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
21200	Puodelis su dvejomis rankenėlėmis	2,39

Neslystantys patiesaliukai

Skirti daiktams pasidėti, kad nenuslystų nuo paviršiaus. Pagaminti iš PVC plastiko. Spalva – mėlyna. Galima rinktis iš dviejų formų: apskritimo ir stačiakampio.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
22335	Neslystantis patiesaliukas, stačiakampio formos, dydis 25 x 35 cm	5,96
22319	Neslystantis patiesaliukas, apskritimo formos, Ø 19 cm	5,78

Arbatos puodelis



Su dviem rankenėlėmis, snapeliu ir iš dalies uždengtu paviršiumi, apsaugančiu nuo skysčio išsipylimo geriant. Talpa – 200 ml. Medžiaga: plastikas. Saugu plauti indaplovėje. Spalva – balta.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
21300	Arbatos puodelis	2,72

Puodelis su 2 dangteliais ir trumpu snapeliu



Skirtas gerti ir maitinti. Tinka skysčiams ir trintam maistui. Komplekte yra du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4 mm ir 8 mm. Talpa – 250 ml. Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko (PP). Saugu plauti indaplovėje, šildyti mikrobangų krosnelėje ir autoklavuoti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
20036	Puodelis su 2 dangteliais ir trumpu snapeliu	2,06

Šilumą išlaikanti lėkštė su dangčiu



Skirta lėtai valgantiems žmonėms. Lėkštė padalinta į du didelius skyrius ir vieną mažą, skirtą kiaušiniui įdėti. Kad lėkštė išlaikytų šilumą, į jos vidų per specialią užsukamą angą reikia pripilti karšto vandens. Skersmuo – 22 cm. Gylis – 35 cm, aukštis uždėjus dangtį – 65 cm. Komplekte yra skaidrus dangtis lėkštei uždengti. Saugu plauti indaplovėje.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
22000	Šilumą išlaikanti lėkštė su dangčiu	9,09

Lėkštė neslystančiu pagrindu

Semtuvo formos: vienoje pusėje indo atbraila aukšta, o kitoje – jos nėra. Skersmuo – 20 cm. Saugu plauti indaplovėje.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Lėkštė neslystančiu pagrindu	11,56

Universalus stalo įrankių laikiklis



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA6146B	Universalus stalo įrankių laikiklis	19,30

Stiklainių atidarytuvas



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
22422	Stiklainių atidarytuvas	2,06

Valgymo įrankiai su specialia rankena

Nerūdijančio plieno. Rankena iš minkštos gumos. Saugu plauti indaplovėje.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
22760	Stalo peilis, ilgis 21 cm	9,09
22762	Šakutė, ilgis 20,5 cm	7,72
22763	Šaukštas, ilgis 20 cm	7,72
22765	Šaukštelis arbatai, ilgis 20 cm	9,09

Skirtas geriau sugriebti. Galima naudoti iš abiejų pusių: vienoje – platesnė, kitoje – siauresnė anga įrankiams įstatyti. Ilgis – 9 cm, skersmuo – 4 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA6146B	Universalus stalo įrankių laikiklis	19,30

Kūgio formos, iš gumos. Skirtas geriau sugriebti. Tinka dangteliams, kurių skersmuo nuo 20 iki 85 mm. Spalva – raudona.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
22422	Stiklainių atidarytuvas	2,06

VAISTŲ VARTOJIMUI

Vaistų spinta

Metalinė spinta su įstiklintomis durimis ir keturiomis stiklo lentynomis, skirta įvairiems medikamentams laikyti ligoninėse ir vaistinėse. Duryse įmontuotas užraktas rakinantis dvejomis kryptimis. Aukštis – 180 cm, plotis – 60 cm, gylis – 43,5 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
SM1101	Vaistų spinta	293,39

Tablečių grūstuvė/trintuvas



Pagaminta iš porceliano. Skersmuo – 70 mm. Su lazdele grūsti.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
24707	Tablečių grūstuvė/trintuvas	10,74

Dėžutė tabletėms, vienai dienai

Iš plastiko, su skaidriu nustumiama dangteliu. 4 skyreliai: rytui, dienai, vakarui, nakčiai. Dydis: 22 x 6 cm. Užrašai – vokiečių kalba.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
24100	Dėžutė tabletėms, vienai dienai	1,00

Dėžutė tabletėms perpjauti



Skirta saugiai perpjauti tabletę pusiau. Pagaminta iš kieto plastiko, su metaliniais ašmenimis. Priekiniame skyrelyje galima laikyti tabletes.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
24410	Dėžutė tabletėms perpjauti	2,06

Tablečių smulkintuvas



Atidaromas iš viršaus ir iš apačios. Padalintas į dvi dalis: apatinėje dalyje sudedamos nesmulkintos tabletės, o į viršutinę dalį dedama ta tabletė, kurią norima susmulkinti/ sutrinti iki miltelių. Tabletė sutrinama sukanč viršutinės dalies dangtelį. Iš plastiko. Skersmuo – 5 cm, aukštis – 10 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
24600	Tablečių smulkintuvas	4,95

Dėžutė tabletėms, savaitei

Skirta septynių dienų vaistų normai susidėti. Sudaryta iš 7 skyrių, skirtų kiekvienai savaitės dienai. Kiekviena jų suskirstyta į 4 dalis: tabletės rytui, dienai, popietei, nakčiai. Lengvai atidaroma/uždaroma. Viskas sudėta į patogų paminkštintą plastikinį dėklą. Dėžutės dydis: 10 x 15 cm. Užrašai ant dėžučių – lietuviški.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
112K	Dėžutė tabletėms, savaitei	8,22

Taurelės vaistams dalinti

Iš plastiko, be dangtelių. Talpa – 20 ml, sugraduotos. Komplekte – 10 vnt.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
31200010	Taurelės vaistams dalinti, skaidraus plastiko	0,31

Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms

Iš plastiko. Dydis: 43 x 33 cm. Ant padėklo suformuotos specialios vietos 19 taurelių (art. nr. 31200 010-013) ir 19 tablečių dėžučių (art. nr. 31050 001). Vaistų taurelės ir tablečių dėžutės-dispenseriai užsakomi atskirai.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
24130	Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms	21,40
24130+24010+24100	Komplektas: padėklas, 19 taurelių, 19 dispenserių	24,79

Kitos pagalbinės priemonės kasdienei slaugai

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
????	Lipnioji medžiaga, 10 x 10????????	1,30
????	Dezinfekuojančios servetėlės injekcijos vietai, 3 x 3 cm, (200 vnt.)	0,80
????	Vata, medicininė, chirurginė Zig Zag (200 g)	1,0
????	Vienkartinis švirkštas, 5 ml	3,0
????	Vienkartinis švirkštas, 2 ml	2,0
????	Vienkartinis švirkštas, 10 ml	4,0
????	Vienkartinis švirkštas, 20 ml	3,08
490	Prijuostė, polietilinė, 80 x 125 cm (100 vnt.)	4,60
????	Nesterili marlė, 10 m x 90 cm	19,00
????	Nesterilus tvarstis, 7 m x 10 cm	1,70
2491	Pirštinės, nesterilios, M dydis, vinilinės	2,20
2490	Pirštinės nesterilios, L dydis, vinilinės	2,20
509	Pirštinės, sterilios, be pudros Nr. 7,5	1,80
424	Pirštinės, sterilios, be pudros Nr. 9	1,80
902	Kaukė veidui su gumytėmis (50 vnt.)	0,70

Lašinės stovas

Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Ant penkių ratukų, iš kurių 2 su stabdžiais. 4 metaliniai kabliukai. Stiklinės laikiklio aukštis reguliuojamas.




Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46100	Lašinės stovas, nerūdijančio plieno	33,05

APSIRENGIMUI

Pagalbinė priemonė kojinei užsimauti

Pagaminta iš lankstaus plastiko. Išorinė pusė apsiūta frotiniu audiniu, kad neslystų, o vidinė pusė apsiūta lygiu nailono audiniu, kad lengviau slystų. Ilgis – 22,5 cm. Traukimo diržų ilgis – 68 cm. Galima plauti rankomis.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
25010	Pagalbinė priemonė kojinei užsimauti	5,70

Metalinis šaukštas batams apsiauti

Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Ilgis – 50 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
2520	Metalinis šaukštas batams apsiauti	5,23

Pagalbinė priemonė sagoms susisegti

Skirta žmonėms, kurių sutrikusi smulkioji motorika, ir tiems, kurie gali valdyti tik vieną ranką. Priemonė turi didelę rankeną, kad būtų patogų sugriebti, ir kilpą sagoms užkabinti.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
25210	Pagalbinė priemonė sagoms susisegti	5,50

Pagalbinė priemonė kojinei užsimauti ir batui apsiauti



Patogi priemonė po klubo sąnario operacijų, nereikia lenktis. Pagaminta iš plastiko ir plieno. Ilgis – 76 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
25150	Pagalbinė priemonė kojinei užsimauti ir batui apsiauti	19,03



Pagalbinė priemonė apsirengti

Medinė lazdelė su 2 kabliukais. Ilgis – 70 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
25300	Pagalbinė priemonė apsirengti	2,47

KITOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Kopėtėlės atsikelti

Atsikėlimui iš gulimos arba sėdimos padėties palengvinti. Medinės anatomiciškai išformuotos pakopos įsikibti. Tvirtinamos lovųgalyje. Galima rinktis iš dviejų ilgių: 130 ir 160 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46600	Kopėtėlės atsikelti, 5 medinės pakopos, ilgis 130 cm	7,02
46602	Kopėtėlės atsikelti, 6 medinės pakopos, ilgis 160 cm	11,00

Pasikėlimo stovas

Pastatomas ant grindų, prie lovos. Metalinis rėmas, aukštis – 170 cm. Pagrindo dydis: 82,5 x 75 cm. Svoris – 11 kg. Maksimali apkrova – 100 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46000	Pasikėlimo stovas	114,05

Atrama nugarai

Pastatoma ant lovos. Reguliuojamas atlenkimo kampas: 6 padėties. Išmatavimai: aukštis – 58 cm, plotis – 65 cm, gylis – 50 cm. Dažyto metalo rėmas, atrama iš įtempto nailono tinklelio, su minkšta pagalvėle. Svoris – 2,8 kg. Maksimali apkrova – 113 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
46500	Atrama nugarai	26,43

Lazdelė daiktams pakelti (griebtuvas)

Ypač lengva, pagaminta iš nerūdijančio metalo, su plastikine rankena ir griebtuvais. Griebtuvo gale įmontuotas magnetukas, kad lengvai būtų galima pakelti smulkius metalinius objektus (segtukus, smeigtukus ir kita).



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AA8054Y	Lazdelė daiktams pakelti, ilgis 61 cm	8,28
AA8056Y	Lazdelė daiktams pakelti, ilgis 76 cm	9,04
AA8058Y	Lazdelė daiktams pakelti, ilgis 90 cm	10,47

Lazdelė daiktams pakelti (griebtuvas) GripLock



Palengvina daikto sugriebimą ir pakėlimą, nes turi sugriebimo fiksavimo funkciją, t.y. sugriebus norimą pakelti/paimti daiktą, suspaustas griebtuvo žnyplės galima užrakinti, ir keliant nereikia laikyti nuspaustos rankenos. Tokiu būdu žmogus visą dėmesį ir pastangas sutelkia daiktui pakelti/pri-sitraukti prie savęs, o ne išlaikyti suspaustas griebtuvo žnyplės ir nepaleisti daikto.

Griebtuvo žnyplių užrakinimo funkcija gali būti trejopa:

1. Standartinis griebtuvo žnyplių užrakinimas – nykščiu arba plaštaka pasukamas skląstis, esantis ant griebtuvo rankenos. Veikimas: lazdele sugriebiamas daiktas, kurį norima pakelti/paimti, ir pasukamas skląstis, kad griebtuvo žnyplės užsirakintų.
2. Automatinis griebtuvo žnyplių užrakinimas – skląstis nustatomas taip, kad, sugriebus daiktą, griebtuvo žnyplės automatiškai užsirakina. Ši funk-cija idealiai tinka tiems, kurių pirštų judesiai nėra pakankamai vikrūs.
3. Dalinis griebtuvo žnyplių užrakinimas – skląstis nustatomas taip, kad griebtuvo žnyplės užsirakina tokioje padėtyje, kai yra iš dalies suspaustos. Ši funkcija naudinga, kai norima pakelti smulkius daiktus arba daiktus esančius ankštose vietose, nes galima tiksliau sugriebti.

Griebtuvo žnyplės galima pasukti 360° kampu, kad keliant nereiktų sukti riešo. Griebtuvo žnyplės ir rankena iš plastiko padengto guma, kad neslystų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
091204791	Lazdelė daiktams pakelti GripLock, ilgis 66 cm	11,42
091204809	Lazdelė daiktams pakelti GripLock, ilgis 81 cm	12,38

Didinamasis stiklas, apvalus



Vaizdą didina 2/4 kartus. Skersmuo – 9 cm. Bendras ilgis – 19 cm. Svoris – 125 g.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27601	Didinamasis stiklas, apvalus	9,04

Didinamasis stiklas skaitymui



Vaizdą didina 2/4 kartus. Stačia-kampio formos. Su atlenkiama rankena. Dydis: 10 x 5 cm. Komp-lette yra dėklas stiklui.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27600	Didinamasis stiklas su dėklu	14,05

Akių raištis

Patogus akių raištis miegoti ar keliauti. Išorinė medžiaga – juodas odos pakaitalas, vidinė – minkšta, nedirginanti odos medžiaga. Su gumele. Dydis: 18,5 x 8 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
27710	Akių raištis	2,72

Širmos



Širmos

Širmos skirtos sukurti jaukesnei aplinkai, suteikti privatumo ligoniui ir medicinos personalui. Širmas galima statyti bendrosiose ligoninės palatose tarp lovų, ligonių apžiūros kabinetuose, intensyviosios slaugos ir terapijos palatose, rentgeno kabinetuose.



Širmos pažymėtos
CE ženklu
ir atitinka Direktyvos dėl medicinos
gaminų 93/42/EEB reikalavimus.

Širmų savybės


Dėl **EasyClick** mechanizmo suglaudžiama širma gali būti lengvai fiksuojama prie sieninės atramos, stovo grindyse ar specialaus vežimėlio širmai bei prie nesuglaudžiamos stacionarios širmos. Tokiu būdu ta pati suglaudžiama širma gali būti ir stacionari, ir mobili, pritaikoma ir nadojama pagal individualius poreikius.



EasyClean technologija užtikrina optimalią širmų higieną. Širmos danga nekaupia dulkių, lengvai valoma, galima naudoti dezinfektantus. Širmų sekcijos pagamintos iš suspaustų drožlių laminato arba polikarbonato profilio. Ratukai, norint išvalyti, lengvai nuimami.



Dėl **EasyReturn** mechanizmo širma yra lengvai suglaudžiama viena ranka. Širmos sekcijos sujungtos užpatentuotais vyriais, širmos krašte – ergonomiška rankena širmai išskleisti/suglausti ir manevruoti.



Stabili ir ypač lengva širmos konstrukcija. Širmą galima lenkti ir statyti kampu. Tokia širmos konstrukcija netrukdo, jei naudojamos bėginės keltuvų sistemos.



Suglaudžiamos stacionarios širmos


Dėl **EasyClick** mechanizmo suglaudžiama širma lengvai fiksuojama („prisegama“) prie stacionarios atramos. Trys širmos tvirtinimo variantai:



1. Vertikali fiksuota atrama prie sienos



2. Stovas įtvirtintas į grindis



3. Specialus bėgelis, kuriuo širma juda horizontaliai

	Sekcijų skaičius	Art. nr.*	Ilgis	Aukštis	Sulankstytos širmos		EUR be PVM
					Plotis	Ilgis	
	5	6105 6205 6305	1,25 m	1,45 m	0,25 m	0,1 m	540,00
			1,25 m	1,65 m	0,25 m	0,1 m	627,00
			1,25 m	1,85 m	0,25 m	0,1 m	714,00
	7	6107 6207 6307	1,75 m	1,45 m	0,25 m	0,14 m	733,00
			1,75 m	1,65 m	0,25 m	0,14 m	834,00
			1,75 m	1,85 m	0,25 m	0,14 m	934,00
	9	6109 6209 6309	2,25 m	1,45 m	0,25 m	0,18 m	900,00
			2,25 m	1,65 m	0,25 m	0,18 m	1007,00
			2,25 m	1,85 m	0,25 m	0,18 m	1119,00
	11	6111 6211 6311	2,75 m	1,45 m	0,25 m	0,22 m	1039,00
			2,75 m	1,65 m	0,25 m	0,22 m	1181,00
			2,75 m	1,85 m	0,25 m	0,22 m	1324,00
	13	6113 6213 6313	3,25 m	1,45 m	0,25 m	0,26 m	1292,00
			3,25 m	1,65 m	0,25 m	0,26 m	1463,00
			3,25 m	1,85 m	0,25 m	0,26 m	1634,00
	15	6115 6215 6315	3,75 m	1,45 m	0,25 m	0,3 m	1532,00
			3,75 m	1,65 m	0,25 m	0,3 m	1734,00
			3,75 m	1,85 m	0,25 m	0,3 m	1934,00

* *Komplekte: rateliai, vertikali atrama širmai montuoti sienoje.*

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6539	Vertikali fiksuota atrama prie sienos, aukštis 1,45 m	24,00
6544	Vertikali fiksuota atrama prie sienos, aukštis 1,65 m	28,00
6540	Vertikali fiksuota atrama prie sienos, aukštis 1,85 m	31,00
6561-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,45 m	137,00
6562-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,65 m	144,00
6563-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,85 m	150,00
	Specialus bėgelis, kuriuo širma juda horizontaliai	Pagal suderintą užsakymą

Suglaudžiamos mobilios širmos

Stumdomos ant ratukų, kurie nesukelia triukšmo ir negirgžda, turi nuspaudžiamus stabdžius.

Vežimėlis suglaudžiamai širmai fiksuoti

Vežimėlio pagrindo dydis: 38 x 59 cm, aukštis – 12,5 cm. Galima rinktis iš trijų aukščių: 1,45 m, 1,65 m ir 1,85 m. Prie vežimėlio papildomai užsakoma širma, kurios ilgis gali būti nuo 5 iki 15 širmos sekcijų.



1,5 m ilgio širma su vežimėliu

Suglaustos širmos plotis – 0,55 m. Vežimėlio pagrindo dydis: 38 x 59 cm, aukštis – 12,5 cm.



2 m ilgio širma su vežimėliu

Suglaustos širmos plotis – 0,55 m. Vežimėlio pagrindo dydis: 38 x 59 cm, aukštis – 12,5 cm.



Nesuglaudžiamos stacionarios širmos



Galimos įvairios kombinacijos nesuglaudžiamų stacionarių širmų tarpusavyje bei su suglaudžiamomis širmomis. Patalpoje galima formuoti atskiras kabinas, pvz., persirengimo kambarį, negręžiant sienų, o panaudojant į grindis tvirtinamą stovą.

Kitų kombinacijų kainų teirautis.

Širmų spalvos



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6150	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 1,3 m, aukštis 1,45 m	426,00
6250	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 1,3 m, aukštis 1,65 m	465,00
6350	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 1,3 m, aukštis 1,85 m	502,00
6155	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 2,4 m, aukštis 1,45 m	675,00
6255	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 2,4 m, aukštis 1,65 m	734,00
6355	Nesuglaudžiama stacionari širma, ilgis 2,4 m, aukštis 1,85 m	794,00
6561-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,45 m	137,00
6562-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,65 m	144,00
6563-A	Stovas įtvirtintas į grindis, aukštis 1,85 m	150,00

Dušo širmos



Galimos trys dušo širmos konfigūracijos:

Vienos dalies širma

Dviejų dalių širma, tvirtinama dešinėje pusėje

Dviejų dalių širma, tvirtinama kairėje pusėje

Naudodamas dušo širmą, slaugytojas gali patogiai nuplauti ligonį, sėdintį ant dušo kėdutės, ir pats nesuslapti. Ligonui širma suteikia daugiau privatumo. Dušo širma montuojama sienoje. Kai nenaudojama, gali būti priglauta prie sienos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
6183-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,3 m, ilgis 0,71 m	508,00
6184-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,3 m, ilgis 0,93 m	560,00
6185-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,3 m, ilgis 1,15 m	609,00
6283-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,5 m, ilgis 0,71 m	534,00
6284-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,5 m, ilgis 0,93 m	591,00
6285-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,5 m, ilgis 1,15 m	647,00
6383-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,7 m, ilgis 0,71 m	560,00
6384-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,7 m, ilgis 0,93 m	622,00
6385-S	Vienos dalies širma, aukštis 1,7 m, ilgis 1,15 m	685,00
6183-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1016,00
6184-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1120,00
6185-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1218,00
6283-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1068,00
6284-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1182,00
6285-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1294,00
6383-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1120,00
6384-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1244,00
6385-RS	Dviejų dalių širma (dešinė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1370,00
6183-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1016,00
6184-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1120,00
6185-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,3 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1218,00
6283-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1068,00
6284-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1182,00
6285-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,5 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1294,00
6383-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 0,71 m + 0,71 m	1120,00
6384-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 0,93 m + 0,93 m	1244,00
6385-LS	Dviejų dalių širma (kairė pusė), aukštis 1,7 m, ilgis 1,15 m + 1,15 m	1370,00

Logistikos vežimėliai



Logistikos vežimėliai

Nešvarių skalbinių vežimėlis



Skirtas dviems nešvarių skalbinių maišams tvirtinti.
Unikalus maišų fiksatorius leidžia greitai ir saugiai pritvirtinti maišą bei lengvai jį nuimti. Gali būti naudojamas medžiaginis arba polietileninis maišas.
Vežimėlio rėmo apačioje – pedalas greitai ir patogiai dangčiui atidaryti/uždaryti. Pedało mechanizmas ypač patvarus ir ilgaamžis.

Techninės charakteristikos

Nerūdijančio plieno, 20 mm skersmens vamzdžio rėmas, vientisas, be suvirinimo siūlių.
Tvirtas dangtis.
Su keturiais lengvai besisukančiais ratukais, kurių skersmuo – 75 mm.
Išmatavimai: plotis – 660 mm, gylis – 435 mm, aukštis – 950 mm.
Svoris – 7,5 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
W265LT	Nešvarių skalbinių vežimėlis Komplekte maišų nėra, jie užsakomi papildomai.	426,00

Atliekų surinkimo vežimėlis su spyruokliniu mechanizmu



Skirtas atliekų maišui (70 litrų talpos) tvirtinti.
Atliekų maišas atidaromas ir uždaromas naudojant spyruoklinį mechanizmą. Dėl ypač sandaraus maišo uždarymo nesklinda blogas kvapas, todėl vežimėlis puikiai tinka surinkti panaudotas sauskelnes ar kitas blogą kvapą skleidžiančias atliekas. Higieniškas – atliekų maišo atidarymas/uždarymas valdomas kojos pedalu.
Vežimėlio apačioje sumontuotas tvirtas plastiko padėklas, skirtas apsaugoti grindis nuo išsitemimo, jei netyčia įplyštų atliekų maišas.

Techninės charakteristikos

Nerūdijančio plieno rėmas.
Su keturiais lengvai besisukančiais ratukais, kurių skersmuo – 75 mm. 2 ratukai su stabdžiais.
Vežimėlio išmatavimai: plotis – 585 mm, gylis – 490 mm, aukštis – 975 mm.
Žiedo, skirto įtvirtinti atliekų maišą plotis – 550 mm.
Vežimėlio svoris – 7,5 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
MS71	Atliekų surinkimo vežimėlis su spyruokliniu mechanizmu	263,09

Procedūrinis staliukas

Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su 2 arba su 3 lentynėlėmis, kurios gali būti privirintos arba išimamos. Lentynėlės su 8 mm įgilinimu.
Staliukas su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais, kampuose – apsauga nuo smūgių į sieną.
Staliuko aukštis – 922 mm, ilgis – 855 mm, plotis – 535 mm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
403003-M2	Procedūrinis staliukas su 2 lentynėlėmis	106,00
403003-M3	Procedūrinis staliukas su 3 lentynėlėmis	137,00

Manipuliacinis vežimėlis



Manipuliacinis vežimėlis pagal individualius poreikius – vežimėlius galima komplektuoti iš atskirų modulių: įvairių lentinėlių, stalčių, laikiklių ir kitų priedų. Parinksime vežimėlius pagal jūsų poreikius.

Skirtas vaistams, tvarsliajai, kitoms priemonėms susidėti.
Vežimėlio konstrukcija: anoduoto aliuminio rėmas, termoplastiko lentynos ir stalčius, 10 cm Ø lengvai besisukantys ratukai: netepa grindų, vienas ratukas su parkavimo stabdžiu.
Vežimėlis atitinka visus saugos ir higienos reikalavimus – lengvai dezinfekuojamas.
Vežimėlio išmatavimai: 60 x 40 cm.
Vežimėlio komplektacija: trys lentynos, viršutinė su apsauginiu stalviršio borteliu, stalčius (aukštis – 13,5 cm), 4 ratukai.
Gaminys pažymėtas CE.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
FA13810 + FN23801 + FA01047	Manipuliacinis vežimėlis, 40 x 60 cm	778,51

Terapijai



Terapijai

Rankų-kojų treniruoklis

Treniruoklis naudojamas kojų ir rankų mankštai. Pagamintas iš chromuoto metalo, su plastikiniais pedalais. Pedalai su užsegamais prilaikančiais dirželiais. Sukama rankenėle mechaniškai reguliuojama pedalų sukimo apkrova.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
CA442	Rankų-kojų treniruoklis	22,31

Rankų-kojų treniruoklis VIVA 2

Rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis apsisuka 180° kampu apie savo ašį.



Didelis prietaisų valdymo skydelis su spalvotu ekranu ir su grafine išraiška, 27 kalbomis, įskaitant lietuvių kalbą.

Valdymo pulto ekrane galima stebėti, ar simetriškai dirba abiejų kojų raumenys (galioja tik aktyviame režime).



VIVA 2 – tai vokiečių gamintojo RECK MOTOMed aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis, varomas varikliu, su įdiegta programine įranga.

- Treniruoklis turi tris režimus:
- pasyvų, kai pedalus suka variklis,
 - pusiau aktyvų, kai pedalus suka pats žmogus iš dalies padedant varikliui pasukti pedalus,
 - aktyvų, kai žmogus pats suka pedalus be variklio pagalbos.

Unikali savybė – įdiegta judesio apsaugos ir spazmo kontrolės funkcija – kai pajuntamas raumens spastiškumas, treniruoklis nedelsiant sustoja ir pradeda sukti pedalus priešinga kryptimi, kad apšildytų ir atpalaiduotų raumenį.

- Terapinė nauda**
1. Vaikščiojimo funkcijai palaikyti: gerina raumenų tonusą, teigiamai veikia judesių kontrolę ir pusiausvyrą.
 2. Neišnaudotai raumenų jėgai aktyvinti.
 3. Spazmams malšinti, raumenims atpalaiduoti.
 4. Nuovargiui, raumenų sąstingui mažinti.
 5. Psichologinei būsenai ir savijautai gerinti.
 6. Mažo fizinio aktyvumo padariniams sušvelninti, pvz., esant kraujo apytakos sutrikimams, sąnarių sąstingui, edemai, aukštam kraujospūdžiui, tuštinimosi problemoms ir kt.

VIVA 2 treniruoklyje įdiegtos visos patikimos funkcijos: pedalų sukimo krypties pasirinkimas (pirmyn arba atgal), spazmų kontrolės funkcija, simetrinė treniruotė, 13 terapijos programų, skirtų skirtingoms būklėms ir terapijos tikslams, motyvacijos programos. Yra reguliuojamo aukščio rankena pasilaikyti. Rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis apsisuka 180° kampu apie savo ašį. Išmatavimai: aukštis – 100 cm, plotis – 60 cm, ilgis – 56 cm. Svoris – 38 kg. Komplekte: prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, blauzdas prilaikančios atramos, rankena pasilaikyti, rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
200.003 + 302.000 + 250.000	Rankų-kojų treniruoklis VIVA 2	3578,51



Rankų-kojų treniruoklis LETTO 2



Treniruoklio savybės (terapijos režimai, ekranas ir kita) tokios pačios kaip rankų-kojų treniruoklio VIVA 2, tačiau LETTO 2 yra rankų-kojų treniruoklis specialiai pritaikytas gulinių ligonių judėjimo terapijai, ankstyvajai reabilitacijai. Treniruoklio nereikia tvirtinti prie lovųgalio, jis specialiomis atramomis tvirtai ir stabiliai įreminamas į grindis. Su stūmimo rankena. Reguliuojamo aukščio: 107–133 cm.Reguliuojamo pločio važiuoklė: 43–73 cm. Reguliuojamo ilgio ašis, ant kurios yra pedalai: 50–60 cm. Išmatavimai: plotis – 51 cm, ilgis – 85 cm. Svoris – 61 kg (be kojų vedlių ir blauzdos atramų). Komplekte: didelis prietaisų valdymo skydelis, rankų-kojų treniruoklis.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
279.008	Rankų-kojų treniruoklis LETTO 2	3925,62

Skausmo malšinimo aparatas NeuroTrac TENS

Kompaktiškas skaitmeninis dviejų kanalų prietaisas skausmui malšinti. TENS – transkutaniinė periodinė elektrinė nervų stimuliacija elektrodais, kuri blokuoja skausmo signalą į smegenis, siekiant numalšinti lėtinį ar ūmų skausmą. Naudojant TENS galima sumažinti vartojamų vaistų kiekį ar net visai jų atsisakyti, nėra ir pašalinio poveikio.

TENS indikacijos: lėtinis, ūminis skausmas, artritas, pooperaciniai skausmai, neuralgija, sportinės traumos, fantominiai galūnių skausmai, reumatininiai skausmai ir osteoartritai, degeneracinės kaulų ir raumenų sistemos ligos, nugaros skausmai, migrena ir kita.

- Savybės**
- Srovės amplitudė: 0–80 mA.
 - 12 gydymo programų, 2 vartotojo sukurtos programos.
 - Bangos forma: asimetrinė, stačiakampio formos bifazinė.
 - Impulso plotis: 50–300 μs.
 - 3 darbo režimai: nuolatinis, moduluotas ir plūpsninis.
 - Terapijos trukmė: nuo 1 minutės iki 12 valandų.
 - Senkančios baterijos indikatorius.
 - Atviros grandinės aptikimo funkcija.

Komplekte: aparatas (dydis: 108 x 62 x 23 mm), 5 x 5 cm elektrodai (4 vnt.), laideliai elektrodams (2 vnt.), 9 V baterija, vartotojo instrukcija, dėklas.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
774500	Skausmo malšinimo aparatas NeuroTrac TENS	57,85



Stimuliacijos aparatas NeuroTrac REHAB

Kompaktiškas ir funkcionalus elektrostimuliacijos aparatas, veikiantis dviem režimais TENS ir STIM, yra skirtas raumenims stimuliuoti ir skausmui malšinti.

STIM indikacijos: minkštų audinių atrofijos prevencija, edema, jėgos didinimas, judesių amplitudės gerinimas ir palaikymas, raumenų kraujotakos gerinimas ir atstatymas, pėdos nukarimas, sportinės traumos ir kita.

Savybės
Srovės amplitudė: 0–90 mA.
16 gydymo programų.
2 vartotojo sukuriamos skausmo malšinimo (TENS) ir viena stimuliacijos (STIM) programa.
Bangos forma: asimetrinė, stačiakampio formos bifazinė.
Impulso plotis: 50–450 µs.
3 darbo režimai: nuolatinis, moduluotas ir pliūpsninis.
Terapijos trukmė: nuo 1 minutės iki 12 valandų.
Nuotolinio valdymo pultelis stimuliacijos režimui sustabdyti/pradėti.
Senkančios baterijos indikatorius.
Atviros grandinės aptikimo funkcija.

Komplekte: aparatas (dydis: 108 x 62 x 23 mm), 5 x 5 cm elektrodai (4 vnt.), laideliai elektrodams (2 vnt.), nuotolinio valdymo pultas su sustabdymo/paleidimo mygtuku STIM režime, 9 V baterija, vartotojo instrukcija, dėklas.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
774515	Stimuliacijos aparatas NeuroTrac REHAB	107,44

Infraraudonųjų spindulių masažuoklis MG40



Raminančiam sukamųjų judesių masažui atlikti, raumenims atpalaiduoti ir sušildyti. Masažuoklio rankena yra sulankstoma, todėl jis yra labai kompaktiškas.

Savybės
Infraraudonųjų spindulių šilumos masažas.
Vibruojantis masažas.
Sulankstoma reguliuojama rankena, 3 rankenos pozicijos.
Keturi keičiami masažo antgaliai: grublėtas antgalis bendram masažui, kūginis antgalis specialiam raumenų sričių masažui, vakuuminis antgalis švelniam jautrių odos vietų masažui.
Galia: 12 W.
Dydis: 13,5 x 9,2 x 32,7 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
MG40	Infraraudonųjų spindulių masažuoklis MG40	21,31



Komplekte: aparatas (dydis: 108 x 62 x 23 mm), 5 x 5 cm elektrodai (4 vnt.), laideliai elektrodams (2 vnt.), nuotolinio valdymo pultas su sustabdymo/paleidimo mygtuku STIM režime, 9 V baterija, vartotojo instrukcija, dėklas.

Infraraudonųjų spindulių masažuoklis MG70

Galingas tapšnojantis (tapping) masažas maloniam atsipalaidavimui. Galimi 2 masažo lygiai. Masažuojanti galvutė su 2 keičiamais masažo antgaliais. Reguluojamas masažo intensyvumas. Gilaus veikimo infraraudonųjų spindulių šildymas. Lengvai nuimama rankena, masažuoklį paverčia itin universaliu prietaisu. Galia – 22 W. Dydis: 13 x 15,5 x 42 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
MG70	Infraraudonųjų spindulių masažuoklis MG70	43,08

Pėdų masažinė vonelė FB20

3 funkcijos: burbuliukų, vibravimo ir vandens šilumos palaikymo. Raminantys infraraudonieji spinduliai. Iškilios galvutės refleksinių taškų zonoms masažuoti. Audinio šereliai. Galimas masažas be vandens. Nuimama apsauga nuo purslų. Neslidi guminė apačia. Komplekte: 3 pedikiūro antgaliai su laikymo dėklu. Galia – 120 W. Dydis: 37,5 x 18,5 x 41 cm. Svoris – 2,6 kg.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
FB20	Pėdų masažinė vonelė FB20	34,71

Kojų šildiklis-batas FW20

Ypač švelnus, pralaidus orui paviršius. Stiprus šildymas. 3 temperatūros nustatymai. BSS technologija nuo perkaitimo. Automatinis išsijungimas po 90 min. Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas. Apšviestas nustatymų ekranas. Viršutinė dalis pagaminta iš sintetinės vilnos, švelnus ir malonus vidus. Pamušalą galima plauti rankomis. Oeko – Tech 100 technologija. Tinka net didelę pėdą turintiems žmonėms. Galia – 100 W. Dydis: 32 x 26 x 26 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
FW20	Kojų šildiklis-batas FW20	28,92



Medinis pėdų masažuoklis

Raumenų įtampai ir nuovargiui mažinti, kraujotakai aktyvinti ir limfos pratekėjimui gerinti. Ypač efektyvi priemonė, kai šąla galūnės. Masažuoklio korpusas pagamintas iš medžio. Masažo rutuliukai gali būti mediniai su aštriais guminiiais dygliukais – intensyviai masažui, arba su mediniais bukais dygliukais – švelnesniam masažui. Masažuoklis gali būti abiems pėdoms, vienai pėdai, išgaubtas arba lygus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
61615	Pėdų masažuoklis dviems pėdoms masažuoti, su guminiiais dygliukais, išgaubtas	9,50
61610	Pėdų masažuoklis vienai pėdai masažuoti, su guminiiais dygliukais, išgaubtas	7,85
61658	Medinis pėdų masažuoklis vienai arba abiem pėdom masažuoti, išgaubtas	12,39
61646	Medinis pėdų masažuoklis dviems pėdoms masažuoti, 6 masažo voleliai, lygus	9,48
61648	Medinis pėdų masažuoklis dviems pėdoms masažuoti, 8 masažo voleliai, lygus	11,73

SISSEL® Spiky Twin Roller masažuoklis

Paprastam, tačiau efektyviam viso kūno masažui! Skirtas raumenų ir bendrai įtampai sumažinti. Gerina kraujotaką ir medžiagų apykaitą. Ypač tinka nugaros ir pėdų masažui. Efektyvi priemonė nuo celiulito – šlaunų, sėdmenų, pilvo masažui. Masažuoklį sudaro du sujungti masažo kamuoliukai ir dvi patogios minkštos rankenos.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
162.052	SISSEL® Spiky Twin Roller masažuoklis	16,52

Masažo ritinėlis Active Roll


Gerina kraujotaką, tinka viso kūno masažui, ypač pėdų ir nugaros masažui. Pripučiamas su adatine pompa, todėl galima individualiai reguliuoti masažo intensyvumą. Dydis: skersmuo – 7,5 cm, ilgis – 15 cm. Spalva – juoda.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
97.54	Masažo ritinėlis Active Roll	5,75

Masažo kamuoliukas Beauty Reflex

Skirtas viso kūno masažui, ypač tinka pėdų ir plaštakų masažui, atsipalaidavimo pratimams. Sumažina įtampą, gerina kraujotaką. Su vidutinio kietumo spygliukais, todėl tinka švelnesniam masažui. Skersmuo – 8 cm. Spalva – oranžinė.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
97.63	Masažo kamuoliukas Beauty Reflex	2,89



SISSEL® kiaušinio formos kamuoliukas plaštakai

Stiprina plaštakos ir dilbio raumenis, gerina plaštakos ir pirštų miklumą. Nepraranda savo formos. Galima pasirinkti iš keturių skirtingų kietumų. Komplekte yra pratimų knygelė.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
162.011	SISSEL® kiaušinio formos kamuoliukas plaštakai, rožinis – minkštas	5,77
162.012	SISSEL® kiaušinio formos kamuoliukas plaštakai, mėlynas – vidutinio kietumo	5,77
162.013	SISSEL® kiaušinio formos kamuoliukas plaštakai, žalias – kietas	5,77
162.014	SISSEL® kiaušinio formos kamuoliukas plaštakai, oranžinis – labai kietas	5,77

Thera-band Hand Xtrainer plaštakos ir pirštų treniruoklis

Skirtas progresiniam pirštų, plaštakos, riešo ir dilbio stiprinimui. Pagamintas iš silikono, malonus liesti, nepraranda savo formos. Sudėtyje nėra latekso. Lengvai valomas. Pardudamas komplekte su mankštos pratimais. Galima rinktis iš keturių skirtingo stiprumo treniruoklių.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
11853	Thera-band Hand Xtrainer plaštakos ir pirštų treniruoklis, raudonas – minkštas	11,57
11854	Thera-band Hand Xtrainer plaštakos ir pirštų treniruoklis, žalias – vidutinio kietumo	11,57
11855	Thera-band Hand Xtrainer plaštakos ir pirštų treniruoklis, mėlynas – kietas	11,57
11856	Thera-band Hand Xtrainer plaštakos ir pirštų treniruoklis, juodas – labai kietas	11,57

Rankos treniruoklis Handmaster Plus

Plaštakos, riešo ir dilbio raumenims stiprinti, balansui, judesių greičiui ir amplitudei didinti, kraujotakai intensyvinti. Yra trijų skirtingų spalvų pagal stiprumą.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1496	Rankos treniruoklis Handmaster Plus, mėlynas – minkštas	8,68
1497	Rankos treniruoklis Handmaster Plus, raudonas – vidutinio kietumo	8,68
1498	Rankos treniruoklis Handmaster Plus, oranžinis – kietas	8,68

Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex

Skirtas plaštakai ir kiekvienam rankos pirštui mankštinti. Nuėmus juodą guminį antgalį ir uždėjus ant kitos treniruoklio pusės, galima mankštinti plaštaką. Penkių skirtingų kietumų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
02-010102	Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex, geltonas (0,7 kg/2,3 kg) – labai minkštas	15,70
02-010103	Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex, raudonas (1,4 kg/4,5 kg) – minkštas	15,70
02-010104	Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex, žalias (2,3 kg/7,3 kg) – vidutinio kietumo	15,70
02-010105	Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex, mėlynas (3,5 kg/10,4 kg) – kietas	15,70
02-010106	Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex, juodas (4,1 kg/14,1 kg) – labai kietas	15,70
02-01011	Espanderinių rankos treniruoklių Digi-Flex rinkinys su stoveliu	90,91

SISSEL® Hand Grip rankos treniruoklis

Raumenims stiprinti individualiai pasirenkant pasipriešinimo lygį, pirštų mobilumui gerinti. Patogi ir minkšta bei neslystanti rankena. Oranžinis: pasipriešinimo lygis reguliuojamas 2-15 kg, skirtas terapijai.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
162.101	SISSEL® Hand Grip rankos treniruoklis terapijai, oranžinis	11,56

Žiedas Aku Ring

Minkštas ir lankstus žiedas su minkštais spygliukais. Plaštakų mankštai, miklumui ir kraujotakai gerinti, įvairaus pobūdžio pratimams atlikti. Pėdų ir plaštakų masažui. Vieno stiprumo, keturios spalvos. Skersmuo – 17 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
97.49	Žiedas Aku Ring	3,88



Žiedas Gym Ring

Guminis tuščiaviduris žiedas naudojamas plokščiapėdystės profilaktikai, ergoterapijai. Tinka naudoti užsiėmimams vandenyje – neskęsta. Skirtas įvairaus pobūdžio pratimams. Vieno stiprumo, keturios spalvos. Skersmuo – 18 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
80,93	Žiedas Gym Ring	3,72

Didelių rutuliukų labirintas Triušis

Skirtas varstyti – rankų miklumui lavinti. Reikalauja dėmesio ir koncentracijos. Pagrindo ilgis – 38 cm, plotis – 12 cm, storis – 3 cm. Bendras aukštis – 32 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
5498	Didelių rutuliukų labirintas Triušis	48,17

PhysioTools kompiuterinė programa Plaštaka ir ranka

Programoje pateikiami PNF tempimo pratimai, aktyvaus ir pasyvaus lankstumo, stiprinimo pratimai plaštakai ir rankai. Pateikiami edukaciniai patarimai pacientui kai yra karpalinio tunelio sindromas, sensorikos sutrikimai, minkštųjų audinių patinimas, artritas, tenisininko alkūnė, atliekamas randų masažas, mankšta nešiojant sąnario įtvarą, sąnarių apsaugai ir bendrosios atsargumo priemonės esant sausgyslių traumoms. 174 spalvotos fotografijos. Kalbos: anglų, suomių, švedų, vokiečių, norvegų, ispanų.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
PX26	PhysioTools kompiuterinė programa Plaštaka ir ranka	128,92


PhysioTools kompiuterinė programa Asmens higiena – individuali ergoterapija

Programoje pateikiami patarimai, kaip prausti, šluostyti, prižiūrėti kūno odą, apsirengti, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis: dušo kėdėmis, lazdelėmis, padedančiomis apsirengti ir pan. Patarimų tikslas – ugdyti asmens savarankiškumą asmeninėje priežiūroje. Taip pat, programa puikiai tinka kaip edukacinė priemonė studentams ar terapeutams. 207 spalvotos fotografijos. Kalbos: anglų, suomių, švedų, vokiečių.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
PX30	PhysioTools kompiuterinė programa Asmens higiena – individuali ergoterapija	128,92



Daugiau „Physio Tools“ kompiuterinių programų www.physiotools.com



Masažo fotelis




Masažo programos nustatomos rankiniu būdu, arba parenkamos išsaugotos (automatinės) programos. Pečių, nugaros, šlaunų, blauzdų ir pėdų masažas. Penkiolikos minučių laikmatis su automatiiniu išsijungimu. Oro pagalvės sėdynėje ir blauzdų atramose. Atlenkiama nugaros atrama ir pakeliamos kojų atramos (gulima padėtis). Patogus valdymo pultas su LCD ekranu.

Masažiniame fotelyje yra 14 skirtingų masažo programų.

6 automatinės masažo programos.
4 masažo programos su pasirenkamais parametrais: greičiu, pločiu, padėtimi.
2 kintančio oro slėgio masažo programos naudojant oro pagalves su reguliuojamu masažo intensyvumu.
1 vibro masažo programa.
1 blauzdų „minkymo“ programa.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AL-599I	Masažo fotelis	1161,98

Masažo fotelis



Masažo programos nustatomos rankiniu būdu, arba parenkamos išsaugotos (automatinės) programos. Pečių ir nugaros masažas. Laiko nustatymo funkcija. Pakeliamą į horizontalią padėtį kojų atrama, reguliuojama nugaros atrama (pusiau gulima padėtis). 8 taškų vibracinis masažas. 9 automatinės programos. Galimybė reguliuoti masažo greitį ir intensyvumą. Fotelis sukasi 360° kampu aplink savo ašį.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
AL-253I	Masažo fotelis	445,45

Fotelio išmatavimai: sėdimoje pozicijoje (ilgis x plotis x aukštis): 130 x 75 x 128 cm, gulimoje pozicijoje (ilgis x plotis x aukštis): 170 x 75 x 97 cm. Svoris ~75 kg. Su dviem ratukais, kad būtų lengva transportuoti. Elektros energijos suvartojimas – 140 W. Medžiaga – aukštos kokybės odos pakaitalas. Esant poreikiui, galima užsisakyti ir natūralios odos. Spalvos: juoda, smėlio arba raudona.

Fotelio išmatavimai: sėdimoje pozicijoje (ilgis x plotis x aukštis): 110 cm x 79 cm x 101 cm, su pakelta kojų atrama (ilgis x plotis x aukštis): 130 cm x 79 cm x 90 cm. Svoris ~28 kg. Medžiaga – aukštos kokybės odos pakaitalas. Spalvos: juoda arba smėlio.

Poilsio fotelis Scotty I



Daugiafunkcinis pritaikymas

Patogiam poilsiui sėdimoje arba gulimoje padėtyje.
Lengvam atsistojimui iš sėdimos padėties.

Visos fotelio funkcijos valdomos elektriniu pulteliu.
Blauzdų atramų pakėlimas (dvi padėtys: horizontali ir nuožulni).
Nugaros atramos atlenkimas.
Viso fotelio pavertimas į priekį, kad lengviau atsistoti iš sėdimos padėties.

Techninės charakteristikos

Maksimali apkrova – 130 kg. Svoris – 54 kg.
Sėdimoje pozicijoje (ilgis x plotis x aukštis): 76 cm x 62 cm x 103 cm; gulimoje pozicijoje (ilgis x plotis): 160 cm x 62 cm.
Apmušalų medžiaga – velvetas.
Galima rinktis iš dviejų spalvų: bronzos (31) arba molio (33).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
4940xx	Poilsio fotelis Scotty I	577,68

Poilsio fotelis Stylea I



Ypač patogi nugaros atrama iš 3-jų atskirų pagalvių. Nuimami ir skalbiami nugaros atramos ir sėdynės užvalkalai.
Visos funkcijos kaip poilsio fotelio Scotty I.

Techninės charakteristikos

Maksimali apkrova – 130 kg. Svoris – 65 kg.
Sėdimoje pozicijoje (ilgis x plotis x aukštis): 97 cm x 82 cm x 105 cm; gulimoje pozicijoje (ilgis x plotis): 163 cm x 82 cm.
Galima rinktis iš trijų spalvų: kūno (30), bronzos (31) arba šokolado (35).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
4801xx	Poilsio fotelis Stylea I	478,51

Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai



Pagalbinės priemonės kasdienei slaugai

Deguonies koncentratorius INVACARE Perfect O2




Skirtas ilgalaikiam gydymui deguonimi namuose ar gydymo įstaigoje. Ypač tylaus veikimo – turintis mažiausią triukšmo lygį rinkoje, ir taupiai naudojantis elektros energiją prietaisas. Šiame deguonies koncentratoriuje naudojama molekulinio filtro ir kintančio slėgio absorbcijos technologija deguonies dujoms išgauti. Patekęs į prietaisą, aplinkos oras filtruojamas ir suslegiamas. Tuomet šis suslėgtas oras nukreipiamas į azotą sugeriančius filtrus. Filtre gaunamas koncentruotas deguonis nukreipiamas į deguonies talpyklą, iš kurios jis tiekiamas ligoniui. Dėl šios technologijos nereikia papildomai naudoti jokių suspausto deguonies balionų. Su integruota rankena korpuse ir 4 ratukais lengvai transportuoti. Galima naudoti su deguonies balionų pripildymo kompresoriumi HomeFill II.

Techninės charakteristikos

Deguonies koncentracijos lygis: 87–96 proc.
Deguonies srauto kitimo ribos: 0,5–5 l/min.
Slėgis – 34,5 kPa ± 10 proc.
Triukšmo lygis: < 37 dBA. **Mažiausias rinkoje!**
Vidutinis galios suvartojimas: 300 W, 280 W esant ≤ 3 l/min.
Taupus elektros energijos naudojimas!
Maitinimo tinklas: 230 V ± 10 proc., 50 Hz.
Apsauga nuo per didelio deguonies slėgio sistemoje. Ji pradeda veikti kai yra 241 kPa ± 10 proc.
Filtrai: vidinis, išėjimo HEPA ir kompresoriaus įėjimo filtrai.
Saugos funkcijos: didelės srovės arba viršįtampių apsauga.
Kompresoriaus atsijungimas esant didelei temperatūrai.

Perspėjimas dėl didelio spaudimo, kompresoriaus atsijungimas.
Perspėjimas dėl mažo spaudimo, kompresoriaus atsijungimas.
Maitinimo netekimo perspėjimas.
Galimo deguonies žarnelių užsikimšimo pavojaus signalas.
Trijų lygių deguonies koncentracijos indikatorius.
Išmatavimai: ilgis – 38 cm, plotis – 30,5 cm, aukštis – 58,5 cm.
Svoris – 20,5 kg.
Naudojimo aukštis – maks. 1828 metrai virš jūros lygio.
Medicininis gaminy, pažymėtas CE ženklą, atitinka ISO8359.
Komplekte yra veido kaukė ir nosies kaniulė deguonies terapijai, plastikinė talpa distiliuotam vandeniui ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba.



Deguonies koncentratoriaus NUOMA – 48 Eur/mėn. arba nemokamai, jei turite Valstybinių ligonių kasų (VLK) kompensaciją nemokamam gydymui deguonimi.
Daugiau informacijos: www.DeguoniesAparatai.lt arba 8 696 83247. Nemokama linija visoje Lietuvoje 8 800 00899.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1521652-IRC5PO2	Deguonies koncentratorius INVACARE Perfect O ₂	528,10

Deguonies koncentratorius INVACARE Platinum 9



Skirtas ligoniams, kuriems reikalingas didelis deguonies srautas (iki 9 l/min).
Patogus ir saugus prietaisas deguonies terapijai. Koncentratorius ima orą iš aplinkos ir koncentruoja deguonį, todėl nereikia jokių suspausto deguonies balionų.
Užtikrina optimalią deguonies koncentraciją, minimalią techninę priežiūrą ir tylų veikimą. Turi įspėjamuosius garsinius ir spalvinius signalus.
Su integruota rankena korpuse ir 4 ratukais lengvai transportuoti. Galima naudoti su deguonies balionų pripildymo kompresoriumi HomeFill II.

Techninės charakteristikos

Reguliuojamas deguonies srovės greitis: 1–9 l/min.
Deguonies koncentracija: 87–96 proc.
Slėgis – 62 kPa.
Triukšmo lygis: < 47 dB (A).
Jungimas į elektros tinklą: 230 V, 50–60 Hz.
Elektros energijos suvartojimas – 475 W.
Išmatavimai: plotis – 46,7 cm, gylis – 36,5 cm, aukštis – 67 cm.

Svoris – 24 kg.
Naudojimo aukštis – maks. 1230 metrai virš jūros lygio.
Medicininis gaminy, pažymėtas CE ženklą, atitinka ISO8359.
Komplekte yra veido kaukė ir nosies kaniulė deguonies terapijai, plastikinė talpa distiliuotam vandeniui ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
IRC9LXO2AWQ-DE	Deguonies koncentratorius INVACARE Platinum 9	1244,64


Pulsoksimetras ant piršto SHO1002

Išmatuoja pulsą ir arterinio kraujo įsotinimą deguonimi (SpO₂).
Patogus, saugus ir higieniškas naudoti, nes veikia neinvaziniu būdu. Žmonėms, sergantiems kvėpavimo ir širdies ligomis, būtina nuolat stebėti deguonies įsotinimo lygį arteriniame kraujyje ir, pagal poreikį, naudoti deguonies terapiją.
Matavimo metu pulsoksimetras uždedamas ant piršto. Pulsoksimetro veikimo principas pagrįstas šviesos sugertimi audiniuose, kur ją skaido veninio ar arterinio kraujo hemoglobinas. Pulsas bei kraujo įsotinimo deguonimi procentas matomas aparato ekranėlyje. Sveikam žmogui normalus arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO₂) lygis turėtų būti nuo 94 proc. iki 99 proc.
Dydis: 57 x 34 x 30,9 mm. Svoris – 50 g (su maitinimo elementais). Ekranas – OLED, 2 spalvų. Galia: du AAA alkalinio maitinimo elementai.
Rinkinyje yra dirželis ant kaklo.
Atitinka IEC60601-1-2 standartą. Medicinos prietaiso klasė II.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
SHO1002	Pulsoksimetras ant piršto SHO1002	32,23

Kompresorinis inhaliatorius INVACARE Stratos Pro



INVACARE
Yes, you can.

Patentuotas vieno bloko aukšto slėgio kompresorius sukurtas taip, kad būtų išvengta srauto nuostolių ir sustiprintas sistemos efektyvumas. Inhaliatorius išpurškia 2 ml 0,9 proc. NaCl per apytiksliai tris minutes. Inhaliacijų vožtuvas aktyvuojamas net ir esant minimaliam įkvėpimui, todėl kompresorinis inhaliatorius **Stratos Pro** tinka ir vaikams. Skirtas naudoti namuose ir ligoninėje.

Techninės charakteristikos
Inhaliatorius:
Vieno bloko kompresorius užtikrina efektyvų nepertraukiamą purškimą ir trumpesnes inhaliacijas.
Purškimo greitis (purkštuvo aerozolio išeiga) – vidutiniškai 0,55 ml/min.
Skaidomų dalelių dydis (MMAD) – 4,25 µm.
Dydis: plotis – 17,2 cm, gylis – 17,3 cm, aukštis – 10,1 cm. Svoris – 1,7 kg.
Elektros maitinimas: 230 V, 50Hz.

Vaistų purkštuvas su integruota talpa vaistams
Liekamasis tūris sumažintas iki 0,5 ml.
Apsauginis įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvas sumažina vaistų praradimą. Sužymėta, lengvai įskaitoma skalė iki 15 ml.
Galima sterilizuoti verdančiame vandenyje, valyti dezinfekuojančiu skysčiu ir autoklavuoti.

Komplekte: kompresorinis inhaliatorius su korpuse integruota rankena, vaistų purkštuvas su integruota talpa vaistams ir kandikliu su apsauginiu vožtuvu, sujungimo vamzdelis, transportavimo krepšys.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
1509878	Kompresorinis inhaliatorius INVACARE Stratos Pro	69,41

KVĖPAVIMO TAKŲ IŠVALYMO TERAPIJAI

Kvėpavimo takų išvalymo terapija taikoma, kai yra nepakankama kvėpavimo takų valymosi funkcija dėl sutrikusios ventiliacijos ir (arba) dujų apykaitos; sekreto susilaikymas dėl sutrikusios ventiliacijos ir (arba) dujų apykaitos; neefektyvus kosulys ar sekreto valymas dėl judėjimo stokos, prastos būklės arba raumenų silpnumo. Kai liaukų sekretas (gleivės) tampa tankus, lipnus, klampus, jis lengvai užkemša įvairių, ypač mažesnio diametro, organų, dažniausiai plaučių ir kasos, latakus. Indikacijos: bronchitas, cistinė fibrozė (CF), lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL), cerebrinis paralyžius (CP), pooperacinis laikotarpis, raumenų distrofija (MD), pirminė ciliarinė diskinezija (PCD), plaučių transplantacija, stuburo traumos, kvadruplegija, spinalinė raumenų atrofija (SRA) ir kt. Kvėpavimo takų išvalymo terapijai naudojamos kvėpavimo takų išvalymo sistemos **Hill-rom The VEST**. Sistemą sudaro liemenė dvejais lankščiais oro vamzdeliais jungiama prie generatoriaus, kuris paduoda suspaustą orą į liemenėje esančias oro kameras ir sukuria pulsaciją, t.y. švelniai suspaudžia ir atleidžia krūtinės ląstą 25 kartus per sekundę. Liemenė masažuoja krūtinės ląstą aukšto dažnio virpesiais (vibracija), ir tokiu būdu išjudindamas sekretas (gleivės), kuris yra nuvalomas nuo bronchų sienelių, surenkamas ir pernešamas iš giliųjų kvėpavimo takų į paviršinius, iš kur yra lengviau pašalinamas atsiurbimo metu arba tiesiog kosint. Įprasta terapijos trukmė – 15–20 minučių. Kvėpavimo takų išvalymo terapija yra efektyvus ir lengvai taikomas būdas. Skirtingai nuo rankinės krūtinės perkusijos terapijos (CPT), šiam gydymui nėra reikalinga speciali vieta ir kvėpavimo būdas. Pačią terapiją nesudėtinga atlikti, ji yra neskausminga, ją lengvai toleruoja ir netgi mėgsta vaikai. Generatorius yra lengvai valdomas, portatyvus. Terapiją galima atlikti sėdimoje arba gulimoje padėtyje. Liemenė gali būti naudojama tiek vaikams, tiek suaugusiems: galima rinktis iš įvairių dydžių ir spalvų.



Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo sistema The VEST 105

Oro impulsų generatorius
LCD ekranas, lengvas valdymas
Trys terapijos režimai:

- Pastovus**, kai visa terapijos sesija atliekama vienodais dažnio, spaudimo ir trukmės nustatymais.
- Stiprėjantis (kylantis)**, kai maksimalus nustatytas dažnis ir spaudimas pasiekiamas palaipsniui, t.y. per tam tikrą nustatytą laiko intervalą, o ne iš karto pradėjus terapijos sesiją. Tokiu būdu pacientas apsaugomas nuo pernelyg stiprios ir staigios terapijos sesijos pradžios.
- Programa su nustatytais pauzėmis atsikosėti**, kai pasiekiamas atsikosėjimui skirtas laikas, programa sustoja, įsijungia pauzė, sumažinamas oro spaudimas liemenėje, kad būtų galima giliai įkvėpti, ir pacientas turi atsikosėti. Kai atsikosėjimui skirta pauzė baigiasi, liemenė vėl pripildoma oro ir toliau tęsiama krūtinės ląstos vibracija.

Galimybė nustatyti šiuos terapijos parametrus: dažnį, suspaudimo stiprumą ir terapijos sesijos trukmę.
Dažnis (Hz): nuo 5 iki 20 ciklų per sekundę. Spaudimo stiprumas: nuo 1 iki 10. Terapijos sesijos trukmė (laikmatis): 1–60 minučių.
Galimybė sustabdyti terapijos sesiją – pauzės mygtukas. Pauzės metu išlieka nustatyti terapijos parametrai, iš liemenės išleidžiamas oras.
Galimybė nutraukti terapijos sesiją anksčiau laiko.
Kalbos: anglų ir ispanų.
Svoris – 8 kg. Dydis: 24,1 x 24,1 x 33 cm.



Standartinėje komplektacijoje: oro impulsų generatorius, 2 lankstūs oro vamzdeliai, nuotolinio valdymo pultelis (kriaušės tipo), maitinimo laidas, transportavimo krepšys su dviem ratukais ir ištraukiama rankena, naudojimo instrukcija lietuvių k.

Liemenė užsakoma papildomai.
Užsakant reikia nurodyti modelį, dydį ir spalvą.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P105(XX)	Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo sistema The VEST 105	Kainos teirautis

Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo sistema The VEST 205



Oro impulsų generatorius

LCD ekranas, lengvas valdymas

Trys terapijos režimai:

- 1. Pastovus**, kai visa terapijos sesija atliekama vienodais dažnio, spaudimo ir trukmės nustatymais.
- 2. Stiprėjantis (kylantis)**, kai maksimalus nustatytas dažnis ir spaudimas pasiekiamas palaipsniui, t.y. per tam tikrą nustatytą laiko intervalą, o ne iš karto pradėjus terapijos sesiją. Tokiu būdu pacientas apsaugomas nuo pernelyg stiprios ir staigos terapijos sesijos pradžios.
- 3. Programa su nustatytomis pauzėmis atsikosėti**, kai pasiekiamas atsikosėjimui skirtas laikas, programa sustoja, įsijungia pauzė, sumažinamas oro spaudimas liemenėje, kad būtų galima giliai įkvėpti, ir pacientas turi atsikosėti. Kai atsikosėjimui skirta pauzė baigiasi, liemenė vėl pripildoma oro ir toliau tęsiama krūtinės ląstos vibracija.



Galimybė nustatyti šiuos terapijos parametrus: dažnį, suspaudimo stiprumą ir terapijos sesijos trukmę.
Dažnis (Hz): nuo 5 iki 20 ciklų per sekundę. Spaudimo stiprumas: nuo 1 iki 10. Terapijos sesijos trukmė (laikmatis): 1–60 minučių.
Galimybė išsaugoti vartotojo programas. Galimybė sustabdyti terapijos sesiją – pauzės mygtukas. Pauzės metu išlieka nustatyti terapijos parametrai, iš liemenės išleidžiamas oras. Galimybė nutraukti terapijos sesiją anksčiau laiko.
Kalbos: anglų ir ispanų.
Svoris – 8 kg. Dydis: 24,1 x 24,1 x 33 cm.

Standartinėje komplektacijoje: oro impulsų generatorius, 2 lankstūs oro vamzdeliai, nuotolinio valdymo pultelis (kriaušės tipo), reguliuojamo aukščio stovas ant 4 ratukų: 73,6–99,1 cm, maitinimo laidas, transportavimo krepšys su dviem ratukais ir ištraukiama rankena, naudojimo instrukcija lietuvių k.

Liemenė užsakoma papildomai. Užsakant reikia nurodyti modelį, dydį ir spalvą.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P205	Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo sistema The VEST 205	Kainos teirautis

Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo

Skirtas naudoti vienam ligoniui intensyvios slaugos ir terapijos skyriuose, kad neplistų bakterijos. Lengvai uždedamas ir nuimamas, ypač patogus gulintiems ligoniams.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P300629000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, XS (48–58 cm)	65,29
P300630000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, S (58–84 cm)	65,29
P300631000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, M (84–109 cm)	65,29
P300632000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, L (109–134 cm)	65,29
P300633000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, XL (134–170 cm)	65,29
P300634000	Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas, vienkartinio naudojimo, XXL (170–191 cm)	65,29

Liemenė, vienkartinio naudojimo

Skirta naudoti vienam ligoniui intensyvios slaugos ir terapijos skyriuose, kad neplistų bakterijos. Atskiri dydžiai vaikams ir suaugusiems.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P300200000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, vaikiška, M (58–69 cm)	130,01
P300200000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, vaikiška, L (69–79 cm)	130,01
P300208000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, suaugusiam, XS Slim (69–79 cm)	130,01
P300210000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, suaugusiam, S (79–91 cm)	130,01
P300215000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, suaugusiam, M (91–114 cm)	130,01
P300220000	Liemenė, vienkartinio naudojimo, suaugusiam, L (114–132 cm)	130,01

Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo

Pripūčiama tik priekinė liemenės dalis.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
P300230000	Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo, S (71–89 cm)	367,77
P300231000	Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo, M (89–117 cm)	367,77
P300232000	Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo, L (117–155 cm)	367,77
P300233000	Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo, XL (155–170 cm)	367,77

Liemenė C3, skalbiama

Liemenė lengvai ir greitai uždedama ir užsegama trimis lengvomis sag-timis.
Liemenės vidus: 3D audimo tinklelio pamušalas, pralaidus orui.
Liemenės išorė: audinys dengtas **DuPont™ Teflon™** medžiaga, kuri apsaugo audinio pluoštą nuo dėmių ir purvo įgėrimo į audinį.
Galima skalbti skalbimo mašinoje ir džiovinti skalbinių džiovyklyje.
Spalvos: juoda, mėlyna, rožinė, violetinė, militaristinė. Atskiri dydžiai vai-kams ir suaugusiems.



VAIKAMS (dydžiai):	SUAUGUSIEMS (dydžiai):
S – 48–58 cm, M – 58–60 cm, L – 69–79 cm.	XS – 69–79 cm, S – 79–91 cm, M – 91–114 cm, L – 114–132 cm.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Liemenė C3	367,77

Gleivių atsiurbiklis F18

Skirtas mažajai chirurgijai, po tracheostomijos operacijų, taip pat naudoti namų sąlygomis.
Su 1 litro sterilizuojamu atsiurbimo indu.
Maksimalus vakuumas – 0,75 bar. 563 mm/Hg/75 kPa, reguliuojamas. Siurbimo galia – 26 l/min. Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz. Svoris – 2,5 kg. Išmatavimai: 30 x 19 x 16 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
F-18.00	Gleivių atsiurbiklis F18	121,49

Neinvazinis šlapimo kiekio pūslėje matuoklis BladderScan BVI 6100




Tai portatyvus ir lengvas, vos 300 gramų sveriantis, patogus naudoti prietaisas, kuris **neinvaziniu būdu** matuoja šlapimo kiekį šlapimo pūslėje. Priešingai nei kateterizaci-ja, kuri ne tik fiziškai ir psichiškai traumuoja ligonį, bet ir yra dažniausia šlapimo pūslės uždegimų priežastis, neinvazinis šlapimo kiekio matavimas yra saugus ir efektyvus būdas diagnozuoti, suvaldyti ir gydyti šlapimo ištekėjimo disfunkciją: šlapimo sulaikymą, šlapi-mo nelaikymą ir šlapimo takų infekcijas.
Prietaisas veikia nuo įkraunamos baterijos. Matavimas atliekamas greitai, pateikiami tikslūs matavimo rezultatai.

Prietaiso veikimo principas
Prietaiso pagrindas – unikali ultragarso technologija VMODE®. Prietaisą reikia pridėti prie pilvo apačios virš šlapimo pūslės, paspausti skenavimo mygtuką, kad būtų pradėtas matavimas. Per kelias sekundes prietaise įdiegtas mikroprocesorius suskaičiuoja ir prietaiso ekrane parodo šlapimo pūslėje esantį šlapimo kiekį mililitrais.
Norint optimizuoti prietaiso BladderScan darbą, galima internetu jungtis prie gamintojo programos ScanPoint, ir peržiūrėti ligonio tyrimo ultragarso nuotraukas, išsaugoti ir atspausdinti tyrimo rezultatus. Veikia ScanPoint prietaiso kalibravimo ir techninio aptarnavimo programa. Programai nusta-čius gamyklinius prietaiso gedimus, gamintojas jį pakeičia nauju.

- Prietaiso privalumai**
- Matuoja šlapimo kiekį pūslėje neinvaziniu būdu, todėl ligonis apsaugo-mas nuo nereikalingo kateterizavimo.
 - Sumažėja šlapimo infekcijos pavojus. Nustatyta, kad apie 40 proc. visų hospitalinių infekcijų sudaro šlapimo pūslės infekcija, o 80 proc. jų sukelia kateterizacija.
 - Sumažina gydymo išlaidas. Dėl šlapimo takų infekcijos ligonis ilgiau guli ligoninėje, brangsta jo gydymas. Neretai šlapimo takų infekcija sunkiai gydoma ir tam reikia brangių antibiotikų, kurie gali sukelti nepageidauja-mą šalutinį poveikį sveikatai.
 - Ligoniams nebereikia kęsti fizinio skausmo ir diskomforto atliekant kate-terizaciją.
 - Šlapimo matavimo procedūra užima nedaug laiko. Prietaiso ekrane mažiau nei per 5 sekundes pateikiami tikslūs ir patikimi rezultatai.
 - Patogu ir lengva naudotis – prietaisu naudotis medicinos personalas išmoksta per 5–10 minučių.

Techninės charakteristikos
Baterija
3,8 V ličio jonų įkraunama baterija.
Rodomas baterijos energijos lygis.
Su pilnai įkrauta baterija prietaisas veikia 6 valandas nepertraukiamu režimu, arba galima atlikti 100 matavimų.
Ultragarso parametrai
Maksimalus ultragarso poveikio intensyvumas (pikinis erdvėje, vidutinis laike) – 1,04 mW/cm².
Maksimalus ultragarso poveikio intensyvumas (pikinis erdvėje, pikinis laike) – 65,0 W/cm².
Maksimalus mechaninis indeksas (MI) – 0,925.
Darbinis dažnis – 3,7 MHz.
Impulsų pasikartojimo dažnis – 428 impulsai per sekundę.
Veikimo režimas B.
Svoris – 309 gr.
Ekranas – skystųjų kristalų (LCD).
Matavimo ribos – nuo 0 iki 999 ml.
Paklaida – ± 15 ml.
Pažymėtas CE ženklų. Atitinka medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
0270-0229	Neinvazinis šlapimo kiekio pūslėje matuoklis BladderScan BVI 6100	6033,06



Prietaiso pritaikymo sritys
BladderScan BVI 6100 gali padėti diagnozuoti ir gydyti prostatos uždegi-mą, prasidedančią prostatos hiperplaziją, šlapimo pūslės obstrukciją, poo-peracinę obstrukciją ir daug kitų šlapimo pūslės ligų, kurioms būdingas liekamas šlapimas, todėl BladderScan plačiai naudojamas intensyvosios terapijos, urologijos, ginekologijos, neurologijos, geriatrijos, pediatrijos ir kituose skyriuose. Neurologinėmis ligomis sergantiems ligoniams šiuo prietaisu galima lengviau nustatyti šlapinimosi sutrikimo tipą. Remiantis jo rodmenimis, lengviau parinkti tinkamą gydymo ir priežiūros taktiką.



Yra galimybė nuomotis neinvazinį šlapimo kiekio pūslėje matuoklį **BladderScan BVI 6100**.
Daugiau informacijos apie nuomos sąlygas ir kainas
tel.: 8 37 323576 arba 8 696 83247.

Svarstyklės su stovu

Japoniškos profesionalios medicininės svarstyklės. Sertifikuotos, tinka naudoti gydymo įstaigose. Apskaičiuoja KMI (nurodžius ūgį). Svėrimo ribos: min. – 2 kg, maks. – 200 kg. Padalos vertė – 0,1 kg. Taros svėrimo galimybė. Svorio stabilizavimo funkcija. Didelis skystųjų kristalų ekranas. Maitinimas baterijomis arba iš tinklo (220V). Galima metrologinė patikra. Su stovu (ekranas iškeltas priešais sveriamą žmogų).



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
999538	Svarstyklės su stovu	?

Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle

III aprobavimo klasė. Pirminė metrologinė gamintojo patikra. Svėrimo galimybė – 250 kg. Tikslumas: 50 / 100 g. Pagrindas su neslystančia danga, 369 x 405 mm dydžio. Elektros šaltinis – 230 V. Integruota ūgio matuoklė: 120-202 cm. Svorio, ūgio ir KMI parodymai. Taros jungiklis – ant ekrano plokštės nugarėlės. Įsijungia atsistojus ant platformos. Yra automatinio išsijungimo funkcija.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
7730	Svarstyklės su stovu	?

Elektroninis termometras Omron Flex Temp Smart

Skaitmeninis termometras oraliniam, asciliariniam ir rektaliniam naudojimui. Skirtas saugiai ir patogiai matuoti temperatūrą. Greitas 10 sekundžių matavimas. Lankstus galiukas. Atsparus vandeniui. Paskutinio matavimo rezultato atmintis. Paprasta vieno paspaudimo operacija. Garsinis signalas. Tuščių elementų indikatorius.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
770060	Elektroninis termometras Omron Flex Temp Smart	?

Bekontaktis termometras Omron Gentle Temp 720

Higieniškas, nereikia liesti paviršiaus. 3 funkcijos: kaktos, paviršiaus, kambario temperatūros matavimas. Greitas matavimas per 1 sekundę. Patikimi ir tikslūs parodymai, kliniškai išbandytas. Šviečiančio ekrano funkcija. Temperatūra rodoma dideliame ekrane Celsijaus arba Farenheito laipsniais. Automatiškai išsijungia po 1 minutės.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
	Bekontaktis termometras Omron Gentle Temp 720	?



Automatinis riešinis kraujo spaudimo matuoklis Omron R2

Visiškai automatinis riešinis kraujospūdžio matuoklis. Skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas. 30 matavimo rezultatų atmintis. Svoris – apie 117 g (be elementų). Vidutinė rankovė: rankos apimtis 13,5–21,5 cm. Rankovės medžiaga: nailonas. Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas). Suteikiama 3 metų garantija.

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
770050	Automatinis riešinis kraujo spaudimo matuoklis Omron R2	?

Pusiau automatinis žastinis kraujo spaudimo matuoklis Omron M1 Plus

Pusiau automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis su kriaušė orui pripūsti. 21 paskutinių matavimų atmintis su datos ir laiko parodymais. Neregularaus pulso ženklų parodymas. 1000 matavimų su vienu komplektu elementų. Vidurkio skaičiavimas. Nauja tvirtesnė rankovė. Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
770027	Pusiau automatinis žastinis kraujo spaudimo matuoklis Omron M1 Plus	?

Automatinis žastinis kraujo spaudimo matuoklis Omron M6 Comfort

Intellisense™ matavimo technologija. Nauja INTELLI WRAP rankovė ypač gerai priglundą prie rankos. 30 proc. didesnė rankovės ir arterijos kontakto sritis garantuoja tikslus matavimo rezultatus net ir tada, kai rankovė uždėta netinkamai. Tinka žastui, kurio apimtis 22–42 cm. Greitas ir tikslus matavimas. Neregularaus pulso ženklų parodymas ekrane. Vidurkio parodymas. Labai didelis ekranas. Naudotojo jungiklis 2 asmenims: atmintyje išsaugo kiekvieno iš 2 naudotojų 100 matavimų (su datos ir laiko parodymais). Suteikiama 5 metų garantija. Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas).

Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
770031	Automatinis žastinis kraujo spaudimo matuoklis Omron M6 Comfort	?

Slaugytojos laikrodis su silikoniu laikikliu

Prisegamas prie drabužio, su baterija. Ilgis – 9 cm. Laikroduko skersmuo – 4 cm. Galima rinktis iš įvairių spalvų.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
58000-58011	Slaugytojos laikrodis su silikoniniu laikikliu	5,30

Stetofonendoskopas Duplex 2.0

Klasikinis modelis su dvipuse galvute, skirtas suaugusiems auskultuoti. Galvutė gali būti iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Komplekte yra dvi poros atsarginių ausyčių ir dviejų dydžių membranos. Spalvos: balta, juoda, žalia, raudona ir mėlyna.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
4201.	Stetofonendoskopas Duplex 2.0, galvutė iš aliuminio	46,05
4201	Stetofonendoskopas Duplex 2.0, galvutė iš nerūdijančio plieno	57,63

Stetofonendoskopas Ri-Rap

Universalus dviejų žarnelių stetofonendoskopas suaugusiems, vaikams ir naujagimiams. Dėl dvigubos žarnelės puikiai girdimi akustiniai signalai. Stetofonendoskopo ilgis gali būti 40 cm arba 80 cm. Komplekte yra trijų dydžių stetoskopų galvutės, dvi poros atsarginių minkštų ausyčių, membranos suaugusiam ir vaikui. Juodos, melsvos, pilkos arba žalsvos ir gelsvos spalvos.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
4150	Stetofonendoskopas Ri-Rap, ilgis 40 cm	45,76
4155	Stetofonendoskopas Ri-Rap, ilgis 80 cm	50,97

Stetofonendoskopas Littmann Classic II

Tradicinė dvipusė nerūdijančio plieno persukama stetoskopo galvutė užtikrina aukštą akustinį jautrumą ir aukščiausios kokybės charakteristikas. Patentuota, vienoje pusėje pakabinama diafragma sustiprina priešingoje pusėje esančią tradicinę varpelio funkciją. Ant galvutės paviršiaus nėra metalinių dalių. Ausytės minkštos ir labai patogios. Komplekte yra ir atsarginės kietos ausytės. Spalvos: juoda, bordo, tamsiai mėlyna, žalia, pilka, žydra ir kt.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
2201.	Stetofonendoskopas Littmann Classic II	101,08

Šildantys-šaldantys gelio kompresai

Daugkartinio naudojimo šildantis-šaldantis kompresas užpildytas geliu. Atšaldytą (šaldytuve) gelio kompresą galima naudoti, kai skauda galvą ar dantį, ištikus saulės/šilumos smūgiui, patyrus traumą ar susimušus, tinimo bei hematomų prevencijai. Pašildytą (mikrobangų krosnelėje – 1 min arba karštame vandenyje) gelio kompresą galima naudoti kraujotakai gerinti, sušildyti ir atpalaiduoti raumenis, šildyti krūtinei sergant bronchitu, sąnarių skausmui ir sustingimui mažinti. Atšaldytas gelio kompresas nepraranda elastingumo. Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje (iki 80° C) ir šaldyti šaldytuve (iki - 18° C). Keturi dydžiai. Galima rinktis su užvalkalu arba be jo.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
67000	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 13 x 14 cm	1,73
67010	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 29 x 12 cm	2,06
67020	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 26 x 16 cm	2,15
67040	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 30 x 40 cm	5,95
67070	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 29 x 12 cm, su užvalkalu	2,06
67080	Šildantis-šaldantis gelio kompresas, dydis 26 x 16 cm, su užvalkalu	2,15

Thera-band elastingis teipas Cramer Eco-Flex

Elastinis teipas limpa prie savęs, nelimpa prie odos ar rūbų. Naudojamas daugelyje situacijų: nedidelei žaizdai sutvarstyti, minkštiesiems audiniams suveržti, kaip poteipis, ledo maišeliui prilaikyti ir kita. Suteikia puikią atramą, tvirtai sukimba. Pagamintas iš neaustinės medžiagos, lengvai atplėšiamas, itin patvariai laikosi. Ilgis – 5,5 m, plotis – 5 arba 7,5 cm.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
485110	Thera-band elastingis teipas Cramer Eco-Flex, 5 cm x 5,5 m, baltas	1,32
485111	Thera-band elastingis teipas Cramer Eco-Flex, 7,5 cm x 5,5 m, baltas	1,98

Purškiamas ledas Gelo Spray

Optimalus visais traumų atvejais, naudojamas skausmui malšinti, tinimo bei hematomų prevencijai. Šaldantis efektas – sumažina raumenų pa-brinkimą ir skausmą po treniruočių, bei didelių fizinių krūvių. Talpa 300 ml.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
NTS001	Purškiamas ledas Gelo Spray	4,00

Procedūrinis stalas

Skirtas bendrajai ligonio apžiūrai ir procedūroms. Pagamintas iš sveikatai nekenksmingų, nealergizuojančių medžiagų. Gulimoji dalis aptraukta lengvai valoma dirbtine oda, su elastinio putų poliuretano paminkštiniu. Rėmas iš plieno, padengto polimeriniais dažais. Slankiojančios detalės chromuotos. Atlenkiami galvos atrama. Išmatavimai: ilgis – 195 cm, plotis – 60 cm. Fiksuoto aukščio. Galima rinktis iš trijų aukščių: 55, 60 arba 70 cm. Maksimali apkrova – 160 kg.



Art. nr.	Gaminio komplektacija	EUR be PVM
300001	Procedūrinis stalas, aukštis 55 cm, galvos atramos atlenkimo kampas 0°–30°	177,68
300001-01	Procedūrinis stalas, aukštis 66 cm, galvos atramos atlenkimo kampas-90° – 0°–30°. Komplekte yra popieriaus rulono laikiklis.	205,78
300001-03	Procedūrinis stalas, aukštis 70 cm, galvos atramos atlenkimo kampas 0°–30°. Komplekte yra popieriaus rulono laikiklis.	178,51

Pagalvėlės pragulų profilaktikai operacijų metu



Pagalvėlės pragulų profilaktikai operacijų metu


Tyrimai rodo, jog **20–30 proc. visų pragulų pradeda formuotis operacinėje.***

Pragulų lengviau išvengti, negu jas gydyti, todėl rekomenduojama imtis visų įmanomų priemonių pragulų profilaktikai, tokiu būdu sumažinant gydymo įstaigų patiriamas išlaidas bei sutrumpinant ligonių hospitalizacijos laikotarpį.

Trulife silikoninio gelio ir silikoninio gelio su porolonu pagalvėlės efektyviai apsaugo ligonį nuo pragulų atsiradimo operacijų metu.


Viena svarbiausių priežasčių praguloms atsirasti yra monotoniškas nuolatinis spaudimas, dėl kurio išsivysto audinių išemija, sutrinka deguonies ir medžiagų apykaita. Atlikus daugybę tyrimų nustatyta, jog audinių spaudimas pavojingas tada, kai jis didesnis nei 32 mmHg, tai yra toks spaudimas, kai užspaudžiami kapiliarai.

Nenaudojant galvą apsaugančios pagalvėlės



Vidutinis kūno spaudimas – 64,1 mmHg

Naudojant silikoninio gelio Azure pagalvėlę



Vidutinis kūno spaudimas – 8,64 mmHg

Pragulų profilaktikai skirtų silikoninio gelio ir silikoninio gelio su porolonu pagalvėlių grupės



MEDŽIAGA, IŠ KURIOS PAGAMINTOS PAGALVĖLĖS

Iš ypač minkšto ir lengvo silikoninio gelio su *Trugel* gelio sluoksniu, kuris atkartoja žmogaus audinių ir odos struktūrą. Iki 20 proc. lengvesnės už OASIS ir kitas gelio pagalvėles. Dėl elastinių savybių prisitaiko prie žmogaus kūno ir juda kartu su kūnu – išvengiama trinties ir šlyties.

Trugel – silikoninio gelio, kuris atkartoja žmogaus audinių tekstūrą. Sudėtyje nėra toksinių medžiagų, neteršia aplinkos. Neslankioja, pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Gelio užpildas specialiai apdorotas – neišteka.

Unikali *Trugel* silikoninio gelio ir porolono kombinacija, dėl kurios išformuojamos lengvesnės, aukštesnės kokybės pagalvėlės pragulų profilaktikai. Iki 50 proc. lengvesnės už OASIS ir kitas gelio pagalvėles. Dėl elastinių savybių prisitaiko prie žmogaus kūno ir juda kartu su kūnu – išvengiama trinties ir šlyties.

Patvarumas
Atliktas patvarumo testas, po kurio nebuvo matyti jokių deformacijos ženklų. Testas truko 2 metus, per kuriuos kiekvieną dieną pagalvėlės buvo naudojamos 8 kartus per dieną. Pagalvėlės nesiraukšlėja, plėvelė neatlimpa nuo gelio užpildo ir nesisluoksniuoja. Pagalvėlės nesusispaudžia – panaudojus grįžta į savo pirminę padėtį (atsistato).
Kitos savybės
Didelis pagalvėlių asortimentas ligonio pozicionavimui visų operacijų metu. Naudojamas medicininis silikonas. Sudėtyje nėra latekso – nedirgina odos. Netrukdo atlikti magnetinio rezonanso tomografiją. Pralaidžios rentgeno spinduliams (Oasis Elite pagalvėlių porolono sluoksnis matomas rentgeno nuotraukose). Biologiškai suderinamos – saugios naudoti. Daugkartinio naudojimo, ilgaamžės ir patvarios. Lengvai valomos (tinka standartinės dezinfekuojamosios medžiagos, naudojamos operacinėse). Pažymėtos CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos dėl medicinos gaminių 93/42/EEB reikalavimus.



Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant nugaros



	Gaminio komplektacija	Art. nr.	EUR be PVM
Galva ir kaklas	Oasis Elite galvos ir kaklo apsauga Suteikia idealią atramą galvai ir kaklui gulint ant nugaros. Tinka atliekant akies ir kitas operacijas. Ergonomiškai išformuota, apsaugo ligonio galvą nuo spaudimo pakaušio srityje. Spalva- žalia. Dydis: 275 x 237 x 90 mm.	EL151	169,42
	Azure galvos apsauga Sudaryta iš dviejų silikono sluoksnių, prisitaiko prie ligonio galvos formos ir suteikia patogią atramą bei efektyviai apsaugo pakaušį nuo spaudimo. Spalva – mėlyna. Dydis: 260 x 250 x 50 mm.	AZ100	81,82
	Oasis uždaro tipo žiedas galvai Apsaugo pakaušį, kaklą ir ausis. Pritaikomas daugelio operacijų metu. Spalva – žalia. Dydis: ø 200 x 45 mm.	OA012	71,00
	Oasis Elite uždaro tipo žiedas galvai Unikali gelio ir porolono kombinacijos pagalvėlė prisitaiko prie ligonio galvos formos. Pritaikomas daugelio operacijų metu. Spalva – žalia. Dydis: ø 200 x 50 mm.	EL012	71,00
Ranka ir alkūnė	Azure pagalvėlė rankai, ilga Atkartoja anatomišką rankos formą, todėl suteikia patogią atramą. Apima ranką nuo alkūnės iki riešo sąnario. Spalva – mėlyna. Dydis: 460 x 180 x 35 mm.	AZ201	101,65
Visas kūno paviršius	Azure ¼ ilgio paklotas Pakloto pagrindą sudaro ypatingai minkšta ir lengva silikono medžiaga, o paviršius – silikoninio gelio sluoksnis, suskirstytas kvadratiniais. Suteikia minkštą atramą kūnui. Šis paklotas yra 20 proc. lengvesnis už įprastus gelio paklotus. Spalva – mėlyna. Dydis: 1150 x 520 x 10 mm.	AZ611	289,25
Kryžkaulis	Azure pagalvėlė kryžkaulio sričiai Naudojama gulint ant nugaros arba litotominėje padėtyje. Efektyviai sumažina spaudimą kryžkaulio srityje. Spalva – mėlyna. Dydis: 450 x 445 x 30 mm.	AZ301	180,99
Koja ir kelis	Azure pagalvėlė kojoms Suteikia kojai atramą nuo pakinklio iki kulno srities. Pakinklio srityje pagalvėlė šiek tiek išgaubta – apsaugo pakinklio nervą ir patogiai apglunda aplink blauzdą. Spalva – mėlyna. Dydis: 515 x 180 x 40 mm.	AZ400	119,83
Čiurna, kulnas, pėda	Oasis Elite pagalvėlės kulnams, pora Suteikia atramą ir maksimalią apsaugą kulnams net ir ypač ilgų operacijų metu. Apsaugo Achilo sausgysles ir nuima spaudimą nuo kulnų srities. Lengvos ir lengvai naudojamos. Komplekte – 1 pora. Spalva – žalia. Dydis: 180 x 100 x 70 mm.	EL130	104,13
	Oasis kulnų taurelės, pora Sumažina spaudimą kulnų srityje. Gali būti naudojamos daugelio operacijų metu ir po jų, intensyviosios terapijos skyriuose, slaugai namuose. Vienas universalus dydis, apimtis reguliuojama lipniomis Velcro juostelėmis. Spalva – žalia. Dydis: 105 x 90 x 43 mm.	OA131-2	16,52
	Azure pagalvėlės kulnams, pora Apsaugo kulnus nuo spaudimo, suteikia atramą ir stabilumo operacijų metu. Spalva – mėlyna. Dydis: 190 x 175 x 30 mm.	AZ401	119,83


* – www.surgicalproductsmag.com. 2010. Claire Williams Tager.

Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant pilvo



	Gaminio komplektacija	Art. nr.	EUR be PVM
Galva ir kaklas	Oasis Elite pagalvėlė veido apsaugai Anatomiškai išformuota, kad ligonio veidui būtų suteikta patogی atrama ir galimybė pravesti kvėpavimo vamzdelius iš abiejų pagalvėlės pusių. Stabili, patogی ligoniui, lengva ir patvari. Spalva – žalia. Dydis: 280 x 240 x 140 mm.	EL141	206,61
	Oasis atviro tipo žiedas galvai Pasagos formos. Minkštas, patogus ir patvarus. Suteikia atramą veidui, galimybė pravesti kvėpavimo vamzdelius. Gali būti naudojamas pozicionuojant ligonį ant pilvo arba šono. Spalva – žalia. Dydis: 200 x 50 mm.	OAo22	61,98
Ranka ir alkūnė	Oasis Elite pagalvėlė rankai, trumpa Anatomiškai išformuota, dedama ant operacinio stalo atramos rankai. Suteikia papildomą atramą ir stabilumą rankai, naudojama įvairioms procedūroms. Spalva – žalia. Dydis: 395 x 140 x 40 mm.	EL102	78,51
Visas kūno paviršius	Oasis Elite pozicionavimo ant pilvo sistema Galima naudoti pozicionuojant ligonį ant pilvo arba šono. Sistemą sudaro 3 poros pleišto formos silikoninio gelio ir porolono kombinacijos pagalvėlių. Spalva – žalia. Dydis: 675 x 500 x 100 mm.	EL905	640,49
	Oasis Elite pozicionavimo ant pilvo sistema Rekomenduojama naudoti kartu su „Oasis Elite“ pagalvėle veido apsaugai (art. nr. EL141). Spalva – žalia. Dydis: 610 x 530 x 130 mm.	EL903	342,97
	Oasis pusvolis 100 proc. silikoninio gelio užpildas. Universaliai pritaikomas pozicionuojant ligonį. Gali būti dedamas po krūtine, klubais ir kt. Suteikia stabilumo ir sumažina spaudimą. Trys dydžiai. Spalva – žalia. Dydis: 305 x 95 x 75 mm (OA211), 405 x 95 x 75 mm (OA212), 505 x 95 x 75 mm (OA213).	OA211 OA212 OA213	90,90 119,83 156,20
	Oasis Elite pagalvėlė keliams Naudojama įvairioms procedūroms, kai ligonis guli ant pilvo. Apsaugo kelio sąnarius nuo spaudimo. Spalva – žalia. Dydis: 510 x 150 x 35 mm.	EL401	95,04
Čiurna, kulnas, pėda	Oasis Elite pusvolis Ši lengva pozicionavimo priemonė gali būti pritaikoma daugeliui chirurginių operacijų ligonį pozicionuojant įvairiose padėtyse. Gulint ant pilvo apsaugo čiurnos sąnarį ir viršutinį pėdos skliautą. Spalva – žalia. Dydis: 350 x 150 x 75 mm.	EL210	180,99
Specialios pagalvėlės	Oasis pagalvėlės Keturių pusvolio formos pagalvėlės dedamos ant Reltono rėmo atramų. Suteikia puikią atramą krūtinei ir pilvui atliekant nugaros operacijas. Spalva – žalia. Dydis: 190 x 170 x 18 mm.	OA120	329,75

Pozicionavimo rekomendacijos gulint ant šono



	Gaminio komplektacija	Art. nr.	EUR be PVM
Galva ir kaklas	Oasis atviro tipo žiedas galvai Pasagos formos. Minkštas, patogus ir patvarus. Suteikia atramą veidui, galimybė pravesti kvėpavimo vamzdelius. Gali būti naudojamas pozicionuojant ligonį ant pilvo arba šono. Spalva – žalia. Dydis: 200 x 50 mm.	OAo22	61,98
	Oasis uždaro tipo žiedas galvai Apsaugo pakaušį, kaklą ir ausis. Pritaikomas daugelio operacijų metu. Spalva – žalia. Dydis: 200 x 45 mm.	OAo12	70,24
Ranka ir alkūnė	Oasis rankovė Įsiūta Velcro juostelė leidžia apjuosti alkūnę ir apsaugoti Unarinį/Brachialinį nervus. Spalva – žalia. Dydis: 460 x 210 x 8 mm.	OAo61	61,98
	Oasis Elite pagalvėlė rankai, ilga Anatomiškai išformuota, dedama ant operacinio stalo atramos rankai. Suteikia papildomą atramą ir stabilumą rankai, naudojama įvairioms procedūroms. Spalva – žalia. Dydis: 510 x 150 x 35 mm.	EL101	95,04
Visas kūno paviršius	Oasis Elite pozicionavimo ant šono sistema Naudojant šią pleišto formos pagalvę, galima greitai keisti ligonio padėtį iš gulimos ant nugaros į gulimą ant šono. Pagalvėje išformuota anga peties sąnariui ir rankai gulint ant šono. Dažniausiai naudojama atliekant klubo sąnario keitimo, peties sąnario, inkstų ir kitas operacijas. Suteikia anatomiškai teisingą atramą stuburui gulint ant šono. Spalva – žalia. Dydis: 720 x 500 x 160 mm.	EL900	272,72
	Oasis ilgas paklotas Tiesiamas ant operacinio stalo, suteikia atramą viso kūno paviršiui ir apsaugo nuo spaudimo. Pritaikomas pozicionuojant ligonį įvairiose padėtyse. Lankstus, minkštas, patogus ligoniui, universalus pritaikymo, tolygiai paskirsto kūno svorio spaudimą į liečiamąjį paviršių. Spalva – žalia. Dydis: 520 x 520 x 10 mm.	OAo30	136,36
	Oasis ilgas paklotas Tokios pačios savybės kaip universalus pakloto Oasis (art. nr. OAo30). Spalva – žalia. Dydis: 1800 x 520 x 10 mm.	OAo32	371,07
	Azure universali pagalvėlė pozicionavimui Universaliai pritaikoma ligonio pozicionavimui ir apsaugai nuo spaudimo daugelio operacijų metu. Lengva. Spalva – mėlyna. Dydis: 425 x 155 x 60 mm.	AZ500	152,89
	Oasis diržas galūnėms Naudojamas ligonio rankoms arba kojoms pritvirtinti prie operacinio stalo ir taip išlaikyti stabilėsnę ligonio padėtį. Spalva – žalia. Dydis: 315 x 45 x 10 mm.	OA113	33,88
	Oasis Elite pusvolis Ši lengva pozicionavimo priemonė gali būti pritaikoma daugeliui chirurginių operacijų ligonį pozicionuojant įvairiose padėtyse. Spalva – žalia. Dydis: 400 x 140 x 110 mm.	EL215	214,87
	Oasis kulnų ir čiurnų apsaugos, pora Įsiūta Velcro juostelė leidžia apgaubti pėdą, taip apsaugant Achilo sausgyslę, kulną, čiurnos sąnarį ir padą. Spalva – žalia. Dydis: 250 x 120 x 10 mm.	OA200	90,90
Specialios pagalvėlės	Oasis universali pozicionavimo pagalvėlė 100 proc. silikonu pagalvėlė saugi ir efektyvi pozicionavimo priemonė universaliai pritaikoma visų chirurginių operacijų metu. Pavyzdžiui, pozicionavimo ant šono metu gali būti naudojama plaštakai apsaugoti. Spalva – žalia. Dydis: 150 x 60 x 40 mm.	OAo50	43,80

Pozicionavimo rekomendacijos – litotominė padėtis



OA012



AZ301



OA092



OA160



OA200



OA037



	Gaminio komplektacija	Art. nr.	EUR be PVM
Galva ir kaklas	Azure galvos apsauga Sudaryta iš dviejų silikonu sluoksnių, prisitaiko prie ligonio galvos formos, suteikia patogią atramą bei efektyviai apsaugo pakaušį nuo spaudimo. Spalva – mėlyna. Dydis: 260 x 250 x 50 mm.	AZ100	81,82
	Oasis uždaro tipo žiedas galvai Apsaugo pakaušį, kaklą ir ausis. Pritaikomas daugelio operacijų metu. Spalva – žalia. Dydis: Ø 200 x 45 mm.	OA012	70,25
Ranka ir alkūnė	Azure pagalvėlė rankai, ilga Atkartoja anatomišką rankos formą, todėl suteikia patogią atramą. Apima ranką nuo alkūnės iki riešo sąnario. Spalva – mėlyna. Dydis: 460 x 180 x 35 mm.	AZ201	103,30
Visas kūno paviršius	Azure ¼ ilgio paklotas Pakloto pagrindą sudaro ypatingai minkšta ir lengva silikonu medžiaga, o paviršius – silikoninio gelio sluoksnis, suskirstytas kvadratiniais. Suteikia minkštą atramą kūnui. Šis paklotas yra 20 proc. lengvesnis už įprastus gelio paklotus. Spalva – mėlyna. Dydis: 1150 x 520 x 10 mm.	AZ611	290,08
	Oasis paklotas Su išpjova tarpvietei. Universaliai pritaikomas daugeliui ortopedinių ir urologinių operacijų. Minkštas, lankstus. Spalva – žalia. Dydis: 990 x 500 x 30 mm.	OA037	260,33
	Azure pagalvėlė kryžkaulio sričiai Naudojama gulint ant nugaros arba litotominėje padėtyje. Efektyviai sumažina spaudimą kryžkaulio srityje. Spalva – mėlyna. Dydis: 450 x 445 x 30 mm.	AZ301	180,99
Koja ir kelis	Azure pagalvėlės kojų laikikliams, pora Tinka įvairaus tipo kojų laikikliams. Apsaugo kojų nervus ir kraujagysles litotominėje padėtyje. Minkštos, lengvos, dviejų silikonu sluoksnių. Spalva – mėlyna. Dydis: 370 x 205 x 25 mm.	AZ410	117,35
	Oasis pagalvėlės kojų laikikliams, pora Tinka įvairaus tipo kojų laikikliams. Apsaugo kojų nervus ir kraujagysles litotominėje padėtyje. Spalva – žalia. Dydis: 520 x 300 x 10 mm.	OA092	214,87
	Oasis pagalvėlė pėdų laikikliui Sumažina spaudimą ir apsaugo blauzdą bei kulną. Pritaikoma ir Faulerio padėtyje. Tinka daugeliui pėdų laikiklių (bato tipo). Tvirtinama Velcro juostele. Spalva – žalia. Dydis: 605 x 140 x 5 mm.	OA160	81,82
Čiurna, kulnas, pėda	Oasis kulnų ir čiurnų apsaugos, pora Įsiūta Velcro juostelė leidžia apgaubti pėdą, taip apsaugant Achilo sausgyslę, kulną, čiurnos sąnarį ir padą. Spalva – žalia. Dydis: 250 x 120 x 10 mm.	OA200	90,08