



UAB „TEIDA“
 Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas
 Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
 info@teida.lt www.teida.lt



Rea Azalea Minor

Standartinės komplektacijos kaina 1700 EUR
 Maksimalus naudotojo svoris: 75 kg.



Vežimėlio pritaikymą atliko: _____

Vežimėlis skirtas: _____

Adresas: _____

Tel.: _____

El. paštas: _____

Data: _____

- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždedami „kryželį“ arba „varnelę“
 ◆ - standartinėje komplektacijoje • - nemokamas pasirinkimas

NAUDOTOJO SVORIS: _____ kg

Kodas	Vežimėlio dalis		Kaina EUR
BNA0012	Rea Azalea Minor	<input type="checkbox"/>	1700
BNA8000	Rea Azalea specialus	<input type="checkbox"/>
Varomosios jėgos tipas:			
BNA0020	Vežimėlis valdomas palydovo, vežimėlis su 16 colių ratais, su palydovo valdomais stabdžiais	<input type="checkbox"/>	289
BNA0025	Aktyvaus tipo su 22 arba 24 colių ratais, su ratų stabdžiais	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0030	Aktyvaus tipo su 22 arba 24 colių ratais, su palydovo valdomais stabdžiais	<input type="checkbox"/>	210
Sėdimoji dalis			
<u>Alternatyvus modelis:</u>			
BNA0037	Minor (5 cm mažesnis gylis ir 3 cm ilgis)	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės plotis:</u>			
BNA0038	34 cm (minor)	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės praplatinimas:</u>			
BNA0065	+5 cm	<input type="checkbox"/>	•
BNA0075	+10 cm (tik su 16 colių ratais)	<input type="checkbox"/>	•
<u>Sėdynės gylis:</u>			
BNA0095	38-45 cm	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės aukštis:</u>			
BNA0110	40 cm (nesuderinama su 20cm ratukais ir ilgu pakuju)	<input type="checkbox"/>	•

BNA0120	45 cm	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės tipas:</u>			
BNA0130	Keičiamas sėdimosios dalies gylis	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Pagalvėlė:</u>			
BNA0165	Išgaubta pagalvėlė	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės užvalkalų tipas:</u>			
BNA0191	Juodas minkštas TR35	<input type="checkbox"/>	●
BNA0201	Juodas dartex TR26	<input type="checkbox"/>	◆
BNA020	Juodas Spacer TR36	<input type="checkbox"/>	53
<u>Nugaros atramos</u>			
<u>Nugaros atramos tipas:</u>			
BNA0217	Atlenkiama nugaros atrama (keičiamas ilgis ir plotis)	<input type="checkbox"/>	199
BNA0218	Atlenkiama nugaros atrama (Fiksuota)	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Nugaros atramos užvalkalų tipas:</u>			
BNA0240	Uždengimas šonams	<input type="checkbox"/>	●
BNA0250	Pagalvėlė (laguna)	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0260	Pagalvėlė (Mistral2) liemens palaikymui	<input type="checkbox"/>	199
<u>Stūmimo rankenos:</u>			
BNA0340	Stūmimo rankenos fiksuotos	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0345	Stūmimo rankenos reguliuojamos	<input type="checkbox"/>	199
<u>Sėdėjimo pozicija</u>			
<u>Sėdynės pavertimo ir nugaros atramos reguliavimo tipas:</u>			
BNA0350	Palydovo valdoma nugaros atrama ir sėdynė su pneumocilindru	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Sėdynės pavertimo fiksavimas:</u>			
BNA1263	Pavertimo užraktas	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Pakojų reguliavimas:</u>			
BNA0375	Žema pozicija (standartas)	<input type="checkbox"/>	◆
<u>Pakojai/pakojų pėdų plokštelės:</u>			
BNA0380	Kairės pusės pakojis pakeliamas su blauzdu ir kelių atramomis	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0390	Kairės pusės pakojis fiksuotas 80°, nusukamas į išorę ir vidų	<input type="checkbox"/>	●
BNA0410	Pakojis amputuotoms kojoms, kairės pusės	<input type="checkbox"/>	150
BNA0430	Dešinės pusės pakojis pakeliamas su blauzdu ir kelių atramomis	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0440	Dešinės pusės pakojis fiksuotas 80°, nusukamas į išorę ir vidų	<input type="checkbox"/>	●
BNA0460	Pakojis amputuotoms kojoms, dešinė pusė	<input type="checkbox"/>	150
BNA0475	Vienos dalies pakojų pėdų plokštelė, reguliuojamo kampo ir gylio	<input type="checkbox"/>	189
BNA0476	Vienos dalies pakojų pėdų plokštelė, reguliuojamo kampo ir gylio (ilga)	<input type="checkbox"/>	189
BNA0477	Vienos dalies pakojis (dėžutė) paminkštintas, trumpas	<input type="checkbox"/>	839
BNA0480	Pėdų plokštelė fiksuota, trumpa su kulno juoste (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	●
BNA0490	Pėdų plokštelė reguliuojamas gylis ir kampas, trumpa, su kulno juoste (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	39
BNA0510	Pėdų plokštelė fiksuota, ilga su kulno juoste (nesuderinama su plokštelės prailginimu) (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0520	Pėdų plokštelė reguliuojamas gylis ir kampas, ilga, su kulno juoste (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	39
BNA0540	Pėdų plokštelė fiksuota, trumpa su kulno juoste (dešinė pusė) (nesuderinama su plokštelės prailginimu)	<input type="checkbox"/>	●
BNA0550	Pėdų plokštelė reguliuojamas gylis ir kampas, trumpa, su kulno juoste (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	39
BNA0570	Pėdų plokštelė fiksuota, ilga su kulno juoste (nesuderinama su plokštelės prailginimu) (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0580	Pėdų plokštelė reguliuojamas gylis ir kampas, ilga, su kulno juoste (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	39
<u>Porankiai</u>			
<u>Kairės pusės:</u>			
BNA0600	Standartiniai	<input type="checkbox"/>	◆

BNA0605	Platūs (suderinami tik su 16 colių ratais)	<input type="checkbox"/>	•
BNA0610	Paminkštinti (neįmanoma su standartiniu staliu)	<input type="checkbox"/>	69
BNA0645	Hemiplegiškas (nesuderinama su stalo aksesuarais)	<input type="checkbox"/>	222
<i>Kairės pusės:</i>			
BNA0630	Standartiniai	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0635	Platūs (suderinami tik su 16 colių ratais)	<input type="checkbox"/>	•
BNA0640	Paminkštinti (neįmanoma su standartiniu staliu)	<input type="checkbox"/>	69
BNA0645	Hemiplegiškas (nesuderinama su stalo aksesuarais) (savaiminis užraktas)	<input type="checkbox"/>	222
<u>Pasirinkimai sėdynėi:</u>			
<i>Porankiai:</i>			
BNA0680	Šonų apsaugos	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0690	Pagalvėlė šonų apsaugoms (tik su šonų apsaugomis)	<input type="checkbox"/>	32
BNA0695	Pagalvėlė šoninė apsauga	<input type="checkbox"/>	115
<i>Sėdynė:</i>			
BNA0710	Šlapimo nelaikymo uždangalas	<input type="checkbox"/>	44
BNA0720	Prilaikanti pagalvėlė	<input type="checkbox"/>	129
<i>Nugaros atramos:</i>			
BNA0730	Galvos atrama, reguliuojama į šonus	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0740	Uždangalas galvos atramai	<input type="checkbox"/>	45
BNA0750	Galvos atrama su skruostų prilaikymu, reguliuojama į šonus	<input type="checkbox"/>	259
BNA0770	Kaklo atrama	<input type="checkbox"/>	•
BNA0780	Uždangalas kaklo atramai	<input type="checkbox"/>	45
BNA0790	Klinikinis komplektas galvai ir kaklui	<input type="checkbox"/>	•
BNA0800	Liemens palaikymas reguliuojamas su standartine svirtimi (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	146
BNA0810	Liemens palaikymas reguliuojamas su standartine svirtimi (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	146
BNA0820	Liemens palaikymas reguliuojamas su prailginta svirtimi (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	159
BNA0830	Liemens palaikymas reguliuojamas su prailginta svirtimi (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	159
BNA0840	Liemens palaikymas su standartine svirtimi (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	69
BNA0850	Liemens palaikymas su standartine svirtimi (dešinė pusė)	<input type="checkbox"/>	69
BNA0860	Liemens palaikymas su prailginta svirtimi (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	129
BNA0870	Liemens palaikymas su prailginta svirtimi (kairės pusė)	<input type="checkbox"/>	129
BNA0880	Liemens palaikymas su nusukama svirtimi (kairės pusė)	<input type="checkbox"/>	128
BNA0890	Liemens palaikymas su nusukama svirtimi (dešinės pusė)	<input type="checkbox"/>	128
BNA0895	Liemens palaikymas su reguliuojam, nusukama svirtimi (kairės pusė)	<input type="checkbox"/>	169
BNA0896	Liemens palaikymas su reguliuojama, nusukama svirtimi (kairės pusė)	<input type="checkbox"/>	169
BNA0910	Juosmens palaikymo pagalvėlė	<input type="checkbox"/>	19
BNA0915	Pakreipimo skalė nugaros atramai	<input type="checkbox"/>	45
BNA0920	Pleištas (viena pora)	<input type="checkbox"/>	25
BNA0925	Privatumo priedas	<input type="checkbox"/>	59
<i>Koju atramos:</i>			
BNA0930	Pėdų atramos prailginimas (Kairės pusės)	<input type="checkbox"/>	24
BNA0940	Pėdų atramos prailginimas (Dešinės pusės)	<input type="checkbox"/>	24
BNA0942	Blauzdų juostelė (paminkštinta)	<input type="checkbox"/>	65
BNA0945	Blauzdų juostelė (tik su pėdų plokšte)	<input type="checkbox"/>	•
<u>Spalvos</u>			
BNA0944	Perlo pilka	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0946	Azūro	<input type="checkbox"/>	•
BNA0947	Smėlio (tik specialiai užsakant)	<input type="checkbox"/>	85
BNA0948	Elektrinė žalia	<input type="checkbox"/>	85
BNA0949	Raudona	<input type="checkbox"/>	85
<i>Važiuklė:</i>			

BNA0950	Važiuklės prailginimas	<input type="checkbox"/>	99
<u>Priekiniai ratukai</u>			
BNA0960	Fiksuoti	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0970	14x4cm minkšti	<input type="checkbox"/>	•
BNA0985	15x3cm vidutiniškai kieti	<input type="checkbox"/>	•
BNA0990	15x3cm vidutiniškai minkšti	<input type="checkbox"/>	•
<u>Galiniai ratai</u>			
<i><u>Galinių ratų tipas:</u></i>			
BNA1040	Greito nuėmimo	<input type="checkbox"/>	◆
BNA1045	16 colių (nesuderinama su varymo lankais)		•
BNA1045	22 colių	<input type="checkbox"/>	•
BNA1045	24 colių	<input type="checkbox"/>	◆
<i><u>Padangų tipas:</u></i>			
BNA1070	Pneumatinės	<input type="checkbox"/>	•
BNA1080	Pneumatinės profiliuotos	<input type="checkbox"/>	•
BNA1085	Nepraduriamos	<input type="checkbox"/>	•
BNA1090	Vientisos pilkos gumos	<input type="checkbox"/>	◆
BNA1095	Žemo profilio	<input type="checkbox"/>	•
<i><u>Stumiamųjų lankų tipas:</u></i>			
BNA1100	Aliuminio	<input type="checkbox"/>	◆
BNA1120	Padengtas plastiką	<input type="checkbox"/>	89
<u>Pasirinkimai ašiai</u>			
<i><u>Stipinių apsauga:</u></i>			
BNA1160	Stipinių apsauga (skaidri)	<input type="checkbox"/>	119
<u>Stabdžių tipas</u>			
BNA1170	Naudotojo valdomi	<input type="checkbox"/>	◆
BNA1180	Vienos pusės stabdžiai (kairė pusė)	<input type="checkbox"/>	349
BNA1185	Vienos pusės stabdžiai (dešinės pusė)	<input type="checkbox"/>	349
<u>Pasirinkimai saugumui</u>			
BNA1200	Juosmens diržas	<input type="checkbox"/>	59
BNA1205	H tipo diržai	<input type="checkbox"/>	160
BNA1220	Atšvaitų rinkinys (galiniai ratai ir ratukai)	<input type="checkbox"/>	28
<u>Priedai</u>			
BNA1230	Stalelis (pridedamas tvirtinimo rinkinys)	<input type="checkbox"/>	146
BNA1240	Nusukamas stalelis	<input type="checkbox"/>	299
BNA1235	Stalelio pagalvėlė	<input type="checkbox"/>	95
BNA1270	Pompa	<input type="checkbox"/>	10
BNA1280	Lazdos laikiklis	<input type="checkbox"/>	75
BNA1290	Klinikinis rinkinys	<input type="checkbox"/>	65
BNA1310	Priedas kai naudojamas juosmens diržas pozicionavimui	<input type="checkbox"/>	55

*kai kurie dydžiai ir priedai kartu nekomplektuojami

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku:

(Pavardė, vardas , parašas, data)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas. Su sąlyga sutinku:_____.

(Parašas)

Daugiau informacijos: www.invacare.eu.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite info@teida.lt